

GADNIC

Almohadilla Térmica

Manual de Usuario



ALMTERO3

1 Información de seguridad

- Revise cuidadosamente el cojín térmico antes de cada uso, si nota desgaste o daños.
- No lo utilice si observa desgaste, daños o signos de uso inadecuado en el dispositivo, el interruptor o los cables o si el dispositivo no funciona.
- Antes de conectar el dispositivo a su fuente de alimentación, asegúrese de que el voltaje de alimentación indicado en la placa de características sea compatible con su fuente de alimentación.
- No doble ni arrugue el cojín térmico durante el uso.
- No perfore el cojín ni coloque alfileres de seguridad u otros objetos puntiagudos en el cojín.
- No utilice el dispositivo en niños o personas discapacitadas, dormidas o insensibles al calor (personas que no pueden reaccionar ante el sobrecalentamiento).
- Los niños menores de 3 años no pueden usar este dispositivo porque no pueden reaccionar ante el sobrecalentamiento.
- El dispositivo no debe ser utilizado por niños pequeños mayores de 3 años, a menos que la unidad de control haya sido ajustada en consecuencia por sus padres o tutores legales o a menos que el niño haya sido bien instruido sobre cómo usar la unidad de control correctamente.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario sin supervisión.
- Nunca use el cojín sin supervisión.
- El dispositivo es solo para uso privado y no debe usarse en hospitales.
- No se duerma mientras el cojín térmico está encendido.
- El uso prolongado del cojín térmico a una temperatura alta puede provocar quemaduras en la piel.

- No cubra la almohadilla con ningún otro cojín. El interruptor de control no debe cubrirse ni colocarse encima o debajo de la almohadilla mientras la unidad está en funcionamiento.
- No se sienta sobre el cojín térmico. En su lugar, coloque la almohadilla sobre o contra la parte del cuerpo que se va a tratar. El uso previsto del es para tratar solo la espalda y el cuello.
- Nunca toque un cojín térmico que se haya caído al agua. Desenchufe la unidad de la toma de corriente inmediatamente.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.
- Nunca transporte, tire o gire el cojín térmico por el cable de alimentación y no deje que el cable se enrede.
- No use el cojín térmico cuando esté mojado y solo úsela en ambientes secos (no en el baño o ambientes similares).
- Los controles y cables no deben exponerse a ningún tipo de humedad.
- Si ocurre una falla, no intente reparar la unidad usted mismo. Las reparaciones solo deben ser realizadas por un distribuidor especializado autorizado u otro personal debidamente calificado.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro.
- Un cable de alimentación dañado debe sustituirse por un cable de alimentación del mismo tipo.
- El cojín térmico solo se puede utilizar con la unidad de control (SS19S) suministrada.
- Cuando guarde el cojín térmico, déjelo enfriar antes de doblar.
- Si tiene alguna inquietud sobre problemas de salud, consulte a su médico antes de usar el cojín térmico.
- No use el cojín térmico en partes del cuerpo que estén hinchadas, lesionadas o inflamadas.
- Si experimenta dolores persistentes en los músculos y las articulaciones, informe a su médico. Los dolores persistentes pueden ser un síntoma de una enfermedad grave.
- Si siente algún dolor o malestar mientras usa la unidad, deje de usarla inmediatamente.

Limpieza y mantenimiento

Almohadilla de calor

- Antes de limpiar la almohadilla, desenchúfela del tomacorriente y déjela enfriar durante al menos diez minutos.
- El cojín térmico está equipada con un cable desmontable. Desconecte el enchufe y retire el cable del cojín térmico.
- Puede lavar el cojín térmico suavemente a mano. La mejor manera de hacer esto es poner el cojín térmico en un baño con agua tibia y un poco de detergente suave y luego exprimirlo suavemente.
- Enjuague el cojín térmico varias veces para eliminar todo el detergente.
- Guarde la unidad en un lugar limpio y seco, colocado plana sin nada que lo cubra ni se apoye sobre el.
- Utilice el aparato solo una vez que esté completamente seco.

Eliminación de desechos



No deseche este producto como residuo municipal sin clasificar.

Es necesaria la recogida de dichos residuos por separado para un tratamiento especial.

Para devolver su dispositivo usado, utilice el sistema de devolución y recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar