

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

MASAJEADOR DE PIERNAS RELAX PRO



AIRCOM07

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

¡ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDAR!

Gracias por comprar el masajeador de compresión de aire. Esta guía del usuario está destinada a brindarle pautas para garantizar que la operación de este producto sea segura y no represente un riesgo para el usuario. Cualquier uso que no cumpla con las pautas descritas en esta guía del usuario puede anular la garantía limitada.

Contenido de la caja

- Masajeador de piernas
- Adaptador
- Guía del usuario

Partes

1. Masajeador de piernas
2. Manguera de presión de aire
3. Pantalla LCD
4. Panel de control



Control

1. Presione la tecla de encendido para ingresar automáticamente al modo horizontal lento, la presión del aire está en la posición débil de manera predeterminada y la función de calefacción está apagada.
2. Presione el interruptor de modo para alternar entre los tres modos (calmante, relajante e inteligente).
3. Presione el interruptor de presión de aire y las tres fuerzas (fuerte, media y débil) se cambian en ciclos.
4. Presione el interruptor de calefacción para cambiar la temperatura en 2 niveles (nivel alto y nivel bajo) cíclicamente.
5. Presione el botón de encendido para apagar y finalizar el trabajo.



Operación

1. Colóquese cada masajeador, manteniendo los pies apoyados en la parte inferior. Tenga en cuenta que cada uno está marcado L y R para cada pie.
 2. Use la correa para asegurar firmemente su pie en el masajeador.
 3. Use la correa para asegurar firmemente su pierna en el masajeador.
 4. Mueva el pie para asegurarse de que el masajeador esté bien sujeto.
 5. Inserte las dos conexiones de presión de aire en el controlador.
 6. Presione el botón de encendido mientras el LED permanecerá encendido.
 7. Ajuste la fuerza y el modo de la presión del aire con la mano, y puede ver su operación en la pantalla LCD.
- NOTA: El dispositivo se apagará automáticamente después de 20 minutos. Para obtener los mejores resultados, no utilice el masajeador de piernas durante más de una hora.

Cuidado y mantenimiento

- Guarde el producto en un lugar seco, lejos de la humedad y la luz solar directa.
- Limpie con una toalla seca.

Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
El dispositivo no funciona	La unidad no está conectada a una fuente de alimentación.	Asegúrese de que la unidad esté completamente conectada a la corriente.
	No se presionó el botón de encendido.	Presione el botón de encendido.
El dispositivo dejó de funcionar repentinamente	La unidad estuvo funcionando más de 15 minutos.	Reinicie la unidad para reanudar su uso.