

GADNIC

Almohadilla Térmica

Manual de Usuario



ALMTERO2



¡INFORMACIÓN IMPORTANTE! CONSERVAR PARA USO FUTURO!

Lea atentamente el manual de instrucciones antes de usar este dispositivo, especialmente las instrucciones de seguridad, y conserve el manual de instrucciones para uso futuro.

Si le entrega este dispositivo a otra persona, es vital que también le entregue estas instrucciones de uso.



Este manual de instrucciones pertenece a este dispositivo.

Contiene información importante sobre la puesta en marcha y el funcionamiento.

Lea atentamente el manual de instrucciones.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones graves o daños al dispositivo.



ADVERTENCIA

Deben observarse estas notas de advertencia para evitar lesiones al usuario.



PRECAUCIÓN

Estas notas deben tenerse en cuenta para evitar cualquier daño al dispositivo.



NOTA

Estas notas le brindan información adicional útil sobre la instalación u operación.



Categoría de protección II



¡No perfore el cojín térmico!



¡No debe ser utilizado por niños muy pequeños. (0-3 años)!



¡Utilice el cojín térmico solo en interiores!



¡El cojín térmico se puede lavar a mano!
Puede lavar la funda del cojín en un lavado normal al máximo. 30 ° C!



¡No lavar con cloro!



¡No seque el cojín térmico en una secadora!
¡La funda del cojín no se puede poner en la secadora!



¡No planchar el cojín térmico! ¡Puede planchar la funda del cojín a baja temperatura!



¡No lavar en seco!

1 Información de seguridad

- Revise cuidadosamente el cojín térmico antes de cada uso, si nota desgaste o daños.
- No lo utilice si observa desgaste, daños o signos de uso inadecuado en el dispositivo, el interruptor o los cables o si el dispositivo no funciona.
- Antes de conectar el dispositivo a su fuente de alimentación, asegúrese de que el voltaje de alimentación indicado en la placa de características sea compatible con su fuente de alimentación.
- No doble ni arrugue el cojín térmico durante el uso.
- No perfore el cojín ni coloque alfileres de seguridad u otros objetos puntiagudos en el cojín.

- Los niños menores de 3 años no pueden usar este dispositivo porque no pueden reaccionar ante el sobrecalentamiento.

- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario sin supervisión.

- El dispositivo es solo para uso privado y no debe usarse en hospitales.

- No se sienta sobre el cojín térmico. En su lugar, coloque la almohadilla sobre o contra la parte del cuerpo que se va a tratar. El uso previsto del es para tratar solo la espalda y el cuello.
- Nunca toque un cojín térmico que se haya caído al agua. Desenchufe la unidad de la toma de corriente inmediatamente.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.
- Nunca transporte, tire o gire el cojín térmico por el cable de alimentación y no deje que el cable se enrede.
- Si ocurre una falla, no intente reparar la unidad usted mismo. Las reparaciones solo deben ser realizadas por un distribuidor especializado autorizado u otro personal debidamente calificado.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro.
- Un cable de alimentación dañado debe sustituirse por un cable de alimentación del mismo tipo.
- El cojín térmico solo se puede utilizar con la unidad de control suministrada.
- Cuando guarde el cojín térmico, déjelo enfriar antes de doblar.

Limpieza y mantenimiento

Almohadilla de calor

- Antes de limpiar la almohadilla, desenchúfela del tomacorriente y déjela enfriar durante al menos diez minutos.
- El cojín térmico está equipada con un cable desmontable. Desconecte el enchufe y retire el cable del cojín térmico.
- Puede lavar el cojín térmico suavemente a mano. La mejor manera de hacer esto es poner el cojín térmico en un baño con agua tibia y un poco de detergente suave y luego exprimirlo suavemente.
- Enjuague el cojín térmico varias veces para eliminar todo el detergente.
- Guarde la unidad en un lugar limpio y seco, colocado plana sin nada que lo cubra ni se apoye sobre el.
- Utilice el aparato solo una vez que esté completamente seco.

Eliminación de desechos



No deseche este producto como residuo municipal sin clasificar.

Es necesaria la recogida de dichos residuos por separado para un tratamiento especial.

Para devolver su dispositivo usado, utilice el sistema de devolución y recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar