

GADNIC

MANUAL DE USUARIO
PLACA ANTI BRUXISMO
QUIETB



ANTIRO2X

Instrucciones de uso

Este producto está hecho de silicona de calidad alimentaria, cómodo de llevar, inofensivo para el cuerpo humano, de acuerdo a sus propios dientes

Diseño de ventilación hueco, ayuda a la protección de los dientes, problemas de rechinar los dientes, tomar el producto antes de ir a la cama para morder la cavidad oral.

Cuando no esté en uso, colóquelo en la caja de almacenamiento especial, y esterilizar con alcohol o agua hirviendo antes de su uso.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar