

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

BALANZA



BALANZ41

Balanza electrónica

Para el uso y mantenimiento de la báscula lea completamente estas instrucciones antes de ponerla en funcionamiento.

ESPECIFICACIONES

- Equipada con un sensor de "calibre de manchas" de alta precisión y una CPU de alta capacidad para garantizar la precisión de pesaje.
- Capacidad: 10g-20 kg
- Función de tara.
- Apagado automático
- Mostrar tensión baja

PARÁMETRO TÉCNICO

1. Capacidad: 10g-20 kg
2. UNIDAD: kg/ lb/ st
3. Mostrar valor numérico: 10g
4. Batería: 2x pi las AAA (no incluidas)
5. temperatura de trabajo: 0°C-40°C
6. uso de la pantalla: LCD Mostrar 3 unidades.

FUNCIONAMIENTO DE TECLAS

- Tecla ON/OFF/TARA: Encendido, Apagado, Tara
- Tecla UNIT: seleccionar la unidad de medida para kg/lb/st.

OPERACIÓN

e Extraiga la báscula, abra la tapa de las pilas y coloque las pilas en el compartimento.

- Colocar la báscula sobre una mesa plana y asegúrate de que esté firme.

PASO DE PESAJE

1. En el estado pulse la tecla de "ON/OFF/TARE" para encender, la escala se cero "0.00" aparecerá en la pantalla después de 2 segundos.
2. Pulse la tecla UNIT, puede cambiar "kg", "lb", "st".
3. En el estado de peso, coloque al bebé en la báscula, la pantalla LCD mostrará el peso del bebé.
4. Pulse la tecla de unidad para fijar el peso.
5. Pulse la tecla "ON/OFF/TARE", la pantalla LCD mostrará "HELO" y, a continuación, "0". Borre el peso del recipiente, luego ponga el bebé en el recipiente, el peso aparecerá en la pantalla.
6. Pulse de nuevo la tecla "ON/OFF/TARE" para apagar el aparato.

INTRODUCCIÓN A LA VISUALIZACIÓN DE ERRORES

- Cuando la báscula está sobrecargada, aparece "O-LD" en la pantalla.
- Cuando la pantalla muestra "LO " significa que la energía no es suficiente, por favor cambie las pilas lo antes posible.

INTRODUCCIÓN AL USO E INSTALACIÓN DE LAS PILAS

- Utilice 2 pilas AAA
- Cuando cambie las pilas, abra la tapa de la parte posterior, coloque 2 pilas AAA en el compartimento (con los polos positivos hacia delante) y cierre bien la tapa.
- El producto utiliza 2 pilas AAA, instálelas antes de usarlo.

CONSEJOS DE USO Y CUIDADO

e Coloque la báscula sobre una mesa limpia y plana.

e El peso máximo de la báscula es de 20 kg, incluido el peso antes de la tara.

- Para garantizar la vida útil de la báscula, no la someta a condiciones de humedad, calor o frío.

- El producto del dedo del pie pertenece al aparato de pesaje electrónico de alta precisión, por favor no presione o deje caer la escala de lo contrario la escala es fácil de dañar.

- Si la superficie de la báscula está sucia, límpiela con un paño suave; no utilice detergentes químicos ni permita que entre agua en la báscula.

- El producto del dedo del pie está para pesar de la familia solamente, no utiliza para el comercio legal.

e Si el resultado no es correcto, compruebe si las pilas y el punto de contacto están bien colocados. Sustituya las pilas por otras nuevas si ya se han utilizado durante mucho tiempo y vuelva a intentarlo. Si es necesario, póngase en contacto con los franquiciadores locales o la compañía telefónica.

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico escaneando el QR o escribinos por nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

