

Care
by GADNIC

MANUAL DE USUARIO



REMOVEDOR DE PUNTOS NEGROS X1

CLEAN002

Consejos:

1. Lea este manual detenidamente antes de usarlo y guárdelo en un lugar seguro.
2. Utilice la máquina en el dorso de la mano antes de usarla y transferirla a la cara; de lo contrario, será fácil lesionarse debido a la succión excesiva.
3. Manténgalo en movimiento. Nunca permanezca en la misma parte por más de 3 segundos, de lo contrario habrá rojo / violeta (enrojecimiento) en la zona de uso.
4. Esta es una reacción normal y se restablecerá automáticamente después de unos días.
5. Se recomienda utilizar este producto con la derivación de la espinilla o agua caliente para limpiar las piezas con manchas.

1. INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO



ESPECIFICACIONES Y PARÁMETROS DEL PRODUCTO			
NOMBRE	Medidor de puntos negros	TAMAÑO	78*29*28MM
PESO	125g	PAQUETE	82*40*20M
VOLTAJE	5V		SHENZHEN, GUANGDONG
MATERIAL	ABS		GB4706.1-1 GB4706.1-15

2. LA INTRODUCCIÓN DEL EXPLORADOR

1. PUNTA DE AGUJERO REDONDO GRANDE (SUCCIÓN GRANDE)



Partes aplicables: acné obstinado de puntos negros en el área T, el succionador debe moverse mientras se succiona. Piel frágil y delgada con precaución. Usar una vez por semana, no afincarse en una zona por más de un minuto.

2. PUNTA DE AGUJERO REDONDO PEQUEÑO (SUCCIÓN MÁS DÉBIL)



Partes aplicables: las partes de la ranura de la nariz y otras sondas de orificios grandes que son difíciles de alcanzar. Para pieles vulnerables, finas y sensible, no es adecuado para un uso de gran superficie.

3. PUNTA DEL AGUJERO ELÍPTICA (SUCCIÓN MÁS DÉBIL)



Partes aplicables: ranura del ala de la nariz y comisura de los ojos arrugada, etc. Después de succionar, sáquelo rápidamente y luego succione de nuevo y luego sáquelo, para hacer un uso repetido.

3. INSTRUCCIONES

★ASEGÚRESE DE LEERLO DETENIDAMENTE ANTES DE USARLO. SE RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE UTILIZARLO DESPUÉS DE BAÑARSE POR LA NOCHE.

1. [Prueba]: Utilice la máquina en el dorso de la mano antes de usarla y luego transfírela a la cara; de lo contrario, es fácil lesionarse debido a la succión excesiva.
2. [Expansión]: Después del baño caliente o después de la limpieza, aplique toalla durante 5 minutos, antes de usar este producto (si hay extracto de puntos negros o calor en casa).
3. [Aspirar]: 1. Seleccione diferentes puntas para las espinillas de diferentes partes. Por ejemplo, el cabezal de succión de orificio redondo grande tiene una gran fuerza de succión y es adecuado para la parte de la nariz. Necesita chupar y moverse lentamente de arriba a abajo, tenga cuidado de no chupar en el mismo lugar todo el tiempo.
4. [Consolidación]: Después de que se succiona la espinilla, la membrana nasal de la espinilla se puede usar para una limpieza secundaria y la espinilla residual se elimina por completo.
5. [Contraer]: Finalmente, use esencia de encogimiento de poros para encoger los poros. Use 2-3 veces a la semana, aproximadamente 2 minutos cada vez, una parte no permanece más de 3 segundos, una parte se puede repetir 3-5 veces. Debido a la diferente calidad de la piel y al método de uso, el producto puede causar incapacidad para absorber los resultados. No es un problema de calidad del producto de la máquina, ¡lave la máquina!

4. ASUNTOS QUE NECESITAN ATENCIÓN

1. Asegúrese de haber probado la resistencia y de estar familiarizado con el uso de esta máquina antes de usarla.

2. ¡No lave la máquina ni utilice la máquina para absorber ningún líquido!

Seque el agua u otro líquido en la máquina antes de usarla para evitar que el agua u otros líquidos entren en la parte posterior del cuerpo. El agua puede entrar por las rejillas de ventilación y dañar la máquina.

4. Este producto no debe usarse para discapacidades sensoriales o mentales o por falta de experiencia y conocimiento. Los niños deben hacer que el tutor supervise y oriente el uso de este producto.

5. Este producto no es adecuado para cirugía estética, rinoplastia y otras partes que se han utilizado en cirugía estética de la piel.

Advertencia: ¡No respire agua en la máquina ni la lave! De lo contrario, el error humano habrá causado daño en la máquina, los cuales no están cubiertos por la garantía.

TARJETA POSTVENTA

Nombre real: (requerido) _____ Número de contacto: (requerido) _____

Canal de compra: _____ Cuenta de compra: _____

Opción postventa: (obligatorio) Devolución Cambio

Dirección de envío: (requerido) _____

Instrucciones de Devolución y Cambio: _____

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar