



MANUAL DE USUARIO



REMOVEDOR DE PUNTOS NEGROS

X3

CLEAN003

MANUAL DE USUARIO

1. Lea este manual detenidamente y guárdelo en un lugar seguro antes de usarlo.
2. Pruébalo en el dorso de la mano antes de usarlo y luego transfíralo a la cara; de lo contrario, podría sufrir lesiones debido a la succión excesiva.
3. En el proceso de uso, se denomina uso móvil, y no debe permanecer en la misma parte por más de 3 segundos. De lo contrario, una mancha roja / violeta (enrojecimiento) aparecerá en la parte usada. Esta es una reacción normal y se restablecerá automáticamente después de unos días.
4. Se recomienda utilizar la solución de derivación de puntos negros o agua caliente para aplicar el área a limpiar antes de usar este producto para la limpieza.

1. INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO



ESPECIFICACIONES Y REFERENCIA DEL PRODUCTO			
NOMBRE	Medidor de puntos negros	TAMAÑO DEL PRODUCTO	180*40*42.5mm
PESO DE LA UNIDAD	125g	DIMENSIONES DEL PAQUETE	200*100*42mm
VOLTAGE DE FUNCIONAMIENTO	5V	LUGAR DE ORIGEN	Shenzhen, Guangdong
MATERIAL DEL PRODUCTO	ABS	ESTÁNDAR DE EJECUCIÓN	GB/c36419-2018

1

SEGUNDO, PUEDE SER SUSTITUIDO POR INTRODUCCIÓN DE SONDA



1. PUNTA DE AGUJERO REDONDO GRANDE (SUCCIÓN GRANDE)
Partes aplicables: acné obstinado de puntos negros en el área T, el succionador debe moverse mientras se succiona. Piel frágil y fina con precaución. Una vez a la semana, una vez por minuto, dependiendo de la condición de la piel.



2. PUNTA DE AGUJERO REDONDO PEQUEÑO (SUCCIÓN MÁS DÉBIL)
Partes aplicables: las partes de la ranura de la nariz y otras sondas de orificios grandes que son difíciles de alcanzar. Para el uso de pieles frágiles, finas y sensibles, no es adecuado para un uso en áreas grandes.



3. PUNTA OVALADA (SUCCIÓN MÁS DÉBIL)
Partes aplicables: ranura del ala de la nariz y comisura arrugada de los ojos, etc. Después de succionar, sáquelo rápidamente, luego hágalo hacia arriba y luego sáquelo, hágalo repetidamente.

TERCERO, EL MODO DE USO

ASEGÚRESE DE LEERLO DETENIDAMENTE ANTES DE USARLO. SE RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE USARLO DESPUÉS DE BAÑARSE POR LA NOCHE

1. Presione la punta de la máquina. Presione el botón del interruptor para encender la máquina, luego presione el botón para seleccionar la fuerza de succión, un total de 3 niveles de fuerza, los botones son a su vez "arranque predeterminado de alto grado (aceitoso)". Luego presione el medio (neutral) y luego presione el ciclo bajo (seco) del tamaño de la succión. Puede utilizar el tamaño del orificio de la punta para ajustar la fuerza de succión. Mantenga presionada la máquina durante mucho tiempo. Puede elegir la fuerza adecuada en el brazo y otras partes.
2. (Prueba): Utilice el producto en el dorso de la mano antes de usarla y luego transfírala a la cara; de lo contrario, es fácil lesionarse debido a una succión excesiva.
3. (Expansión): Después del baño caliente o después de la limpieza, aplique una toalla durante 5 minutos. Si tiene un producto con espinillas o spray caliente, puede usarlo durante 10 minutos para ayudar a abrir el poro.
4. (Aspirar): 1. Seleccione diferentes puntas para las espinillas de diferentes partes. Por ejemplo, el cabezal de succión de orificio redondo grande tiene una gran fuerza de succión, que es adecuada para la parte de la nariz. Es necesario moverlo lentamente de arriba a abajo después de succionarlo. Tenga cuidado de no chupar todo el tiempo. Un lugar no se mueve, por lo que no solo no es fácil chupar los puntos negros, sino que la piel es fácil de atraer el rojo.
5. (Consolidación): después de tomar la espinilla, puede usar la membrana nasal de la espinilla para una limpieza secundaria y eliminar por completo las espinillas residuales.
6. (Encogimiento): Finalmente use esencia de contracción de poros para encoger los poros. Use 2-3 veces a la semana, aproximadamente 2 minutos cada vez, una parte no permanece más de 3 segundos, una parte se puede repetir 3-5 veces.

DEBIDO A LA DIFERENTE CALIDAD DE LA PIEL Y AL MODO DE USO, EL PRODUCTO PUEDE CAUSAR INCAPACIDAD PARA ABSORBER LOS RESULTADOS. ¡NO ES UN PROBLEMA DE CALIDAD DEL PRODUCTO!

2

CUARTO, ASUNTOS QUE NECESITAN ATENCIÓN

1. Asegúrese de haber probado la fuerza en el dorso de su mano y de haber dominado el funcionamiento de la máquina antes de usarla.
2. Nunca lave la máquina ni utilice la máquina para absorber ningún líquido.
3. Seque el agua u otro líquido en la máquina antes de usarla para evitar que el agua u otros líquidos entren en la parte posterior del cuerpo. Las rejillas de ventilación entran en la máquina y la dañan.
4. Este producto no debe usarse para discapacidades sensoriales o mentales o por falta de experiencia y conocimiento. Los niños deben hacer que el tutor supervise y oriente el uso de este producto.
5. Este producto no es adecuado para cirugía estética, rinoplastia y otras partes que se hayan utilizado en cirugía estética de la piel.
6. Cuando no esté en uso, asegúrese de apagar la alimentación y conectar el cable de carga para cargar.
7. Después de 7 días de inactividad prolongada del cuerpo de separación y la conexión del cable de carga, asegúrese de desconectar la alimentación para su custodia.
8. No dejar que se descargue completamente, es recomendado que permanezca siempre con un poco de carga.
9. La batería debe retirarse del aparato antes de desecharla. El aparato debe estar apagado cuando se extrae la batería.
10. Las baterías deben desecharse de manera segura, no las arroje al azar para no contaminar el medio ambiente.

Método de carga:

1. Conecte el cable de carga USB incluido en el producto a la computadora host y el siguiente material de fuente de alimentación USB. (Conector USB para cargar, cargador de teléfono móvil, cargador portátil, conector USB para vehículo, interfaz USB para ordenador o portátil).
2. Se recomienda utilizar cargadores por encima de DC5V / 500MAH.
3. La luz roja indica que la batería se está cargando y las luces blancas están encendidas después de la carga.
4. Asegúrese de cargar cuando esté apagado.

CINCO, SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los siguientes son los problemas más comunes que se encuentran al utilizar este instrumento.

Ante algún mal funcionamiento, consulte esta sección.

Descripción del Problema	Solución
No hay succión	Primero verifique si el delantal de la máquina está instalado, si la boquilla está rota o no. Si reemplaza la punta, preste atención a si la boquilla está instalada.
Poca succión	Compruebe si la batería está baja. Cuando el indicador de batería está en rojo, significa que la batería está baja.
No se carga	Verifique si el puerto USB está dañado o reemplace el cable de carga.

3

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar