

Care

by GADNIC

MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE DEPILACIÓN POR LUZ PULSADA



DEPI005X

Gracias por elegir nuestro dispositivo de luz pulsada. Para un uso más efectivo del producto, por favor lea el manual del usuario cuidadosamente antes de su uso.

1. Consejos de Seguridad.

Para proteger su piel, no es aconsejable su uso en los siguientes usuarios:

- Si usted tiene conocimiento de alguna enfermedad en su piel.
- Si usted tiene un problema de piel tal como dermatitis alérgica, eczema, etc.
- Si usted tiene fotosensibilidad.
- Si usted está transitando la menstruación, está embarazada o está en periodo de lactancia. ➤ Si usted tiene quemadura de sol.
- Piel oscura o quemada por el sol (Por favor diríjase a la siguiente carta específica de contraste de colores.
- Nevos negros o rojizos.
- Piel dañada, una costra o una herida cerrada , cáncer o hemangioma
- Sus ojos y alguna zona de cirugía plástica o con prótesis.

2. Información del Producto.

2.1 Contenido en el empaque

Dispositivo depilador de Luz Pulsada, Cargador de corriente ,
Tarjeta de garantía, Manual de Instrucciones.

2.2 Descripción del producto



3. Parámetros técnicos.

Lampara tubo	Tubo de cuarzo de Zenón
Fuente de Luz	Luz Pulsada Intensa
Frecuencia de Energia	1.9-4.5J/cm ²
Diametro de enfoque	33*10mm ²
Longitud de Onda	470nm~1100nm
Vida Util del tubo de la Lampara	300000 veces
Adaptador	AC100~240V @ 12V DC 3A
Peso	200g
Tamaño	124*83*48.5mm ³
Rango de Temperatura Operativa	5~30°C
Rango de Humedad Operativa	Humedad Relativa 30%~60%

► 4. Introducción a las funciones.

► ► Rejuvenecimiento de piel ► Depilación

► Este producto puede ser usado por : Exceso de vello tal como vello sobre los labios , vello axilar , vello corporal en las extremidades, vello en la frente etc.; Remocion de vello indoloro. Es compatible para personas con vello negro y oscuro , no es compatible para blanco, gris o rubio (Dirijase a la siguiente tabla de contraste de vello)

Carta de Contraste de color de vello y piel

Color de Piel \ Color de vello	Blanca	Amarilla	Marron Medio	Marron Claro	Marron	Marron Oscuro /Negra
 Blanco/Gris	X	X	X	X	X	X
 Rojizo	X	X	X	X	X	X
Dorado Claro	X	X	X	X	X	X
Marron Claro	√	√	√	√	X	X
Marron	√	√	√	√	X	X
Marron Oscuro	√	√	√	√	X	X
Negro	√	√	√	√	X	X

1. Instrucciones de Uso

- 5.1 Utilice una toallita medicinal de alcohol para limpiar la superficie del vidrio
- 5.2 Presione el "Boton de Encendido" por dos segundos, el dispositivo se encendera y entrara en modo operativo.

Nota:

1. Usted vera el que el display de LCD estara encendido antes de comenzar.
2. . Luego debe enfocar la ventana de luz hacia su piel, verá que la pantalla LCD parpadea, porque hay un sensor de deteccion del cuerpo humano incorporado en la ventana del flash y el sensor detectará la piel cuando se acerque a ella.
3. . La pantalla LCD debe parpadear; de lo contrario, el dispositivo no trabajará. Si nota que la pantalla LCD no parpadea, acérquela a su piel hasta que parpadee.



Boton de Encendido

- 5.3 Haga clic en el "botón de encendido" para seleccionar el nivel de intensidad adecuado, hay cinco niveles de intensidad indicados con la pantalla LCD. El siguiente diagrama muestra el nivel de intensidad de baja a alta potencia, el nivel 1 es la configuración de potencia mínima, el nivel 5 es la intensidad de potencia máxima. Cualquier ajuste se puede realizar en la secuencia que se muestra con un clic en el botón de encendido

5.4 Una vez establecido el nivel de intensidad, mueva la ventana del flash hacia la piel la cual puede cubrir la ventana del flash por completo, luego haga clic en el botón de flash, el dispositivo parpadeará una vez ;cada operación de flash, después de 1 ~ 3 segundos está listo para usarse nuevamente

Nota:

- Para obtener resultados perfectos, se sugiere que el proceso de depilación se repita 2-3 veces y asegurándose de que todas las partes del cuerpo no se repitan ni se omitan.
- El dispositivo no funciona correctamente si la luz indicadora roja permanece encendida sin parpadear, en este caso, siga los pasos dados a continuación.

a -Asegúrese de que la "ventana flash" esté lo suficientemente cerca de la piel.

b- Si la luz indicadora roja todavía está encendida, muévela hacia su piel durante 3-5 segundos y verifique si ha vuelto a su función normal.

c- Reinicie el dispositivo si esta operación falló.

d -Si la operación anterior no puede resolverlo, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.

- 5.5 Si se deja inactivo, después de 5 minutos el dispositivo entrará en modo de espera, simplemente haga clic en el botón de encendido para reactivarlo. Tenga en cuenta que al reiniciar, la intensidad volverá al nivel 1.
- 5.6 Presione el botón de encendido durante 2 segundos para apagarlo.
- 5.7 Cuando termine de usar el dispositivo, limpie la ventana del flash con el paño medicinal húmedo con alcohol sugerido anteriormente.
Nota:
Después del uso frecuente del dispositivo, habrá una mancha blanca de rocío dentro de la lente, esto no afectará el uso normal y la vida útil del instrumento.
- 5.8 Cambio de modo automático / modo manual.
El arranque predeterminado es el modo manual, es necesario presionar brevemente el botón de flash para que funcione; Si necesita cambiar al modo automático, debe mantener presionado el botón de flash durante 2 segundos, y luego aparece el símbolo AUTO en la pantalla, cambiándose a modo automático. En el modo automático, la ventana del flash comienza a parpadear automáticamente cuando se detecta la piel, y el flash se detiene después de salir de la piel, si vuelve a estar cerca de la piel seguirá parpadeando; Para salir del modo automático, debe presionar la tecla flash durante 2 segundos y luego ingresar al modo manual.
- 5.9 Protección contra el sobrecalentamiento.
Si se utiliza continuamente durante un tiempo prolongado ,y el entorno no es ideal, el dispositivo puede entrar en modo de “protección contra sobrecalentamiento”, en este momento aparece el símbolo HI-TEMP en la pantalla, y la función de flash del dispositivo estará apagada, cuando la temperatura ambiente interna retorne a normal, el equipo comenzará a funcionar nuevamente, pero en este momento el nivel de intensidad cambiará al nivel 1, si necesita el nivel de intensidad de gama alta, puede restablecerlo usted mismo; el tiempo de enfriamiento interno es de aproximadamente 2 ~ 5 minutos después de la protección contra sobrecalentamiento del dispositivo, el tiempo específico depende del entorno de uso.

2. Proceso de tratamiento del vello.

- 6.1 Prueba antes de usar

Se recomienda especialmente comprobar si hay reacciones adversas realizando una prueba cutánea 2 horas antes de cualquier procedimiento de depilación.

Método de prueba:

En un área pequeña de la piel en el interior de la parte superior del brazo (el medial). Desde una intensidad baja hasta una intensidad alta, aplique 1 ~ 2 veces en el mismo lugar. Después de 2 horas, si siente enrojecimiento, quemaduras, dolor punzante u otros síntomas, consulte a un médico antes de volver a usarlo. Si siente un leve malestar, use el producto nuevamente a una intensidad más baja; si a pesar de esto el malestar continúa, consulte a un médico antes de usarlo.

6.2 Pasos operativos

6.2.1 Limpie la ventana del flash, luego afeite el vello de su cuerpo y limpie el vello residual.

6.2.2 Inicie el dispositivo, elija el nivel de intensidad más adecuado para la depilación.

6.2.3 Después de terminar la depilación, debe enfriar la piel con agua helada o una toalla húmeda fría.

6.2.4 Puede usar un tónico para ayudar a que su piel retenga la humedad después de la depilación.

6.2.5 Para sugerencias sobre niveles de intensidad para todos los tipos de piel y diferentes partes del cuerpo, consulte la siguiente tabla de comparación

6.2.6 Se recomienda específicamente que no lo use varias veces en la misma parte de la piel. Debe parpadear menos de dos veces seguidas en la misma ubicación.

Los tiempos de operación deben reducirse cuando se usa un nivel de intensidad de energía alta

Tabla de contraste de nivel de intensidad y color de piel

Color de Piel / Partes del cuerpo	Color Blanco	Color Amarillo	Marron Medio	Marron Claro	Marron	Marron Oscuro/Negro
Axila	3-5 nivel 3-4 veces	3-5 nivel 3-4 veces	3-4 nivel 2-3 veces	2-3 nivel 2-3 veces	2-3 nivel 2-3 veces	Inaplicable
Brazo	3-5 nivel 3-4 veces	2-4 nivel 3-4 veces	2-4 nivel 2-3 veces	1-3 nivel 2-3 veces	1-3 nivel 2-3 veces	Inaplicable
Pierna	3-5 nivel 3-4 veces	2-4 nivel 3-4 veces	2-4 nivel 2-3 veces	1-3 nivel 2-3 veces	1-3 nivel 2-3 veces	Inaplicable
Contorno de Boca	3-4 nivel 3-4 veces	2-3 nivel 3-4 veces	2-3 nivel 2-3 veces	1-2 nivel 2-3 veces	1-2 nivel 2-3 veces	Inaplicable
Cara	3-4 nivel 3-4 veces	2-3 nivel 3-4 veces	2-3 nivel 2-3 veces	1-2 nivel 2-3 veces	1-2 nivel 2-3 veces	Inaplicable

Nota:

- Usar de 6 a 10 veces como ciclo de depilación
- Usar una vez cada dos semanas hasta seis veces
- Usar una vez cada cuatro semanas cuando se usa de 6 a 10 veces
- Si encuentra que crece vello nuevo después de usarlo, opere una vez cada 2-3 meses en este lugar y continúe obteniendo resultados satisfactorios.
- Para obtener los mejores resultados, se sugiere que en áreas de vello grueso lo use muchas veces durante un período de tiempo
- El uso variará de persona a persona, use con menos frecuencia cuando el área del vello crece en una pequeña cantidad, aproximadamente un 30%.

3. Notas de funcionamiento del dispositivo

7.1 No aplique el flash cerca o directamente a los ojos cuando esté en uso

- 7.2 Después de la operación, algo de enrojecimiento en la piel es normal. Puede enfriar el área con agua helada o una toalla húmeda fría.
- 7.3 No limpie el vidrio del flash directamente con alcohol en aerosol.
- 7.4 No usar junto con otros cosméticos como productos de gel de agua
- 7.5 Trate de no comer alimentos sensibles a la luz durante la operación (como espinacas, repollo, mostaza, etc.)
- 7.6 Para mejores resultados utilice la configuración de intensidad mas alta (Precaucion: solamente despues de seguir las siguientes instucciones)
- 7.7 Cuanto más oscura sea su piel, es posible que cualquier reacción cutánea no sea tan evidente y que la reacción se retrase; en este caso, asegúrese de seguir el período de espera de 2 horas antes de aumentar el ajuste de intensidad.
- 7.8 Continúe cuidando su piel hidratando y usando protector solar de forma normal después de usar este producto.
- 7.9 Evite la luz ultravioleta durante el uso y siempre proteja su piel cuando esté expuesta al sol. También trate de evitar la exposición prolongada a la radiación de la computadora cuando trabaje, protegiéndose con bloqueador solar.
- 7.10 No, bloquee la entrada de aire y la salida de refrigeración para no afectar la refrigeración del dispositivo..
- 7.11 El vello pegado al dispositivo puede causar algunos puntos en blanco, pero no afecta el rendimiento del dispositivo y el uso normal;
- 7.12 En el período tardío de uso del dispositivo, la pared interna de la bombilla aparecerá en diferentes grados de aspecto negro, esto es el resultado del proceso de envejecimiento normal de los tubos..
- 7.13 Este product no es a prueba de agua, evite el contacto con el agua.
- 7.14 Cualquier falla, desconecte inmediatamente el dispositivo. Si encuentra que la cubierta del producto o el cristal de la ventana del flash está roto, devuélvalo a la fábrica para su mantenimiento.
- 7.15 No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos fuertes, humedad, polvo o a altas temperaturas.
- 7.16 Evite daños y manténgalo fuera del alcance y la vista de los niños.
- 7.17 Prohibir su uso con otra aplicación que no esté permitida.
- 7.18 Prohibir a otras personas que abran este dispositivo, excepto a las personas autorizadas, de lo contrario, podría haber peligro de descarga eléctrica.

Este manual es solo de referencia

**SERVI
TECH**

Servicio Técnico Oficial Gadnic

www.servitech.com.ar

Tel: 011 5278 1149

serviciotecnico@servitech.com.ar