

GADNIC

Masajeador de Cuello N33

MANUAL DE USUARIO

MASAJ004



Servicio Técnico Oficial Gadnic
www.servitech.com.ar

Tel: 011 5278 1149
serviciotecnico@servitech.com.ar

PRECAUCIÓN

Gracias por comprar nuestro producto.

Antes de utilizar, lea detenidamente el Manual del usuario para conocer los métodos correctos de uso, especialmente las notas sobre seguridad.

FUNCIÓN Y ESPECIALIDAD

Elementos de aviso del controlador

No use su mano mojada para operar el controlador
No deje caer el controlador al piso o en el agua.
No presione para arrastrar el cable del controlador
No coloque ningún objeto pesado en el controlador

CONSEJOS

Durante el masaje, la parte superior del masajeador debe estar cerca de los dos lados del cuello. De lo contrario, tal vez le produzca dolor.

Por favor no duermas cuando utilice el masajeador

Por favor, no mantenga directamente la rueda de masaje cerca de la mano, partes del codo, rodilla, pecho o vientre.

No exceda los 30 minutos de corrido usando el masajeador

MÉTODO DE USO

Enchufe el controlador en el enchufe de la fuente de cigarrillo (en caso de usarlo en automovil) o enchufe el adaptador de corriente.

Marque la dirección para cambiar la tecla, entrar en estado de masaje
(Aconsejamos: Masajear 10-15 minutos / por vez)

Para apagar, marque el interruptor de dirección en la posición central y luego desconecte el adaptador de la corriente.