

GADNIC

Masajeador de Pie y Tobillo Premium

MANUAL DE USUARIO

MASAJ005

**SERVI
TECH**

Servicio Técnico Oficial Gadnic

www.servitech.com.ar

Tel: 011 5278 1149

serviotecnico@servitech.com.ar

PRECAUCIÓN

Gracias por comprar nuestro “Masajeador de Pie y Tobillo Premium”. Antes de utilizar lea detenidamente el Manual del usuario para conocer los métodos correctos de uso, especialmente las notas sobre seguridad.

CONTENIDO

Masajeador de pies

Teoría del producto del masaje de pies

Característica del producto del masajeador de pies

Alcance del dispositivo

Valor del producto

Preguntas más frecuentes

Enfermedades Frecuentes y Fisiatría del Pie para Síntomas de
Sub-salud

Información general

Procedimientos y descripciones de botones

Instrucción operacional

Notas

Parámetros técnicos principales

Paquete y accesorios

Apéndice Diagrama de reflexología de la parte inferior del pie.

Masajeador de pies

En la actualidad, la reflexología podal se está convirtiendo en una tendencia popular en el cuidado de la salud. La medicina china impulsa la idea de que los órganos internos y las piernas tienen relaciones. El tobillo humano solo tiene más de 60 puntos y el cuidado de los pies en esos puntos promoverá el flujo sanguíneo y calentará los órganos. Tratar el pie antes de dormir puede ayudar a aliviar la fatiga, calmar los nervios y permitir que duerma bien.


Advocando el cuidado de la salud del pie doméstico

El cuidado doméstico del pie es fácil de aprender y permite flexibilidad. No pase por alto el papel de sus pies y trátelos en consecuencia.

Teoría del producto del masaje de pies

La reflexología se basa en la medicina tradicional, la ciencia meridiana, la ciencia magnética y la ley de salud reflexológica. Es una integración de la tecnología electrónica moderna y los logros de la investigación médica.

Principios del reflejo neuronal.



El reflejo es una reacción humana a estímulos externos. Los tejidos y órganos anormales del cuerpo provocarán problemas en los pies en los puntos reflejos: burbujas de aire, arena granular, bloqueos en forma de barra, nódulos pequeños, etc. Cuando masajee estos puntos reflejos, sentirá ternura. El dolor se transmite

desde el nervio al sistema nervioso central, que envía una serie en la regulación del húmero y aumenta el potencial del cuerpo para adaptarse a los desequilibrios del cuerpo.

Jingluo es la principal teoría de la medicina china.

Se remonta cinco mil años atrás a los registros de "Canon interno del emperador amarillo", que dice que un masaje de pies puede hacer que una persona esté sana. Meridian es un "canal", y si está oscurecido, puede hacer que una persona se sienta incómoda. La línea Meridian conecta los puntos reflejos del pie y, cuando se masajea, estimulará la circulación.

Características del producto masajeador de pies

1. Masajee completamente, enfatizando los puntos clave.
2. Pares bípedos de puntos simultáneamente.
3. Los puntos de acupuntura sintomáticos permiten un masaje de pies personalizado.
4. Cómodo de usar.
5. La forma y el diseño convexos cóncavos únicos permiten la distribución de los puntos de coincidencia perfecta en función de la estructura del pie humano y sigue los puntos de acupuntura.
6. El control de micro-computadora (potencia de solo 200W) es eficiente en el consumo de energía (solo 0.1 grados), confiable y duradero.

7. Se puede ajustar en cualquier momento para adaptarse a la velocidad personal y preferencias de dirección.

Alcance aplicable

1. Masaje de salud para el hogar, la oficina, el ocio para aliviar la fatiga.

2. Tratamiento de rehabilitación para enfermedades tales como dolores de cabeza, migrañas, dolores de cabeza, cuello y hombros, dolor de estómago, fatiga, presión arterial anormal, estreñimiento, pérdida de peso, desintoxicación, falta de sueño, insomnio, frío, presión, amenorrea, menopausia , menstruación irregular, infertilidad, etc.

¿Cuál es el beneficio para el masajeador de pies?

Después del tratamiento 5-10, el cuerpo humano debería experimentar lo siguiente:

1. Mejor sueño.
2. Aumento de la sudoración. La sudoración ayuda a descargar toxinas y aumenta los procesos metabólicos.

3. Aumento de la frecuencia de las heces para eliminar toxinas y enfermedades causadas por la mala Qi y la sangre.
4. El dolor de espalda y hombro puede aumentar dentro de los primeros días. Pero disminuirá drásticamente después en respuesta a aumentar la circulación sanguínea.
5. Algunos pacientes pueden experimentar hinchazón, especialmente si tienen trastornos linfáticos. Continúe masajeando hasta que los fluidos corporales se suavicen y la hinchazón desaparezca naturalmente.
6. Algunos pacientes pueden experimentar hinchazón, especialmente si tienen trastornos linfáticos. Continúe masajeando hasta que los fluidos corporales se suavicen y la hinchazón desaparezca naturalmente.
7. Fenómeno de calor debido al masaje de los ganglios linfáticos.
8. Respuesta refleja a la presión o aumento de las lesiones de órganos los primeros días. El masaje continuo dará como resultado la auto-eliminación de estas dolencias.

9. Enfermedades comunes y terapia de pies.

Dolor de cabeza / migrañas

Masajea la región sombreada para aliviar dolores de cabeza.



Hombros doloridos

Masajear estas áreas mejorará circulación sanguínea para aliviar el espalda.



Ácido cervical

Masajear estas áreas reducirá el cuello y dolor en el hombro Puede tratar cuellos rígidos.



Dolor de estómago

Masajear las áreas sombreadas facilitará dolor de estómago, vómitos y gastritis.



Fatiga

Estas áreas ajustarán los nervios reflejo y sistema endocrino, y mejorar la circulación de la sangre para tensión muscular y fatiga.



Presión arterial alta / anormal

Esta área ajustará la presión sanguínea aumentando para la hipo-tensión y disminuyendo para la presión arterial alta.



Estreñimiento

Estas áreas mejoran la perístasis gástric y promueve los movimientos intestinales.



Adelgazar


Estas áreas están relacionadas con el sistema digestivo y mejora las regulaciones estomacales



Desintoxicación

La mayoría de las toxinas dejan el cuerpo a través de secreción, micción y defecación.

Masajeando el beneficio de las áreas los riñones y la vejiga para aumentar desintoxicación El interior del frente el talón está relacionado con los puntos de la vejiga y se hinchará con mala vejiga. El lateral frente del tobillo relacionado con la parte superior del



cuerpo ganglios linfáticos y el dedo gordo del pie representa los ganglios linfáticos del cuerpo inferior.

Insomnio

El dedo gordo del pie se relacionó con Qi y sangre. Si se masajea, aliviará el estrés, mejorar la circulación sanguínea y mejorar el sueño



Fiebre

Masajear las siguientes áreas aliviar el nódulo pulmonar, bronquio, laringe y zonas respiratorias.

Mejorará la circulación sanguínea y aliviar los síntomas del resfrío



Estrés

El exceso de estrés produce que se endurezca el dedo gordo. Masajear el


dedo lo suavizará. El centro del dedo gordo es la glándula pituitaria, que estimuló. Equilibra la secreción de la hormona y reduce la



presión y la ansiedad. También puede ayudar a controlar la depresión y relajar la mente.


Dismenorrea

El masaje de dismenorrea debería comenzar el primer día de la menstruación para que las mujeres puedan ovular normalmente. Masajea los pies en las áreas sombreadas hasta que te sientas cómodo y suave, tobillo lateral en el lado inferior es conectar a la limpieza de la disfunción ovárica.



Menopausia

Estas áreas estimularán los ovarios y función de la glándula pituitaria para aliviar la menopausia.



Infertilidad de menstruación

Realizar un masaje completo alrededor
centro del tobillo.

El tobillo inferior lateral son puntos
de ovario y el tobillo inferior medial
son los puntos del útero.



Manual de operación de masajeador

1. Información general

1) El masaje de pies se basa en la medicina tradicional, la ciencia de los meridianos, la ciencia magnética y la Ley de salud sobre el ritmo de las zonas reflejas, la integración de la tecnología electrónica moderna y los logros de la investigación médica realizados.

2. Procedimientos

2) Haga clic en el botón "Configuración automática" para el programa automático que incluye (Figura 1):

Programa I: masaje de cuidado de salud.

Programa II: Enfoque de masaje en la cabeza, el cuello, columna lumbar, hombros, etc.

Programa IV: Enfoque en las piernas, y sistemas reproductivos y urinarios.

3) Haga clic en "Configuración personalizada" para un programa personalizado. Este masaje rodea los dedos de los pies, el arco del pie, las plantas de los pies. Para ajustar la velocidad, haga clic en las flechas hacia arriba y hacia abajo con "Velocidad" (Figura 2)

4) Haga clic en "Programa manual" y ajuste la velocidad ("Velocidad" hacia arriba y hacia abajo) y la dirección ("Girar" hacia arriba y hacia abajo). (Fig3)

Todas las funciones relacionadas pueden usar el control remoto para ajustar directamente. (Figura 4)



Nota:

Cada ciclo de masaje se establece automáticamente en 15 minutos. Repita el ciclo para un masaje de 30 minutos.

3. Instrucciones de uso:

- 1) Conecte a fuente.
- 2) Presione "Swtich" para encender
- 3) Configure el masaje presionando la configuración deseada.
- 4) Apague.

El masajeador se apagará automáticamente después de 5 minutos de detención, la máquina se apagará automáticamente. Manteniendo presionado el botón "Cambiar" también se apagará el masajeador.

Nota: NUNCA desconecte el enchufe directamente durante el uso, desenchufe el cable de alimentación después de apagarlo.

Para las personas cuyos pies son sensibles a los nodos de masaje, el masajeador puede ser un poco áspero al principio.

Sugerimos levantar los pies un poco al principio y gradualmente sus pies se adaptarán al masajeador después de varios usos.

Atención

1. Asegúrese de que los voltajes sean compatibles. No use la mano mojada para enchufar la corriente. Siempre desenchufe si no está en uso.
2. No use el masajeador en áreas con poca ventilación, como debajo de las sábanas o cubierto con una almohada / manta
3. Use solo en interiores. No lo use en el baño.
4. No se siente en el masajeador ni lo pisotee con fuerza.
5. No inserte objetos extraños en el masajeador.
6. No lo use si el masajeador o los cables están dañados.
7. No use el masajeador con los pies mojados.
8. No lo use si tiene/es: paciente de cáncer, osteoporosis, fiebre alta, problemas de conciencia, pacientes epilépticos eritematosos, tumores malignos con dispositivos electrónicos, trastornos hemorrágicos, mujeres embarazadas, constitución alérgica.
8. No lo use con los siguientes dispositivos médicos electrónicos simultáneamente.
 - A) Marcapasos cardíacos y otros dispositivos electrónicos médicos implantados.
 - B) corazón humano, pulmón y otros equipos médicos que sostienen la vida.
 - C) Escáneres médicos ECG y otros dispositivos electrónicos.