

GADNIC

Asiento Masajeador GADNIC

MANUAL DE USUARIO

MASAJ006

**SERVI
TECH**

Servicio Técnico Oficial Gadnic
www.servitech.com.ar

Tel: 011 5278 1149
serviciotecnico@servitech.com.ar

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

El producto masajea el cuello, la espalda, la cintura, la columna vertebral, las piernas, etc. pueden aliviar la fatiga, la tensión muscular, la presión y darle vigor rápidamente. Utilizarlo puede brindar una sensación de energía a cada parte del cuerpo.

1. El aparato utiliza elementos compactos y tecnología avanzada de control digital. Rompe con la idea tradicional brindando funciones, combinando vibración y masajes de una sola vez.
2. Compresión, vibración, presión uniforme y un efecto curativo magnético, inicia fuertes compresiones con distintas funciones de control del masaje.
3. Producto con excelentes terminaciones.
4. El campo magnético "Move-Jing" se combina para obtener mejores resultados
5. Brinda funciones para el cuidado y restablecimiento de la salud corporal.
6. El producto garantiza un masaje más seguro y más confiable por medio de un dispositivo de cronometraje automático y un protector de recalentamiento.
7. El producto ha sido confeccionado con telas de primera y con estándares de ingeniería física.
8. Control inteligente avanzado, realmente lograr brindar esa sensación de bienestar.
9. Contiene varios tipos de modos de masaje, con la facilidad de regularlos.
10. Es fácil de utilizarlo y acomodarlo a las áreas que mas desee. Contiene un enchufe para encendedor de cigarrillo.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Botón de encendido: al presionar el botón por primera vez, se inicia el masajeador, al presionar el botón nuevamente se apaga.
2. Botón de regulación: cuando se inicia el masajeador, presionando el botón de regulación una vez para cambiar a una función diferente.

3. Botón de encendido manual: sin modo automático, presionando el botón por primera vez, el masajeador se apaga. Presionando el botón nuevamente se inicia y la luz se enciende

4. Botón de control del tiempo: cuando el masajeador comienza. presionando por primera vez puede optar por la utilización del producto durante diez, veinte o treinta minutos.

5. Botón de control de intensidad: cuando el masajeador comienza, tiene la opción de elegir 8 tipos de intensidad de masaje.

6. Botón de reparación: en modo manual, al presionar el botón por primera vez, se cambian las partes, la espalda, la cintura, la pierna y la luz se enciende.

SITUACIONES POSIBLES A TENER EN CUENTA

Problema	Posibles causas	Enfoque
Encendido del aparato	Los interruptores están abiertos	Se deben abrir los interruptores
El producto no funciona	El adaptador y el zócalo no están bien conectados	Compruebe la interfaz entre el adaptador y el zocalo
Movimientos de masaje, cambio repentino	Establecer el tiempo de terminado	Corte la corriente y deje que se enfríe durante media hora
La máquina se detiene de repente	El tiempo establecido ha terminado ó la protección de sobrecalentamiento esta abierta.	Corte la corriente y deje que se enfríe durante media hora

El producto tiene garantía de un año y puede brindar reparación sin cargo frente a los siguientes inconvenientes o compensar el costo de algunos repuestos.

1. Ha encontrado daño o mal uso al comprarlo.
2. El producto se ha dañado por el uso incorrecto o falta de uso de métodos designados frente a desastres naturales tales como terremotos e incendios dañados. En estos casos la compañía no tiene responsabilidad de reparación gratuita.
3. No cubre reparaciones de daños de piezas rotas.

ADVERTENCIA

Incompatible con otras maquinas de uso con voltaje estandar

El agua no enviara señales a los controladores para evitar fallas

No utilizar en baños, piscinas, aguas termales y otros lugares humedos

Por favor no dejar calentadores cerca

No utilizar el aparato dañado para evitar lesiones

Verificar interrupciones de alimentacion

No utilizar cables dañados que complementen este producto

Puede contactar a los distribuidores locales para reparaciones o mantenimiento o en los punto de reparación.

Si el producto se utiliza largas horas puede recalentarse

Se prohíbe el uso en niños o menores de 12 años, mujeres embarazadas o personas no aptas físicamente.