

GADNIC

MANUAL DE USUARIO
PISTOLA MASAJEADORA
MPG300



MASAJ100

Declaración

 Para reducir el riesgo de accidente, descarga eléctrica, lesiones, incendio, muerte y daños por quemaduras, lea atentamente todas las instrucciones y advertencias de este manual antes de utilizar este producto.

*Advertencia y precaución

Los menores de edad no están autorizados a utilizar este producto por posibles lesiones. Consulte a su médico antes de utilizar este dispositivo en caso de lesión muscular.

1. Está estrictamente prohibido su uso en superficies de la piel no secas y sucias. Se puede utilizar sobre la ropa presionando suavemente y moviéndose sobre la piel durante aproximadamente 60 segundos.
2. Está estrictamente prohibido su uso por encima del cuello y en zonas con poca cobertura muscular.
3. Está estrictamente prohibido su uso en los huesos, use sólo en los tejidos blandos del cuerpo sin dolor ni molestias.
3. No lo haga si tienes moratones, dolor o molestias.
4. No sumerja el producto en agua.
5. No coloque la unidad cerca de una fuente de fuego.
6. No deje caer el producto intencionadamente.
7. Los niños menores de 6-13 años deben utilizar el producto bajo la supervisión de sus padres.
8. No desmonte el producto de ninguna manera.
9. No permita que los dedos, el pelo u otras partes del cuerpo se acerquen al eje y a la cara del cabezal de masaje, ya que podrían quedar atrapados.

*Advertencias y recordatorios

1. Manténgalo alejado de los líquidos o fuentes de calor.
2. Después de la carga, desenchufe el cargador.
3. Utilice sólo vibradores que produzcan los mejores resultados.
4. Por favor, utilice el dispositivo de acuerdo con las instrucciones.
5. Se recomienda utilizar el cargador original para cargar la batería.
6. Compruebe el funcionamiento del equipo cuidadosamente antes de cada uso.

*Información importante

Este producto no puede utilizarse en ninguna de las siguientes situaciones sin el consentimiento previo del médico.

Complicaciones del embarazo y de la micción (como neuropatía o lesión renal), uso de marcapasos, operación reciente, epilepsia o migraña, protrusión de disco intervertebral, espondilolisis, desprendimiento vertebroarterial o arco articular rígido de la columna vertebral, operación reciente de sustitución de articulaciones o DIU, aguja metálica o placa de acero, que estén relacionadas con su salud.

Estas contraindicaciones no significan que no pueda utilizar este producto. Le sugerimos que consulte a su médico antes de usarlo. La investigación actual es sobre el efecto del entrenamiento de vibración en enfermedades médicas específicas. Esto es necesario para solventar las contraindicaciones anteriores. La experiencia práctica muestra que en muchos casos, la combinación de entrenamiento de vibración con la terapia de la plataforma es también una forma de tratamiento. Esto debe hacerse en bajo el consentimiento de un médico, experto, o fisioterapeuta.

Descripción del producto



1. Motor sin escobillas de alta potencia y alto rendimiento con tecnología de deslizamiento silencioso.
2. El cabezal de masaje suave y personalizado proporciona una experiencia de masaje cómoda y reduce el daño al cuerpo.
3. Batería recargable de iones de litio. La batería no es extraíble. No lo quite.
4. Diez niveles de intensidad y dos modos de masaje para utilizar a voluntad.
5. Pin de carga. Utilice su propio cargador para cargar el producto.



Pulsación larga durante un segundo para encender, pulsación corta para apagar.

2. Botón de velocidad "+" / "-":

1-10 velocidades (P1,P2...P10), Por defecto la velocidad establecida cuando se enciende el producto es P5, preestablecido de 15 min.

3. Botón de modo:

Cuatro modos (F1, F2, F3, F4)

F1: Modo débil

F2: Modo fuerte

F3: 5 segundos modo débil + 5 segundos modo fuerte

F4: 10 segundos modo débil + 10 segundos modo fuerte

Con 8 cabezales de masaje reemplazables



Cabeza redonda

Es aplicable a grupos musculares grandes de masa como el brazo, la espalda, el muslo y pantorrilla



Cabeza de cojín de aire

Masaje de puntos dolorosos con la función de reducir las vibraciones



Cabeza de bala

Es aplicable para impactar tejidos profundos, como las articulaciones de los meridianos, las palmas de las manos plantas de los pies, etc.



Cabezal en forma de Y

Adecuado para el masaje de cuello, columna vertebral, tendón de Aquiles, etc.

Datos técnicos

Nombre	Pistola para Masajes
Potencia	15W
Motor	Motor sin escobillas
Duración de la batería	2-3 horas
Intensidad	Ajuste de 10 velocidades
Tensión nominal	12.6v
Peso	0.81 Kg
Tiempo de carga	3-4 Horas

Información de carga

Información de carga

1. Antes del primer uso, conéctelo durante unas horas para cargarlo completamente.
2. Cuando cargue, por favor, utilice el cargador original para cargar el dispositivo.
3. La luz LED del dispositivo parpadea regularmente para mostrar el nivel de la batería, lo que significa que se está cargando. Cuando está completamente cargado, la pantalla LCD muestra 99. Cuando la batería está por debajo del 10%, la pantalla LCD mostrará LO.
4. La batería se puede cargar en cualquier momento y con cualquier nivel de electricidad. No utilice el dispositivo mientras se está cargando.
5. El tiempo medio de funcionamiento del producto es de unas 34 horas cuando está completamente cargado. Habrá una cierta diferencia cuando la marcha y la fuerza sean mayores.

Instalación del cabezal de masaje

Apague el producto, alinee la ranura del puerto de masaje e introduzca el cabezal lentamente desde (la parte roja en la Fig. 1) y encienda después de completar la instalación, como se muestra en la Fig. 2.



Figura 1. Dirección de la instalación



Figura 2. Instalación completada

Mantenimiento, limpieza, almacenamiento y transporte

1. Limpie el equipo con una toalla o papel de cocina y séquelo con un paño suave.
2. Cuando lo almacene o viaje, póngalo en el paquete proporcionado.
3. Se almacenará en un lugar seco y bien ventilado, sin gases corrosivos. La distancia al suelo no debe ser inferior a 250 mm.
4. Si no se utiliza durante mucho tiempo, se embalará y almacenará después de limpiarlo y se cargará cada medio año.
5. Este producto es adecuado para el transporte en automóviles, trenes, barcos y aviones. El producto deberá fijarse durante el transporte para evitar vibraciones violentas, rodar y caer, y deberá ser levantado, manipulado con cuidado y protegido de la lluvia.

Garantía

La batería, el motor y el controlador de este producto tienen una garantía de 1 año, y las demás piezas de desgaste tienen una garantía de 3 meses. Excepto en las siguientes situaciones:

1. Los daños a este equipo causados por un funcionamiento incorrecto artificial o por transporte y caída.
2. Desmontar y reparar el equipo sin autorización.
3. No operar correctamente según el manual de instrucciones.
4. Se utilice para una sobrecarga que exceda los parámetros de diseño de este producto.
5. El producto se daña debido a un entorno de almacenamiento o mantenimiento anormal por parte del cliente.
6. Fuera del tiempo establecido por la garantía.



Tarjeta de garantía del producto

Nombre del cliente:

Sexo:

Edad:

Dirección postal:

Nombre y modelo del producto:

Teléfono:

Lugar de compra:

Fecha de compra:

Dirección del fabricante:

Teléfono:

Dónde se
enteró del
producto

Tiendas especializadas

Correo

Teléfono

Sistema Médico

Muestra de un familiar

Publicidad

Supermercado

Otros

CERTIFICADO

Nombre del producto: _____

Modelo : _____

Oficial de control: _____

Fecha de producción: _____