

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

PISTOLA MASAJEADORA



MASAJ123

INSTRUCCIONES DE USO

Leer antes de usar

Contenido del paquete:

Pistola de masaje x 1
Cabezal de masaje x 6
Adaptador x 1
Manual del usuario x 1

CARGA

1. Cargue completamente la batería antes del primer uso.
2. Para cargar, conecte el adaptador al puerto de carga de la batería y conéctelo a la toma de corriente.
3. Las luces LED del adaptador se iluminan en rojo para indicar que la carga está activa. Cuando la batería está llena, la luz cambia de rojo a verde.
4. La batería puede recargarse en cualquier momento y con cualquier nivel de batería.
5. Para prolongar la vida útil de la batería, no se recomienda cargar después de agotar la batería por completo.
6. No utilice el dispositivo mientras se esté cargando.

FUNCIONAMIENTO

1. Mueva el interruptor de encendido situado en la parte inferior del mango a la posición ON para poner en marcha el aparato.
2. Toque la tecla '+' en la pantalla LCD, el dispositivo comenzará a funcionar a la velocidad 1. A continuación, toque '+' para acelerar y '-' para reducir la velocidad.
3. Masajee la parte del cuerpo a la velocidad deseada aplicando presión según sea necesario.
4. El dispositivo cuenta con una función de apagado automático de 10 minutos para proteger la batería. Reinicielo si desea seguir utilizándolo.
5. Mueva el interruptor a la posición OFF para cortar la alimentación.

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

La pistola de masaje muscular profundo es un dispositivo portátil de vibración recargable. Puede mejorar eficazmente el flujo sanguíneo, la circulación, aumentar la amplitud de movimiento, aliviar el dolor muscular, liberar la rigidez muscular y ayudar a acelerar el calentamiento y la recuperación.

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

1. Utilice una toalla ligeramente húmeda para limpiar el aparato y un paño suave seco.
2. Para guardarlo o llevarlo de viaje, guárdelo en la caja de cartón suministrada.
3. Almacene el aparato en un lugar seco, bien ventilado, a no menos de 250 mm del suelo y sin colocarle peso en cima.
4. Almacene y empaquete el dispositivo si va a estar mucho tiempo sin uso y cárguelo cada medio año.
5. El dispositivo es adecuado para el automóvil, tren, barco, etc.
6. El aparato debe asegurarse durante el transporte para evitar vibraciones violentas, colisiones y caídas.

Parámetros Técnicos

Nivel de velocidad ajustable: 30 niveles
Capacidad de la batería: 2500mAh
Tamaño del producto: 16,8x6,2x23cm
Peso del producto: 839g
Carga: Entrada: 100/240VAC 50/60Hz
Salida: 12V 800mA



Manual de instrucciones del cabezal de masaje

1. Cabeza redonda



Adecuado para grandes grupos musculares en brazos, espalda, caderas, muslos, pantorrillas y etc.

2. Cabeza plana



Adecuado para todas las partes del cuerpo. Relajación y modelación muscular.

3. Cabeza en forma de U



Adecuado para masajear ambos lados de la columna cervical y el tendón de Aquiles.

4. Cabeza de bala



Adecuado para masajes de tejido profundo en zonas más pequeñas, como articulaciones, palmas y plantas. Y tenga especial cuidado de evitar los huesos, tendones y ligamentos.

5. Cabeza de pulgar



Adecuado para masajear tejidos blandos.

6. Cabeza en forma de pala



Adecuado para la relajación esquelético de todo el cuerpo. Nunca presione contra la columna vertebral.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE DESCARGA ELÉCTRICA, INCENDIO Y LESIONES PERSONALES, ESTE PRODUCTO DEBE UTILIZARSE DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES.

1. Para uso exclusivo de adultos. No lo utilice si está lesionado. Consulte a su médico antes de utilizar el producto.
2. Utilizar únicamente sobre una superficie limpia y seca del cuerpo, por encima de la ropa, presionando ligeramente y moviéndose por todo el cuerpo durante aproximadamente 60 segundos por región. No masajee la misma parte de forma continuada durante más de 1 minuto para evitar abrasiones.
3. No lo utilice en la cabeza, el cuello o cualquier zona dura u ósea del cuerpo y no utilice la pistola de masaje cerca de los órganos y la aorta, como el cuello, el pecho, el abdomen y las axilas.
4. No presione la pistola de masaje muscular sobre sus articulaciones o rodillas.
5. Utilice sólo los aplicadores que proporcionen el mejor efecto deseado.
6. Deje de utilizarla cuando aparezcan hematomas, dolor o molestias.
7. No coloque ningún objeto en los orificios de ventilación del masajeador muscular. Mantenga los orificios de ventilación libres de polvo y suciedad.
8. No lo sumerja en agua ni permita que entre agua en los orificios de ventilación del aparato. Manténgalo alejado de líquidos o calor.
9. No deje caer ni utilice indebidamente la pistola de masaje.

10. Recargue únicamente con el cargador de la pistola de masaje suministrado.
11. No manipule ni altere en modo alguno la pistola de masaje. No quite los tornillos ni intente desmontarla.
12. No toque ni presione el cabezal de masaje durante el funcionamiento y tenga cuidado con el pelo que pueda quedar atrapado en el masajeador.
13. Desenchufe el cargador de la batería del aparato después de cargarlo o antes de utilizarlo.
14. No deje nunca la pistola de masaje funcionando o cargándose sin vigilancia.
15. Recomendamos apagar el masajeador cuando no esté en uso o cuando se esté cargando.
16. Examine cuidadosamente el aparato y la batería antes de cada uso.

AVISO LEGAL

NO UTILICE LA PISTOLA DE MASAJE NI NINGÚN DISPOSITIVO DE VIBRACIÓN SIN LA APROBACIÓN PREVIA DE SU MÉDICO SI SE DA ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS:

Embarazo, diabetes con complicaciones como neuropatía o daños en la retina, uso de marcapasos, intervenciones quirúrgicas recientes, epilepsia o migrañas, hernias discales, espondilolistesis, espondilolisis o espondilosis, prótesis articulares o DIU recientes, clavos o placas metálicas. Las personas frágiles y los niños deben ir acompañados de un adulto cuando utilicen cualquier aparato de vibración. Estas contraindicaciones no significan que no pueda utilizar un aparato de vibración o ejercicio, pero le aconsejamos que consulte antes a un médico. Se están llevando a cabo investigaciones sobre los efectos de los ejercicios vibratorios en trastornos médicos específicos. Es probable que esto reduzca la lista de contraindicaciones indicada anteriormente. La experiencia práctica ha demostrado que la integración de ejercicios vibratorios en un plan tratamiento es aconsejable en muchos casos. Debe hacerse con el asesoramiento y acompañamiento de un médico, especialista o fisioterapeuta.

