

GADNIC

MANUAL DE USUARIO
PISTOLA MASAJEADORA
EXP MASS



MASAJ152



Control de circuitos
digitales
Interruptor de
intensidad de 30
marchas

Luz de alimentación de
batería de litio
recargable

1. Potente motor de alto par sin escobillas con tecnología de deslizamiento silencioso
2. Batería extraíble
3. Batería recargable de iones de litio (más de 2 horas de uso por carga)
4. Configuraciones de varias velocidades para una presión óptima
5. Inalámbrico y ligero (2.5 libras)
*Incluye cargador de pared de AC
6. Interruptor de encendido/apagado
7. Aplicadores intercambiables (x6)



Tenedor



Bala



Redondo



Plano



Dado de oro



Azuela

INSTRUCCIONES DE USO

POR FAVOR LEA ANTES DE USAR

CARGA

- Cargue completamente la batería durante un máximo de seis horas antes del primer uso, ya sea conectado o desconectado del dispositivo.
- Para cargar, conecte el extremo de DC del adaptador de 24 V suministrado al puerto de carga de la batería y enchufe el cable lateral de AC en el tomacorriente de la pared.
- La banda de LED en las luces de la batería pulsa para mostrar el nivel de la batería e indicar que se está cargando.
- Con la batería conectada, las luces LED de la unidad parpadearán para mostrar el nivel de la batería e indicar que se está cargando.
- La carga completa se indica cuando todas las luces LED dejan de parpadear y permanecen completamente iluminadas.
- La batería se puede recargar en cualquier momento y en cualquier nivel de batería.
- No se recomienda agotar completamente la batería hasta el nivel del LED rojo.
- El tiempo de ejecución promedio es de más de 2 horas, según el nivel de velocidad y la presión aplicada durante el uso.

OPERACIÓN

- Alinee y coloque la batería en la base de la unidad; asegúrese de que esté bien trabada en su lugar.
- Encienda el dispositivo moviendo el interruptor de encendido en la parte inferior de la batería a la posición ENCENDIDO. Apague el dispositivo moviendo el interruptor de encendido a la posición APAGADO.
- Con el interruptor de encendido en la posición ENCENDIDO, presione el botón de encendido una vez para encender el dispositivo al nivel uno, dos veces para encender el dispositivo al nivel dos y tres veces para el nivel tres. Si vuelve a pulsar el botón de encendido, el dispositivo se apagará. Las luces LED azules indicarán el nivel de potencia correspondiente.
- Con la unidad apagada, inserte completamente el aplicador presionando hacia adentro. Retírelo tirando hacia afuera.
- Masajea la parte del cuerpo deseada a la velocidad deseada aplicando presión según sea necesario.
- Para quitar la batería, presione ligeramente el botón de liberación de la batería con el pulgar. Tire firmemente hacia abajo de la batería/mango con la otra mano.

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- Utilice una toalla ligeramente húmeda para limpiar el dispositivo y séquelo con un paño suave.
- Para almacenamiento o viaje, retire la batería y guárdela en la caja de cartón suministrada.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIO
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar