


GADNIC

MANUAL DE USUARIO MASAJEADOR DE PIES POWER FEET



MASAJ160

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de masajeador	Masajeador de pies
Salida	24.0V 500mA
Frecuencia de trabajo	50/60 Hz
Consumo de potencia	1200 W
Temperatura de trabajo	4 K - 16 B (K - 16 B)
Modos de funcionamiento	3 Modos (1, 2, 3)
Control remoto	Si

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Solución
El masajeador no funciona/no prende	Asegúrese de que la unidad esté correctamente enchufada en una toma de corriente adecuada y encendida. Si la unidad se enciende, pero el masajeador no funciona póngase en contacto con el equipo de postventa.
El masajeador se apaga repentinamente.	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe que la unidad está enchufada y encendida.• Se ha alcanzado el límite de tiempo. La unidad se apagará automáticamente después de 15 minutos de uso.• La unidad se ha sobrecalentado y la función de protección de temperatura ha apagado la unidad. Espere hasta que la unidad se haya enfriado completamente antes de reanudar su uso.• Se ha aplicado demasiada fuerza a las partes de masaje dentro de la unidad. Asegúrese de mantener los pies relajados cuando los introduzca en el masajeador. No se ponga de pie mientras utiliza la unidad o ejerza una fuerza indebida que se aplique a los mecanismos internos de la unidad.

8

TEORÍA DEL PRODUCTO

Reflexología

La reflexología se basa en la medicina tradicional, ciencia meridiana, magnetismo y terapia de zonas reflejas. Se trata de una integración de la tecnología eléctrica moderna y los hallazgos de la investigación médica.

El principio de los reflejos neurales

Los reflejos son la respuesta humana a los estímulos externos. Los tejidos y órganos del cuerpo en el abdomen pueden causar problemas en los pies en puntos reflejos como burbujas, salping, pélvico, con forma, bloqueado y pequeños nódulos. Cuando se masajean estos puntos reflejos, se siente dolor al tacto. El dolor se transmite desde los nervios aferentes al sistema nervioso central, que envía una serie de impulsos nerviosos a los tejidos y órganos del cuerpo. Esto conduce a una regulación del braquío, aumentando el potencial del cuerpo para ajustarse a los desequilibrios del organismo.

Jijglou - La principal teoría de la medicina china

Se remonta cinco mil años atrás a los registros del "canon interior del emperador amarillo", que dicen que un masaje de pies puede hacer que una persona esté sana. El "meridiano" es un canal y si se bloquea, puede hacer que una persona se sienta incómoda. La línea del meridiano conecta los puntos reflejos de los pies y, cuando se masajea, simula la circulación.

¡Gracias por comprar el masajeador de pies!
Por favor, lea atentamente este manual antes de utilizar el aparato. Este manual debe conservarse para futuras consultas. Podemos proporcionar una garantía gratuita de 1 año para su pedido cuando registre la garantía en nuestro sitio web con su número de pedido dentro de los 14 días posteriores a su recepción. Si hay algún problema, por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente directamente. Le garantizamos un servicio profesional que puede arreglar su problema lo antes posible.

1

ÍNDICE DE CONTENIDOS

TEORÍA DEL PRODUCTO

- Reflexología.....1
- Principios del reflejo neural.....1
- Jijglou - La teoría principal de la medicina china.....1

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Aplicaciones del masaje.....2

BENEFICIOS DEL USO

- Vista general.....3

GUÍA DE FUNCIONAMIENTO

- Panel de control.....3-4
- Control remoto.....4

INSTRUCCIONES DE USO

- Información sobre las teclas.....5

ATENCIÓN

- Información sobre las teclas.....6

PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)

- Información sobre las teclas.....7

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Información sobre las teclas.....7

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Información sobre las teclas.....8

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Información sobre las teclas.....8

GARANTÍA

- Información sobre las teclas.....9

REV.1

9

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. Proporciona un masaje de pies completo haciendo hincapié en los puntos clave.
2. Trabaja en reflexología bipeda masajeando los puntos vitales de ambos pies simultáneamente, lo que es de 3 a 5 veces más efectivo que la reflexología de un solo pie.
3. Masajea los puntos de acupuntura sintomáticos para proporcionar un alivio del dolor duradero.
4. Conveniente para el uso.
5. La forma convexa-cóncava de diseño único permite una distribución uniforme del masaje en base a la estructura del pie humano, incluyendo los puntos de acupuntura.
6. El control del microordenador (45W) es eficiente, fiable y duradero.
7. Opciones de ajuste flexibles para cambiar la velocidad e intensidad deseadas en cualquier momento entre la sesión de masaje.

Aplicación del masaje

1. Masaje de pies en casa, en la oficina o en el ocio para aliviar la fatiga.
2. Tratamiento de rehabilitación de enfermedades como dolores de cabeza, migraña, presión arterial, estreñimiento, pérdida de peso, desintoxicación, falta de sueño, insomnio, frío, presión, dismorrea, menopausia, menstruación irregular, infertilidad, etc.

2

PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Cuándo no debo utilizar el masajeador?
No masajee sus pies 30 minutos antes de una comida y una hora después de una comida. El tratamiento de los pies antes y después de las comidas dificulta la digestión.
2. ¿Cuál es la duración recomendada para un masaje?
La duración recomendada de un masaje de pies es de 30 minutos.
3. ¿Qué debo hacer después de un masaje de pies?
Debe beber un vaso de agua tibia en los 30 minutos posteriores al masaje para facilitar la circulación del oxígeno y la sangre. Evite el vino y otras bebidas.
4. ¿Qué beneficios tiene para la belleza?
El masaje de pies estimula directamente las glándulas suprarrenales y la liberación de hormonas. Esto, a su vez, aumenta la vitalidad de la piel, acelera el metabolismo y reduce la pigmentación.
5. ¿El masaje de pies es adecuado para todo el mundo?
Prácticamente todo el mundo puede beneficiarse de un masaje de pies regular. Sin embargo, al igual que en el caso anterior, compruebe primero si tiene mala salud, se está recuperando de una enfermedad o está embarazada. Siga los consejos de los médicos si tiene alguna enfermedad.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desenchufe el cable de alimentación antes de la sesión de limpieza.
2. No utilice benceno, tiner u otros disolventes corrosivos.
3. No utilizar un paño húmedo con alcohol. Utilice siempre un paño de algodón seco.
4. Cuando el masajeador no se utilice durante mucho tiempo, enrolle el cable de alimentación del masajeador y guárdelo en un lugar limpio y seco.
5. No almacene el equipo a altas temperaturas, con llamas abiertas o con luz solar directa.
6. Utilice el equipo con claridad, evite los lanzamientos, el exceso de presión, los choques o los impactos fuertes.

7

ATTENTION

1. Asegúrese de que los voltajes son compatibles. No utilice las manos mojadas para enchufar el masajeador. Desenchúfelo siempre cuando no lo utilice.
2. No utilice el masajeador en zonas con poca ventilación, como debajo de las sábanas, la almohada o mantas, ya que puede provocar un sobrecalentamiento.
3. Utilícelo sólo en interiores. No lo utilice en el baño ni en condiciones de humedad.
4. No se siente sobre el masajeador ni ejerza más presión.
5. No introduzca objetos periféricos en el masajeador.
6. No lo utilice si el masajeador o sus cables están dañados.
7. No utilice el masajeador con los pies mojados.
8. No lo utilice si es/tiene: pacientes con cáncer, osteoporosis, fiebre alta, alteración de la conciencia, pacientes epilépticos eritematosos, tumores malignos, tuberculosis activa, disfunción cardíaca grave, pacientes con dispositivos electrónicos, trastornos hemorrágicos, mujeres embarazadas, constitución alérgica.
9. No utilizar simultáneamente con los siguientes dispositivos médicos electrónicos:
A. Marcapasos cardíacos y otros dispositivos electrónicos implantados.
B. Corazón y pulmón de tipo humano otros equipos médicos de mantenimiento de la vida.
C. Electrocardiogramas, escáneres médicos u otros dispositivos similares.

6

Botón VELOCIDAD: Utilice los botones "+Velocidad+" y "-Velocidad -"

para aumentar o disminuir la intensidad del masaje según sus necesidades. Los botones deben utilizarse después de activar el modo MANUAL. Hay 3 ajustes de velocidad disponibles: lento, medio y rápido.

2. **Botón de dirección:** Utilice el botón "Direcciones" para intercambiar la dirección de los nodos de masaje shiatsu - en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario para obtener dos sensaciones únicas y una mejor experiencia de masaje. El botón se puede utilizar después de activar el modo MANUAL.

3. **Botón de CALENTAMIENTO:** Pulse el botón para activar la función de calefacción para mantener los pies calientes y estimular la circulación sanguínea durante la sesión de masaje. Cuando se activa el símbolo de la pantalla LED se iluminan. Hay 3 niveles de calentamiento (lento, medio y rápido) disponibles al pulsar el botón. El símbolo de calentamiento parpadea lentamente en el nivel Lento, rápidamente en el nivel Medio, y siempre se ilumina en el nivel Rápido.

Control remoto

Equipado con un control remoto adicional para manejar cómodamente todas las funciones anteriores sin necesidad de utilizar el botón del panel. Hay un botón de temporizador en el control remoto. Puede pulsar los botones de flecha para sumar o restar 5 minutos, el tiempo máximo de masaje es de 30 minutos.

NOTA:

- El temporizador se enciende simultáneamente durante el masaje y el símbolo del número se ilumina en consecuencia.
- Cada ciclo de masaje está preconfigurado para 15 minutos. Puede repetir el ciclo o utilizar el control remoto para añadir tiempo para un masaje de 30 minutos.
- El botón de velocidad y dirección sólo se puede utilizar con el modo manual activado.
- La calefacción está ajustada en el nivel lento por defecto, se calienta lentamente y puede tardar de 7 a 10 minutos en sentirse caliente, por favor pulse el botón de calefacción para ajustarlo en el nivel rápido para sentirse caliente en unos 5 minutos. La temperatura máxima es de 105°F.

4

BENEFICIOS DEL USO

1. Experimente un sofisticado masaje biomimético en 3D para estimular la circulación sanguínea y mejorar el bienestar físico.
2. Económico, ya que consume menos electricidad.
3. El automasaje mejora la calidad de vida y fortalece el cuerpo.
4. Bajo consumo y alto rendimiento. Se pueden masajear simultáneamente pares de puntos de acupuntura.

GUIA DE OPERACIONES

Resumen

La terapia de masaje de pies es un método tradicional de curación basado en la reflexología, no sólo para la relajación general, sino también para mejorar el estado de salud física general de un individuo. Este masajeador de pies integra la tecnología moderna con las terapias ancestrales de los pies y proporciona beneficios sustanciales para la salud, además de aliviar el estrés.

Panel de control

1. **Botón ON/OFF:** Pulse el botón para encender y apagar el masajeador. Cuando se enciende, el símbolo de encendido se ilumina en la pantalla LED y el masajeador comenzará a funcionar en el modo 1 por defecto. Vuelva a pulsar el botón para apagar el masajeador.
2. **Botón MODE:** Pulse el botón para activar el modo preprogramado que incluye 3 modos: Modo 1, Modo 2 y Modo 3. Cuando se activa, el símbolo "Modo 1" se ilumina en la pantalla LED. Puede cambiar entre los modos utilizando el botón MODE. **Los 3 Modos preprogramados son similares y las velocidades y direcciones de masaje se cambian automáticamente en diferentes intervalos.**
3. **Botón MANUAL:** Pulse el botón para activar el masaje manual. Cuando está activado, el símbolo "manual" se ilumina en la pantalla LED. El masaje manual no está preprogramado y la velocidad y las direcciones del masaje pueden ajustarse pulsando los botones de velocidad y dirección.



Display Led



Panel de control

3

INSTRUCCIONES DE USO

1. Enchufe el toma de corriente a la toma eléctrica.
2. Pulse el botón ON/OFF para encender el masajeador.
3. Ajuste el masaje deseado mediante el panel de control o el control remoto.
4. Pulse el botón ON/OFF para apagar el masajeador o espere a que termine el tiempo de masaje. A continuación, desenchufe el aparato.

Información clave

- El masajeador está diseñado para desconectarse automáticamente después de 15 minutos al finalizar un ciclo de masaje.
- Pulse el botón ON/OFF para pausar el masaje en cualquier momento durante la sesión. A partir de ese momento, el masajeador se apagará automáticamente después de 15 minutos.
- Al pulsar los botones, oírás un sonido de alerta "bip" si funciona. Es normal que el componente de masaje y el rodillo hagan un ligero ruido cuando está funcionando.
- Para las personas cuyos pies son sensibles a los nodos de masaje, el masajeador puede ser un poco brusco al principio. Se recomienda levantar los pies con cuidado durante el masaje en la sesión inicial hasta que los pies se adapten gradualmente al uso.

NOTA:

No desconecte nunca el enchufe directamente durante el uso. Desenchufe inmediatamente el cable de alimentación después de apagarlo.

5

