

⚠ Cuidado (avertimiento relacionado con lesiones personales graves causadas por un funcionamiento incorrecto)

1. Por favor, utilice este producto correctamente según las instrucciones de uso.
2. Al utilizar el producto, el cuerpo transparente deberá estar bien pegado a la piel y en contacto uniforme para evitar el contacto con heridas y cicatrices.
3. La misma parte de este producto puede causar escaldaduras a baja temperatura o enfriamiento de la piel si se utiliza durante mucho tiempo. Por favor, preste atención al uso.
4. Si se siente mal durante o después de su uso, por favor, deje de inmediato y consulte a su médico.
5. Se recomienda que lo utilice un solo usuario. Cuando los usuarios cruzados utilicen, por favor, abaje y limpie el tanque transparente antes de su uso.
6. No utilice un cuerpo transparente con marcas, grietas y/o dañadas.
7. Después de usar este producto, puede darse empiezoamiento o sequedad, que es un fenómeno normal y por lo general disminuye de forma natural dentro de 2 días (de acuerdo a cada tipo de piel esto puede variar).
8. Cuando el producto funcione durante mucho tiempo, se producirá un calentamiento en la superficie, lo cual es un fenómeno normal.
9. En caso de anomalías, por favor, envíenos inmediatamente.
10. No utilice este producto mientras conduce un vehículo.
11. No recargue y desenchufe el cable de carga USB con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas o accidentes.
12. Este producto contiene una batería de 16V. Por favor, no la desmonte, cambie, cargue en agua o tire al fango para evitar daños y explosión del producto.
13. Después del uso, no raspe virutas de la superficie de la piel se dañará. Debe descansar 45 minutos antes de bañarse.

Limpieza y mantenimiento

► **Observe los métodos de limpieza y mantenimiento para prolongar la vida útil del aparato.**

1. Limpie el fusilaje con un paño seco no tejido. No utilice detergente ácido-base, alcohol, disolvente, gasolina. Limpie con disolvente como por ejemplo un bálsamo.
2. Después de cada uso, por favor, apague la fuente de alimentación y limpie (con una toalla húmeda).
3. Por favor, guarde este producto en un lugar seco y seco.
4. No deje el producto guardado cuando haya residuos de agua. Limpelo primero.
5. No utilice un cepillo duro o de acero inoxidable para limpiar, para no dañar la superficie.
6. No utilice agua ni otros líquidos directamente en el instrumento para limpiar.
7. Cuando el producto esté inactivo durante mucho tiempo, cárguelo regularmente para garantizar su funcionamiento normal.

► **No utilice ni almacene este producto en los siguientes lugares:**
Lugares vulnerables a vibraciones e impactos; Lugares con luz solar directa; Lugares cálidos y húmedos; Lugares con agua; Campo electromagnético fuerte; Cerca de fuegos artificiales; Lugares accesibles a los niños, etc.

Análisis de averías y resolución de problemas

Fenómeno de fallo	Dictamen de avería y solución
No se puede encender	1. Mantenga pulsado el botón de encendido durante más de 15 segundos para amarrar. 2. Cargue la máquina e inténtelo de nuevo.
No se puede cargar	1. Sustituya el adaptador por una toma de fila e inténtelo de nuevo. 2. Por favor, extraiga el cable de carga y vuelva a enchufarlo y inténtelo de nuevo. 3. Por favor, compruebe que el cable de carga y el puerto de carga no estén sucios. Si es así, por favor límpielos. 4. Sustituya el adaptador o el cable de carga.
Succión débil	1. Retire el depósito transparente y vuelva a apretarlo para su instalación. 2. Compruebe si los orificios de entrada y salida de aire están obstruidos. 3. Compruebe si es necesario cambiar el algodón del filtro.
Sentido débil de la temperatura	1. Compruebe si la función de temperatura está activada y el indicador de temperatura está encendido. 2. Después de cada uso, por favor, apague la fuente de alimentación y limpie (con una toalla húmeda). 3. Después de la activación de la temperatura ambiente, por favor, aumente la marcha de la temperatura un nivel. 3. La batería está baja, por favor, cárguela.

⚠ Si el problema no puede resolverse, no desmonte la máquina sin permiso.

Recordatorio

1. Cuando lo utilice por primera vez, preste atención al ajuste paso a paso para encontrar un modo y una intensidad adecuados.
2. En el modo de presión negativa profunda, si la succión alcanza un cierto grado, pulse la tecla de alivio de presión / pausa a tiempo para dejar de trabajar o aliviar la presión para evitar molestias en la piel.

SERV TECH SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC www.servtech.com.ar
☎ 11 6260 1114 (solo línea) servicitecnico@servtech.com.ar

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

MASAJEADOR POR SUCCION



MASAJ166

Presentación del producto

Este producto integra las funciones de ventosas de succión inteligente, compresa caliente con luz roja, alivio de presión con una sola tecla, etc., y realiza ventosas de succión dinámica mediante el control inteligente de la presión en el depósito y el ajuste de la presión negativa de vacío en tiempo real. Es un producto considerado para la eficacia y el hogar.



Control de la temperatura: Alivio de presión / pausa, Fuerza de succión, Encendido / modo.

Interfaz de carga Tipo-C: Entrada de aire, Depósito transparente.

Directrices operativas

Preparación antes del uso

1. Lea atentamente las precauciones de seguridad cuando utilice este producto. Si no cumple las condiciones de uso, este producto quedará inutilizado para su garantía.
2. Se recomienda limpiar e hidratar la piel con una toalla húmeda o spray para mejorar la sensación de espesor de la piel.
3. Apretar e instalar el depósito transparente (limpe el instrumento con una toalla húmeda antes y después del uso).
4. Compruebe si el instrumento está completo y con un funcionamiento normal.

Encendido / modo

1. Mantenga pulsado durante 15 segundos para poner en marcha la máquina, la pantalla LCD mostrará la cuenta atrás de 20 minutos y se enciende el indicador de temperatura. La máquina se apaga automáticamente después de 20 minutos de uso.
2. Mantenga pulsado durante 15 segundos para apagar, y la pantalla LCD y el indicador de temperatura se apagan.
3. En el estado de encendido, pulse brevemente para cambiar el modo. La máquina tiene dos modos: modo de presión negativa profunda y modo de calentamiento de aumento y bajada de presión gradual.
4. El modo de inicio predeterminado es el modo de presión negativa profunda, y la función de presión negativa y la función de calentamiento se activan automáticamente.

Fuerza de succión

1. El encendido se realiza por defecto en la fuerza de la tercera marcha.
2. Pulse brevemente para ajustar la fuerza de succión (DS-A1 y DS-A2 tienen 6 niveles, DS-A3 tiene 12 niveles, en 15 niveles, en este dispositivo función de presión negativa).
3. Cada pulsación corta aumentará la marcha hacia arriba, y la pantalla LCD mostrará la marcha de fuerza correspondiente, después de 5 segundos se mostrará la cuenta atrás de 20 minutos.
4. Cuando la intensidad alcanza la marcha más alta, puede brevemente de nuevo para volver a la marcha 1 y desactivar la función de presión negativa.
5. Se recomienda utilizar desde la marcha 1 por primera vez cuando la piel no esté acostumbrada.

Control de la temperatura

1. La temperatura predeterminada es en el nivel 3; la luz roja en la parte inferior se enciende, y la temperatura se puede ajustar pulsando brevemente el botón de control de temperatura (DS-A1, DS-A2 tiene 6 niveles, DS-A3 tiene 12 niveles, y el nivel 1 se para desactivar la función de calefacción).
2. Cuando la temperatura de DS-A2 alcanza la norma marcha, el color del indicador de temperatura comienza a cambiar a una luz de colores y parpadea. Cuando mayor sea la temperatura, más rápida será la velocidad de cambio de la temperatura de colores.
3. Cuando la temperatura alcanza la marcha más alta, pulse brevemente de nuevo para desactivar la función de calefacción (pantalla 1), y el indicador de temperatura se apaga y la luz roja de la parte inferior se apaga.

Alivio de presión / pausa

DS-A1 y DS-A2: durante la succión, si desea dejar de trabajar, pulse brevemente la tecla roja para pausar, vuelva en modo de espera. DS-A3: durante la succión, si desea detener o retirar el producto, pulse brevemente la tecla roja para pausar la succión.

Nota:

1. Cuando utilice esta máquina con productos periféricos líquidos como el aceite esencial, asegúrese de mantener el aceite en la piel. Después de que la superficie de la piel está recubierta uniformemente y no haya líquido excedente, coloque la máquina a la posición requerida.
2. La máquina está diseñada con un dispositivo de filtro, que puede filtrar la mayoría de las partículas en el proceso de uso del producto o impurezas líquidas para proteger la limpieza interna del equipo y mantener la vida útil del producto. Por favor, utilícelo de acuerdo a sus necesidades personales. Compruebe y sustituya el algodón del filtro con regularidad.



Desensamblar el cuerpo transparente. Algodón filtrante.

Después de sustituir el algodón filtrante adjunto, restaure e instale el cuerpo transparente.

Instrucciones de carga

1. Conecte el cable de carga de tipo C a la toma del adaptador y conecte el otro extremo a la interfaz de carga del producto para iniciar la carga. Tipo del adaptador: 5V.
2. Por favor, mantenga el puerto de carga tipo-C seco y limpio durante la carga. El tiempo de carga puede variar ligeramente debido a las condiciones ambientales. No cargue durante más de 8 horas.
3. Durante la carga, el indicador blanco parpadeará y se apagará después de estar completamente cargado.
4. El producto no puede utilizarse cuando está cargándose.

Precauciones de seguridad

⚠ **PRELUDIO** (avertimiento relacionado con lesiones personales graves causadas por un funcionamiento incorrecto)

► No utilice al mismo tiempo con los siguientes equipos médicos electrónicos, ya que se producirían errores o daños en el instrumental médico, con grave riesgo para la vida:

1. Dispositivos médicos electrónicos implantables, como el marcapasos cardíaco; y prótesis artificiales.
2. Dispositivos médicos electrónicos de mantenimiento de la vida, como corazón.
3. Electrocardiografía y otros instrumentos médicos electrónicos;
4. Pacientes con otros implantes médicos.

► No lo utilice en las siguientes circunstancias para evitar accidentes o molestias:

1. Pacientes con embolismos, eritemación, epidemia de la piel, varicela y que toman medicamentos.
2. Evite prohibidos los pacientes con enfermedades infecciosas, sensibilidad cutánea, postoperatorio, fiebre alta o enfermedades crónicas.
3. Pacientes con tumor maligno o daño local y disestesias, fractura traumática, inflamación supurativa aguda, piel con pérdida de elasticidad.
4. Pacientes con coágulo anormal o la presión arterial anormal.
5. Neuroticismo severo, convulsiones, espasmos y ansiedad maníaca.
6. Enfermedades progresivas a hemorragias, como trombocitopenia, hemofilia, hemofilia, purpura de Henoch-Schönlein y otras enfermedades hemorrágicas.
7. Cerca del corazón, riñones, hígado, partes íntimas o grandes vasos sanguíneos en la superficie corporal.
8. Pacientes con tratamiento de la preoponción cutánea o piel anormal.
9. Paciente que está siendo tratado por un médico o se siente físicamente anormal.
10. Camarero inebriado, embriaguez y persona traspasada (también está prohibido 2 horas antes y después de las comidas).
11. Pacientes cuya piel es alérgica al metal y a la luz roja.
12. Personas sensibles al calor, náuseas, incapaces de respirar libremente sus dedos o incapaces de expresar su opinión personal.