

GADNIC

MANUAL DE USUARIO MASAJEADOR



MASAJ169

Breve introducción

El masajeador de vibración de alta frecuencia es un tipo de producto de protección y cuidado de la salud para mejorar la circulación sanguínea. Esta es un tipo de las características de la comodidad humana, que utiliza el masajeador para reducir su cansancio y sus dolores. Utilizamos la vibración de alta frecuencia principalmente para la limpieza de los vasos sanguíneos, especialmente los pequeños vasos sanguíneos. con la función de masajear, esta ayudando a la función linfática sobre la superficie aplicada. El producto se basa en los principios de la fisiología de la arcilla y en una amplia práctica. Utilizando una construcción razonable y compacta para producir una alta frecuencia, puede mejorar la piel y expandir los vasos sanguíneos. No sólo tiene el efecto de reducir el cansancio y los dolores,

pero también tiene la función de protección y cuidado de la salud de las personas. El diseño exterior es muy bonito y novedoso. Tiene un mango de longitud suficiente, fácil de manejar y poco ruidoso por lo que puede ser utilizado por todo el mundo.

Introducción

- por favor, inserte el enchufe en la toma de corriente.
- seleccione la intensidad del masaje "fuerte", "débil". El "medio" es el estado de apagado.
- El tiempo no puede superar los 5 minutos de masaje lejano en una posición, 20 minutos es lo mejor para una sola vez.
- Beba u na bebida caliente después del masaje para favorecer el metabolismo del cuerpo.

咬口CMYK 9 4X2 CM

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Nombre del Producto	Masajeador	Modelo	
Voltaje	220v	Tiempo maximo	20 minutos
Potencia	18w	Diseño seguro	Circular
Frecuencia	50HZ-60HZ	Peso	1 KG

por favor, no tire del cable de alimentación mientras está funcionando.

por favor, apague la máquina y y desenchufe la máquina cuando haya terminado el masaje.

utilice un paño húmedo para limpiar el masajeador.

por favor, entregue al servicio técnico para reparar si hay algunos fallos.

PRECAUCIONES

No se permite poner las manos en el espacio libre entre la cabeza de masaje y el cuerpo cuando está trabajando.

No introduzca objetos en el espacio libre entre el cabezal de masaje cabeza de masaje y el cuerpo.

evite salpicar agua en la máquina para evitar accidentes causados por el cortocircuito

No está permitido para las mujeres embarazadas y que tengan la piel escaldada o lastimada

No deje que los niños utilicen la máquina solos a menos que estén bajo la instrucción de los padres.

No utilice ni guarde el masaje en un lugar húmedo.

Por favor, no utilice el masaje en la cabeza.

