

- Coloque las almohadillas de los parches de masaje en las zonas del cuerpo deseadas.
- Pulse el interruptor para el encendido.
- Elija el Modo de su preferencia.
- Ajuste del nivel de intensidad de salida.
- El tiempo de trabajo es de 12 minutos por cada sesión.
- Pulsar el botón "OFF/DEC" hasta que la lámpara se apague cuando desee finalizar la sesión.

PRECAUCIONES

- El motor principal y la carcasa se limpia con un paño húmedo con material de limpieza neutro y finalice la limpieza con un paño de secado
- Cuando guarde la unidad, no la exponga a temperaturas altas bajas ni a la humedad.
- La suciedad en el parche afectará al efecto de uso.



Por favor, enciéndalo con la salida más baja cuando esté empezando a usarlo.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

GADNIC

MANUAL DE USUARIO
MASAJEADOR DE CUELLO



MASAJ176

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Nombre del producto	Músculos abdominales rápidos
Modo de uso	A-F (6 modos)
Frecuencia	1~100Hz
Funcionamiento	12 minutos (por tiempo de instalación)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- El tratamiento de baja frecuencia es por ritmo e impulso suave. La baja frecuencia es una electricidad especial con ritmo regular y detenciones en su funcionamiento. De acuerdo con la potencia adecuada y la velocidad en el cuerpo por baja frecuencia, crea un ritmo y un impulso suave en el cuerpo. La suavidad de la baja frecuencia es igual al efecto de masaje como la presión, pellizco y presión de la mano humana.
- Elección de 6 modos
 - Elección de 6 modos con un funcionamiento sencillo.
 - Se apagará automáticamente después de 12 minutos.

CÓMO OPERARLO



ON: Encendido INC: Aumento
OFF: Apagado DEC: Disminución
PROGRAMA: Cambio de programa

Lámpara de indicación de modo

Azul Azul Azul Azul Azul Azul
 ●○○○ ●○○○ ●○○○ ○●○○ ○○○● ○○○●
 Modo A B C D E F

Cuando pulsa el botón de "encendido" e "intensidad creciente" la lámpara aumenta su intensidad poco a poco. Cuando pulsa el botón de "apagado" y "bajar intensidad" la lámpara se oscurece poco a poco.

- Botón para "encender" y "subir intensidad", "apagar y bajar intensidad", intensidad dividida en 10 clases.
- Botón para la elección del modo: elección por 6 modos (A-F)
- Cubierta de la batería: abrir la tapa trasera para el cambio.
- La batería es de tipo pila seca.

PROCESO DE FUNCIONAMIENTO

- Saque el equipo de la caja.