

GADNIC

BOTAS DE PRESOTERAPIA

PRESSOTHERAPY BOOTS · BOTAS DE
PRESOTERAPIA



AIRCOM06

MANUAL DE USUARIO · INSTRUCTION MANUAL · MANUAL DO UTILIZADOR
LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR · READ BEFORE USE · LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR

ÍNDICE · CONTENTS · ÍNDICE

ESPAÑOL	03
ENGLISH	08
PORTUGUÊS	13

Nota: Las ilustraciones son de referencia y pueden variar levemente respecto al producto real.
Note: Illustrations are for reference and may vary slightly from the actual product.
Nota: As ilustrações são de referência e podem variar ligeiramente em relação ao produto real.

SECCIÓN 01 • ESPAÑOL

BOTAS DE PRESOTERAPIA

MANUAL DE USUARIO



LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO.
RESERVE EL MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.


ACCESORIOS DEL PRODUCTO

MASAJEADOR DE PIES	Bota de compresión para pies y pantorrillas
MASAJEADOR DE MUSLOS	Manguito de compresión adicional para muslos o brazos
TUBO DE AIRE	Conecta los masajeadores con la unidad de control
CONTROL	Unidad con pantalla LED para ajustar tiempo e intensidad
ADAPTADOR	Fuente de alimentación del equipo

IDENTIFICACIÓN DEL CONTROL

PANTALLA LED	Muestra el tiempo y la intensidad seleccionados
BOTONES "+" / "-"	Aumentan o disminuyen la intensidad
BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO	Enciende o apaga la unidad

DIAGRAMA DE PARTES



- | | |
|-------|----------------------|
| 1 | Masajeador de Pies |
| <hr/> | |
| 2 | Masajeador de Muslos |
| <hr/> | |
| 3 | Tubo de Aire |
| <hr/> | |
| 4 | Control |
| <hr/> | |
| 5 | Adaptador |
| <hr/> | |

MODOS DE USO

MASAJE DE CINTURA

MASAJE DE BRAZOS

MASAJE COMPLETO DE
PIERNAS

* El equipo incluye manguitos intercambiables para adaptarse a distintas zonas del cuerpo (piernas, brazos o cintura).

INSTALACIÓN

- Conecte el masajeador y el tubo de aire entre sí.
- Conecte el control y el tubo de aire.
- Conecte el control y la fuente de alimentación (adaptador).

OPERACIÓN**1. COLOCACIÓN**

Coloque el masajeador en la parte deseada del cuerpo.

2. CONEXIÓN DEL TUBO

Conecte correctamente el tubo de aire y el masajeador.

3. ALIMENTACIÓN

Conecte la fuente de alimentación y el control correctamente.

4. VERIFICACIÓN

Asegúrese de que el tubo de aire esté liso (sin dobleces) y que el control esté funcionando normalmente.

NIVELES DE PRESIÓN DEL PRODUCTO

NIVEL	TIEMPO (MIN)	PRESIÓN MÁX. (MMHG)
9	8	140
8	8	135
7	5	125
6	5	115
5	5	110
4	5	100
3	7	95
2	8	85
1	5	80

PRESSOTHERAPY BOOTS

USER MANUAL



READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE.
KEEP THE MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.


PRODUCT ACCESSORIES

FOOT MASSAGER	Compression boot for feet and calves
THIGH MASSAGER	Additional compression sleeve for thighs or arms
AIR TUBE	Connects the massagers to the control unit
CONTROLLER	Unit with LED display to adjust time and intensity
ADAPTER	Power supply for the unit

CONTROLLER IDENTIFICATION

LED DISPLAY	Shows the selected time and intensity
"+" / "-" BUTTONS	Increase or decrease the intensity
POWER BUTTON	Turns the unit on or off

PARTS DIAGRAM



1 Foot Massager

2 Thigh Massager

3 Air Tube

4 Controller

5 Adapter

MODES OF USE

WAIST MASSAGE

ARM MASSAGE

FULL LEG MASSAGE

* The unit includes interchangeable sleeves to fit different areas of the body (legs, arms, or waist).

INSTALLATION

- Connect the massager and the air tube to each other.
- Connect the controller and the air tube.
- Connect the controller and the power supply (adapter).

OPERATION**1. PLACEMENT**

Place the massager on the desired part of the body.

2. TUBE CONNECTION

Correctly connect the air tube and the massager.

3. POWER CONNECTION

Correctly connect the power supply and the controller.

4. CHECK

Make sure the air tube is smooth (not kinked) and that the controller is working normally.

PRODUCT PRESSURE LEVELS

LEVEL	TIME (MIN)	MAX. PRESSURE (MMHG)
9	8	140
8	8	135
7	5	125
6	5	115
5	5	110
4	5	100
3	7	95
2	8	85
1	5	80

BOTAS DE PRESSOTERAPIA

MANUAL DE UTILIZADOR



LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR.
GUARDE O MANUAL PARA CONSULTAS FUTURAS.


ACESSÓRIOS DO PRODUTO

MASSAJADOR DE PÉS	Bota de compressão para pés e barrigas das pernas
MASSAJADOR DE COXAS	Manga de compressão adicional para coxas ou braços
TUBO DE AR	Liga os massajadores à unidade de controlo
CONTROLO	Unidade com ecrã LED para ajustar tempo e intensidade
ADAPTADOR	Fonte de alimentação do equipamento

IDENTIFICAÇÃO DO CONTROLO

ECRÃ LED	Mostra o tempo e a intensidade seleccionados
BOTÕES "+" / "-"	Aumentam ou diminuem a intensidade
BOTÃO LIGAR/DESLIGAR	Liga ou desliga a unidade

DIAGRAMA DE COMPONENTES



1 Massajador de Pés

2 Massajador de Coxas

3 Tubo de Ar

4 Controlo

5 Adaptador

MODOS DE UTILIZAÇÃO

MASSAGEM DE CINTURA

MASSAGEM DE BRAÇOS

**MASSAGEM COMPLETA DE
PERNAS**

* O equipamento inclui mangas intercambiáveis para se adaptar a diferentes zonas do corpo (pernas, braços ou cintura).

INSTALAÇÃO

- Ligue o massajador e o tubo de ar entre si.
- Ligue o controlo e o tubo de ar.
- Ligue o controlo e a fonte de alimentação (adaptador).

OPERAÇÃO**1. COLOCAÇÃO**

Coloque o massajador na zona desejada do corpo.

2. LIGAÇÃO DO TUBO

Ligue corretamente o tubo de ar e o massajador.

3. ALIMENTAÇÃO

Ligue corretamente a fonte de alimentação e o controlo.

4. VERIFICAÇÃO

Certifique-se de que o tubo de ar está liso (sem dobras) e que o controlo está a funcionar normalmente.

NÍVEIS DE PRESSÃO DO PRODUTO

NÍVEL	TEMPO (MIN)	PRESSÃO MÁX. (MMHG)
9	8	140
8	8	135
7	5	125
6	5	115
5	5	110
4	5	100
3	7	95
2	8	85
1	5	80

¿Necesitás ayuda?

Ingresá a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

