


MANUAL DEL USUARIO

Masajeador de piernas por compresión de aire



Masaje de piernas completas



Compresión de aire



5 modos



5 niveles de presión




Tiempo de 15/30/45 minutos

Índice

Español	5
Português	15
English	25

MANUAL DEL USUARIO

Masajeador de piernas por compresión de aire



Masaje de piernas completas



Compresión de aire



5 modos




5 niveles de presión




Tiempo de 15/30/45 minutos


Accesorios



1




2



3



4



Control (Opcional)

5


1 Botas x 2 unidades

2 Cable de alimentación x 1 unidad

3 Manguera de conexión x 1 unidad

4 Instrucciones x 1 unidad

5 Control remoto x 1 unidad



Instrucciones de funcionamiento


Paso 1: Presione el botón de encendido  en el panel LED o el botón  del control remoto.

Paso 2: Configure la presión pulsando el botón +/- del panel o el control remoto (30/50/80/120/160/200/240 mmHg)

Nota: Para el primer uso, se recomienda empezar con una presión baja, quizás 80 mmHg, luego puede ajustar la presión al nivel que le permita sentirse más cómodo.


Paso 3: Elija el tiempo presionando el botón .


Paso 4: Elija el modo presionando el botón MODE, el modo MODE cambiará secuencialmente al siguiente modo: (1, 2, 3, 4, 5).



Control remoto (opcional)

Ilustración de la conexión





Después de usar la bomba, al guardarla, tenga cuidado de retirar el tapón de la manguera presionando los clips en los lados dobles del tapón de la manguera para evitar romperlo.

Modo de masaje

Secuencia: Masaje circular automático de abajo a arriba.

Circulación: Zona de masaje opcional para masaje individual.

Entero: Masajee toda la pierna gradualmente de abajo a arriba

Masaje de ondas



Compresión secuencial



Doble onda



Todo el apretón



Apretón secuencial + Doble onda



Introducción del producto

El masajeador de piernas con compresión de aire es un dispositivo de masaje inteligente diseñado específicamente para relajar y restaurar los músculos de las piernas. Utiliza tecnología de presión de aire para simular las técnicas del masaje manual, brindándole una experiencia de masaje completa y cómoda.

Equipado con múltiples cámaras, este masajeador cubre toda la pierna, incluyendo los muslos, las pantorrillas y los tobillos. A medida que usa el masajeador, las cámaras se inflarán y desinflarán de manera secuencial, generando una presión moderada para promover la circulación sanguínea, aliviando la fatiga de las piernas y la tensión muscular.

Batería

- Indicador verde: 100%-65%
- Indicador azul: 65%-25%
- Indicador rojo: 25%-5%
- La energía por debajo del 5% se apagará automáticamente.
- CH se mostrará durante la carga. Tenga en cuenta que este producto no se puede utilizar durante la carga.

Parámetros del producto

Nivel de presión	30/50/80/120/160/200/240 mmHg
Ruido	≤55 dB
Puerto de carga	DC
Batería	3200mAh/7,4V ; Batería de Litio
Corriente de carga	12Vcc-2A
Tiempo de carga	2 hrs
Tiempo de trabajo	1,5-2 hrs
Peso del producto	1,4 kg
Voltaje de entrada	100-240V AC
Potencia	24W

Limpieza

Controlador:

Limpie la pantalla con un paño suave.

Tela:

Este producto no se puede lavar. Utilice un esterilizador con alcohol o límpielo con una toalla húmeda y limpia



Requisitos de almacenamiento

Mantenga este producto fuera del alcance de los niños, alejado de la humedad, el calor, la luz solar directa y el agua. Si no se utiliza durante un tiempo prolongado, debe cargarse cada dos meses.



Desechar:

Deseche las baterías desechadas de acuerdo con las normativas locales o ambientales.

Entorno de uso

	Entorno de uso	Almacenamiento y transporte
Rango de temperatura	5°C ~ 40°C	- 10°C ~ + 60°C
Rango de humedad	5% ~ 93% RH	5 % ~ 90 % RH
Rango barométrico	86 kPa ~ 105 kPa	86 k Pa ~ 105 k Pa

Análisis y tratamiento de fallos de productos

Fenómeno	Posibles causas	Solución
El producto no puede iniciarse	La batería del producto está agotada	Cargar durante un período de tiempo antes de encender
El producto no puede iniciarse	La batería del producto está agotada	Cargar durante un período de tiempo antes de encender
	Si se establece el temporizador, la máquina se apagará automáticamente cuando se acabe el tiempo.	Reiniciar
Display muestra Er 1	Alarma de sobretensión	Después del apagado automático y la reducción de voltaje, reinicie la máquina.
Valor de visualización de baja presión	El producto tiene fugas de aire.	Se puede solicitar servicio postventa dentro del período de garantía/vida útil

Precauciones de seguridad del producto

1. Está prohibido cargar con adaptadores que no cumplan con los requisitos de este producto.
2. Personal no idóneo y ajeno al servicio técnico, tienen prohibido desarmar y reparar este producto.
3. Si el cable de alimentación está dañado, para evitar peligros, debe ser reemplazado por el fabricante o su departamento de mantenimiento y personal similar a tiempo completo.
4. No lo utilice en zonas húmedas o cuando el producto haya entrado en agua u otros líquidos.

5. Después de su uso, coloque el masajeador en un lugar seco, alejado de la humedad y la luz solar directa.

6. No lo coloque en un lugar inflamable, explosivo, con soluciones químicas o húmedo.

7. No toque el producto con objetos afilados para evitar dañar las piezas del producto.

8. Si se siente incómodo o anormal durante el uso, deje de usarlo inmediatamente.

9. No lo utilice en entornos de alta temperatura.

10. Mantenga el producto limpio y utilice una toalla seca durante el mantenimiento

11. Antes de usar este producto, se recomienda consultar a un médico o usarlo bajo la guía de un profesional:

- Las mujeres embarazadas y los niños de alto riesgo no deben usarlo.
- Pacientes con problemas mentales
- Pacientes que sufren infecciones de la piel, hinchazón de la piel, quemaduras por escaldadura, etc.
- Pacientes de alto riesgo que padecen una enfermedad grave y no son aptos para el masaje
- Las personas lesionadas tienen huesos débiles o dañados
- Personas con marcapasos
- Personas que tienen otros dispositivos metálicos implantados, como prótesis.
- Personas con enfermedades cardíacas graves o presión arterial anormal



Nota: Existe la posibilidad de lesiones personales y daños si se utiliza incorrectamente.



Maneje los artículos frágiles con cuidado



Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este producto.




A prueba de humedad y lluvia.



No tire basura de forma descuidada. Deséchela según la normativa local.

MANUAL DO USUÁRIO

Massageador de pernas com compressão de ar



Massagem
completa nas
pernas



Compressão de ar



5 modos




5 níveis de pressão




Tempo de
15/30/45 minutos

Acessórios



1




2



3



4



5

Controle (Opcional)


1 Botas x 2 unidades

2 Cabo de alimentação x 1 unidade

3 Mangueira de conexão x 1 unidade

4 Instruções x 1 unidade

5 Controle remoto x 1 unidade



Instruções de operação


Etapa 1: Pressione o botão liga/desliga  no painel de LED ou o botão  no controle remoto.

Passo 2: Ajuste a pressão pressionando o botão +/- no painel ou no controle remoto (30/50/80/120/160/200/240 mmHg)

Nota: Para o primeiro uso, recomenda-se começar com uma pressão baixa, talvez 80 mmHg, e depois ajustar a pressão para o nível que lhe seja mais confortável.


Passo 3: Selecione o tempo pressionando o botão .


Passo 4: Selecione o modo pressionando o botão MODE. O modo MODE alternará entre os seguintes modos: (1, 2, 3, 4, 5).



Controle remoto (opcional)

Ilustração da conexão





Após usar a bomba, ao guardá-la, tenha cuidado ao remover a tampa da mangueira pressionando os cliques nos lados duplos da tampa da mangueira para evitar quebrá-la.

Modo de massagem

Sequência: Massagem circular automática de baixo para cima.


Circulação: Zona de massagem opcional para massagem individual.

Completa: Massageie toda a perna gradualmente de baixo para cima.

Massagem com ondas



compressão sequencial



Onda dupla



Aperto total



Aperto sequencial + Onda dupla



Introdução do produto

O Massageador de Pernas com Compressão de Ar é um dispositivo de massagem inteligente projetado especificamente para relaxar e restaurar os músculos das pernas. Ele utiliza tecnologia de pressão de ar para simular técnicas de massagem manual, proporcionando uma experiência completa e confortável.

Equipado com múltiplas câmaras, este massageador abrange toda a perna, incluindo coxas, panturrilhas e tornozelos. À medida que você usa o massageador, as câmaras inflam e desinflam sequencialmente, gerando pressão moderada para promover a circulação sanguínea e aliviar a fadiga e a tensão muscular nas pernas.

Bateria

*Indicador verde: 100%-65%

- Indicador azul: 65%-25%
- Indicador vermelho: 25%-5%
- Se o nível de energia cair abaixo de 5%, o dispositivo desligará automaticamente.
- CH será exibido durante o carregamento. Observe que este produto não pode ser usado durante o carregamento.

Parâmetros do produto

Nível de pressão	30/50/80/120/160/200/240 mmHg
Barulho	≤55 dB
Porta de carregamento	DC
Bateria	3200mAh/7,4V ; Bateria de lítio
Corrente de carga	12Vcc-2A
Tempo de carregamento	2 hrs
Tempo de trabalho	1,5-2 hrs
Peso do produto	1,4 kg
Tensão de entrada	100-240V AC
Poder	24W

Limpeza

Controlador:

Limpe a tela com um pano macio.

Tecido:

Este produto não pode ser lavado. Use um esterilizador à base de álcool ou limpe-o com uma toalha limpa e úmida.



Requisitos de armazenamento

Mantenha este produto fora do alcance de crianças, longe de umidade, calor, luz solar direta e água. Se não for utilizado por um longo período, carregue-o a cada dois meses.



Descartar:

Descarte as baterias descartadas de acordo com as regulamentações locais ou ambientais.

Ambiente de uso

	Ambiente de uso	Armazenamento e transporte
Faixa de temperatura	5°C ~ 40°C	- 10°C ~ + 60°C
Faixa de umidade	5% ~ 93% RH	5 % ~ 90 % RH
Faixa barométrica	86 kPa ~ 105 kPa	86 k Pa ~ 105 k Pa

Análise e tratamento de falhas de produtos

Fenómeno	Possíveis causas	Solução
O produto não pode iniciar	Bateria do produto descarregada	Carregando por um período de tempo antes de ligar
O produto não pode iniciar	Bateria do produto descarregada	Carregando por um período de tempo antes de ligar
	Se o temporizador estiver programado, a máquina desligará automaticamente quando o tempo acabar.	Reiniciar
A exibição é Er 1 caractere	alarme de sobretensão	Após o desligamento automático e a redução da tensão, reinicie a máquina
Valor de exibição de baixa pressão	O produto tem vazamento de ar	O serviço pós-venda pode ser solicitado durante o período de garantia/vida útil.

Precauções de segurança do produto

1. É proibido carregar com adaptadores que não atendam aos requisitos deste produto.

2. É proibido que pessoal não qualificado e pessoas que não fazem parte do serviço técnico desmontem e reparem este produto.

3. Se o cabo de alimentação estiver danificado, para evitar riscos, ele deve ser substituído pelo fabricante ou seu departamento de manutenção ou por pessoal equivalente em tempo integral.

4. Não utilize em áreas úmidas ou onde o produto tenha sido ingerido com água ou outros líquidos.
5. Após o uso, coloque o massageador em local seco, longe da umidade e da luz solar direta.
6. Não coloque em locais inflamáveis, explosivos, com soluções químicas ou úmidas.
7. Não toque no produto com objetos pontiagudos para evitar danos às peças do produto.
8. Se sentir desconforto ou alguma anormalidade durante o uso, interrompa o uso imediatamente.
9. Não utilize em ambientes com altas temperaturas.
10. Mantenha o produto limpo e use uma toalha seca durante a manutenção.
11. Antes de usar este produto, é recomendável que você consulte um médico ou o utilize sob a orientação de um profissional:

- Gestantes e crianças de alto risco não devem utilizá-lo.
- Pacientes com problemas de saúde mental
- Pacientes com infecções de pele, inchaço, queimaduras, etc.
- Pacientes de alto risco gravemente doentes e inadequados para massagem
- Pessoas feridas com ossos fracos ou danificados
- Pessoas com marca-passos
- Pessoas que têm outros dispositivos metálicos implantados, como próteses
- Pessoas com doenças cardíacas graves ou pressão arterial anormal



Observação: há possibilidade de ferimentos e danos pessoais se usado incorretamente.



Manuseie itens frágeis com cuidado



Leia atentamente as instruções antes de usar este produto.




À prova de umidade e chuva



Não jogue lixo no chão descuidadamente.
Descarte o lixo de acordo com as normas locais.

USER MANUAL

Air compression leg massager



Full leg massage



Air compression



5 modes




5 pressure levels




Time of 15/30/45
minutes

Accessories



1




2



3



4



5

Control (Optional)

1

Boots x 2 units

2

Power cable x 1 unit

3


Connection hose x 1 unit

4

Instructions x 1 unit

5

Remote control x 1 unit



Operating instructions


Step 1: Press the power button  on the LED panel or the button  on the remote control.

Step 2: Set the pressure by pressing the +/- button on the panel or remote control (30/50/80/120/160/200/240 mmHg)

Note: For first-time use, it is recommended to start with a low pressure, perhaps 80 mmHg, then you can adjust the pressure to the level that makes you feel most comfortable.


Step 3: Select the time by pressing the button .


Step 4: Select the mode by pressing the MODE button. The MODE mode will cycle through the following modes: (1, 2, 3, 4, 5).



Remote control (optional)

Illustration of the connection





After using the pump, when storing it, be careful to remove the hose cap by pressing the clips on the double sides of the hose cap to avoid breaking it.

Massage mode

Sequence: Automatic circular massage from bottom to top.

Circulation: Optional massage zone for individual massage.

Entire: Massage the entire leg gradually from bottom to top.

Wave massage



sequential compression



Double wave



All squeezing



Sequential squeezing + Double wave



Product introduction

The Air Compression Leg Massager is a smart massage device specifically designed to relax and restore leg muscles. It uses air pressure technology to simulate manual massage techniques, providing you with a complete and comfortable massage experience.

Equipped with multiple chambers, this massager covers the entire leg, including the thighs, calves, and ankles. As you use the massager, the chambers inflate and deflate sequentially, generating moderate pressure to promote blood circulation and relieve leg fatigue and muscle tension.

Battery

- Green indicator: 100%-65%
- Blue indicator: 65%-25%
- Red indicator: 25%-5%
- If the power level drops below 5%, the device will automatically shut off.
- CH will be displayed during charging. Please note that this product cannot be used while charging.

Product parameters

Pressure Level	30/50/80/120/160/200/240 mmHg
Noise	≤55 dB
Charging Port	DC
Battery	3200mAh/7,4V ; Lithium Battery
Charging Current	DC 12V-2A
Charging Time	2 hrs
Working Time	1,5-2 hrs
Product Weight	1,4 kg
Input Voltage	100-240V AC
Power	24W

Cleaning

Controller:

Clean the screen with a soft cloth.

Fabric:

This product cannot be washed. Use an alcohol sterilizer or wipe it with a clean, damp towel.



Storage requirements

Keep this product out of reach of children, away from moisture, heat, direct sunlight, and water. If not used for an extended period, it should be charged every two months.



Discard:

Dispose of discarded batteries according to local or environmental regulations.

Use environment

	Use environment	Storage and transportation
Temperature range	5°C ~ 40°C	- 10°C ~ + 60°C
Humidity range	5% ~ 93% RH	5 % ~ 90 % RH
Barometric range	86 kPa ~ 105 kPa	86 k Pa ~ 105 k Pa

Product failure analysis and treatment

Phenomenon	Possible causes	Solution
Product cannot start	Product battery depleted	Charging for a period of time before turning on
Product cannot start	Product battery depleted	Charging for a period of time before turning on
	If the timer is set, the machine will automatically turn off when the time is up.	Restart
Display Er 1 character	over voltage alarm	After automatic shutdown and voltage reduction, restart the machine
Low pressure display value	The product has air leakage	After-sales service can be requested within the warranty/useful life period

Product safety precautions

1. Charging with adapters that do not meet the requirements of this product is prohibited.
2. Unqualified personnel and those not part of the technical service are prohibited from disassembling and repairing this product.
3. If the power cord is damaged, to avoid hazards, it must be replaced by the manufacturer or its maintenance department and similar full-time personnel.
4. Do not use in humid areas or where the product has been ingested with water or other liquids.

5. After use, place the massager in a dry place, away from moisture and direct sunlight.
6. Do not place it in a flammable, explosive place with chemical solutions or damp.
7. Do not touch the product with sharp objects to avoid damaging the product parts.
8. If you feel uncomfortable or abnormal during use, discontinue use immediately.
9. Do not use in high-temperature environments.
10. Keep the product clean and use a dry towel during maintenance.
11. Before using this product, it is recommended that you consult a doctor or use it under the guidance of a professional:
 - Pregnant women and high-risk children should not use it.
 - Patients with mental health conditions
 - Patients suffering from skin infections, skin swelling, scald burns, etc.
 - High-risk patients who are seriously ill and unsuitable for massage
 - Injured people with weak or damaged bones
 - People with pacemakers
 - Persons who have other implanted metallic devices, such as prostheses
 - People with serious heart disease or abnormal blood pressure



Note: There is a possibility of personal injury and damage if used incorrectly.



Handle fragile items with care



Read the instructions carefully before using this product.



Moisture-proof and rainproof



Do not litter carelessly. Dispose of trash according to local regulations.

