

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

ASPIRADOR NASAL PARA BEBES



ASPNAS01

Español:

Modo de empleo: El filtro desechable debe estar colocado para evitar la transferencia de mucosidad o bacterias. Coloque el tubo grande contra la fosa nasal del niño (no dentro), creando un sello. Utilice la boquilla roja para succionar los mocos.

Consejos:

- (1) Pulverizar solución salina en cada fosa nasal ayudará a aflojar la mucosidad espesa antes de usarla.
- (2) Mueva el tubo con un movimiento circular contra la fosa nasal; oirá y verá salir mucosidad de la nariz.
- (3) Cambie el filtro después de cada uso para mantener la succión.

Para limpiar: Deseche el filtro. Lave el tubo grande con agua y jabón. Limpie el tubo fino con unas gotas de alcohol. Encaje firmemente las piezas secas, insertando un filtro nuevo para el siguiente uso.

Seguridad: El tubo no entra en la nariz, por lo que el bebé no se lesionará si se mueve.

NO SOPLE aire en la boquilla roja mientras el tubo esté colocado en la boca del niño.

NO SOPLE aire en la boquilla roja mientras el tubo esté colocado en la fosa nasal del niño.

NO es un juguete: mantenga todas las piezas fuera del alcance de los niños. Nunca lo fije a una máquina.

Português:

Para utilizar: O filtro descartável deve estar colocado para evitar a transferência de muco ou bactérias. Colocar o tubo grande contra a narina da criança (não no interior), criando uma vedação. Utilize a boquilha vermelha para aspirar o muco.

Sugestões:

- (1) A pulverização de soro fisiológico em cada narina ajudará a soltar o muco espesso antes da utilização.
- (2) Mova o tubo num movimento circular contra a narina - ouvirá e verá o muco a sair do nariz.
- (3) Substituir o filtro após cada utilização para manter a sucção.

Para limpar: Deitar fora o filtro. Lave o tubo grande com água e sabão. Limpe o tubo fino com algumas gotas de álcool isopropílico. Encaixe firmemente as peças secas, inserindo um novo filtro para a próxima utilização.

Segurança: O tubo não entra no nariz, pelo que o bebé não se magoa se se mexer. Utilizar apenas para aspiração nasal - não utilizar nos ouvidos ou na garganta. NÃO soprar ar para a boquilha vermelha enquanto o tubo estiver colocado na narina da criança.

NÃO é um brinquedo - manter todas as peças afastadas das crianças. Nunca ligar a uma máquina.

English:

To Use: Disposable filter should be in place to prevent mucus or bacterial transfer. Place large tube against child's nostril (not inside), creating a seal. Use red mouthpiece to suck out snot.

Tips:

- (1) Spraying saline solution in each nostril will help loosen thick mucus before using.
- (2) Move tube in a circular motion against nostril-you will hear and see mucus coming out of nose.
- (3) Change filter after each use to maintain suction.

To Clean: Dispose of filter. Wash large tube with soap and water. Clean thin tube with a few drops of rubbing alcohol. Firmly snap dry pieces together, inserting a new filter for next use.

Safety: Tube does not go inside the nose, so baby will not get injured if he/she moves. Only use for nasal aspiration-do not use in ears or throat. DO NOT BLOW air into red mouthpiece while tube is placed at child's nostril. Is NOT a toy- keep all parts away from children. Never attach to a machine.

**SERVI
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

 **11 6260 1114 (sólo texto)**
serviciotecnico@servitech.com.ar