

MAWe
by GADNIC

SACALECHES
ELÉCTRICO



MANUAL DE USUARIO

BEBE0013

Índice

Español	5
Português	15
English	25

Núcleo inteligente

Extractor de leche eléctrico integrado

Instrucciones de uso



1. INTRODUCCIÓN

Este extractor de leche automático tiene un diseño único que le permite mantener una posición de ordeño más cómoda. El diseño de cojín de masaje suave proporciona una sensación suave y cálida y puede imitar la acción de succión del bebé para que la leche materna pueda salir de forma silenciosa, suave y rápida. El extractor es compacto y fácil de montar. Todas las piezas se pueden limpiar con seguridad en el lavavajillas. El extractor no contiene bisfenol A.

Los expertos en lactancia materna afirman que la leche materna es el mejor alimento nutritivo para los bebés menores de un año. Después de los seis meses de vida, los bebés pueden seguir tomando el pecho y alimentarse gradualmente con algún alimento complementario. La leche materna está especialmente adaptada a las necesidades del bebé, ya que contiene anticuerpos que lo protegen de infecciones y alergias.

El sacaleches puede ayudar a prolongar el tiempo de lactancia. Puedes extraer y almacenar leche materna, incluso si no puedes amamantar tú misma, el bebé puede seguir disfrutando de la leche materna. Como el sacaleches es compacto y queda muy recogido cuando se extrae leche, puede llevarlo siempre consigo para que pueda extraer leche materna para su bebé en cualquier momento conveniente.

Esquema del motor principal






Diagrama de cristal líquido como sigue:



- a. ON/OFF
- b. Cambiar el modo de aspiración
- c. Aumentar el nivel de aspiración
- d. Reducir nivel de aspiración

2. GUÍA DE PIEZAS

1. Capuchón antipolvo
2. Cojín de masaje
3. Conector
4. Diafragma de silicona
5. Válvula
6. Biberón
7. Tetina
8. Motor de la bomba
9. Cable y adaptador



3. PREPARACIÓN Y MONTAJE

Antes del primer uso, limpie y desinfecte todos los componentes según el capítulo «Limpieza y desinfección». Desinfecte todos los componentes antes de cada uso.


MONTAJE DEL SACALECHES

Nota: asegúrese de esterilizar todos los componentes del extractor de leche y lávese bien las manos antes de tocar los componentes limpios. Tenga en cuenta que los componentes limpios pueden seguir calientes.


Antes de montarlo, desinfecte todos los componentes del sacaleches y lávese bien las manos.

Consejo: puede que le resulte más fácil montar el sacaleches cuando está mojado.


LEA ATENTAMENTE EL SIGUIENTE ESQUEMA DE INSTALACIÓN



1. Inserte la válvula en la parte inferior del conector




2. Enrosque el conector en el biberón hasta que quede completamente fijado



3. Coloque el diafragma en la parte superior del conector. Presione el diafragma hacia abajo para garantizar su estabilidad.



4. Coloque el motor de la bomba en la parte superior del conector. Presiónelo hacia abajo para fijarlo.



5. Coloque el cojín de masaje en la parte del embudo del protector mamario, presione y asegúrese de que el cojín encaja perfectamente, presione los pétalos para eliminar el aire residual, finalmente conecte el adaptador de corriente al motor.

4. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Falta de succión	Compruebe si la instalación correcta de la válvula de pico del conjunto de la bomba está dañada (tenga en cuenta al limpiar que no debe frotar) para asegurarse de que el diafragma de silicona y las almohadillas de pétalos están firmemente unidos al cuerpo principal del dispositivo de succión de leche para lograr el estado ideal de sellado.
Incapaz de succionar leche	No puede extraer leche para garantizar una succión adecuada y un montaje completo del sacaleches. Relájese y vuelva a intentarlo. Tras repetidos intentos es posible que consiga extraer leche. Consulte los consejos para una aspiración satisfactoria en la sexta.
Dolor de pecho al usar	Evite aplicar una fuerza excesiva al utilizar el dispositivo, ya que no es necesario generar toda la succión de manera inmediata. Se recomienda comenzar con el modo de estimulación de masaje para preparar el pecho y, posteriormente, cambiar al modo de extracción de leche. Si tiene dudas o necesita orientación, consulte a un profesional de la salud o un especialista en lactancia materna.

5. UTILIZAR EL SACALECHES

Cuándo extraer leche materna

Se recomienda (salvo que lo digan los expertos) esperar a que la lactancia y el tiempo de alimentación se normalicen (al menos entre 2 y 4 semanas después del nacimiento del bebé)

Casos excepcionales

Tienes que amamantar al bebé en el hospital.

Cuando tengas dolor en el pecho (dolor o hinchazón), puedes extraer una pequeña cantidad de leche antes de dar el pecho o entre dos tomas, para aliviar el dolor y ayudar al bebé a succionar con más facilidad.

Si el pezón te duele o está agrietado, puedes utilizar el sacaleches una vez que se haya curado.

Si te separas temporalmente de tu bebé, pero quieres seguir dándole el pecho durante el reencuentro, debes sacarte leche con regularidad para estimular la secreción de leche.

6. CONSEJOS PARA BOMBEAR

Debes elegir el mejor momento del día para extraer leche materna, por ejemplo: por la mañana, cuando la leche es abundante, antes o después de alimentar al bebé por primera vez o cuando el bebé no toma leche materna después de la toma. Puedes sacarte leche durante la pausa del trabajo. Es posible que tenga que intentarlo varias veces antes de conseguir utilizar el sacaleches. Afortunadamente, este sacaleches automático es fácil de montar y utilizar, y pronto podrá extraer leche.

Antes de utilizarlo por primera vez, familiarícese con el funcionamiento y elija un momento que no sea apresurado ni molesto. Las fotos de tu bebé ayudan a fomentar el reflejo de «lactancia». Un entorno cálido también ayuda a extraer leche, prueba a extraértela después del baño, o ponte una toalla caliente en el pecho durante unos minutos antes de extraértela. Puede que al bebé le resulte más fácil mamar cuando succiona del otro pecho o después de dar el pecho.

Si sientes dolor durante el proceso, deja de hacerlo para consultar a expertos en lactancia.

7. INSTRUCCIONES SENCILLAS

- Pulsa el botón de encendido para entrar en el modo de estimulación, pulsa el botón de modo para entrar en el modo exprés y, a continuación, pulsa de nuevo para entrar en el modo de masaje.
- Modo masaje (9 niveles en total)
- Modo Estimulación (9 niveles en total)
- Modo exprés (9 niveles en total)
- Para cada pulsación, la pantalla muestra el nivel actual.
- La máquina se apaga automáticamente en 30 minutos por defecto.
- La pantalla de la batería parpadeará cuando esté cargada. Después de la carga completa, mostrará la rejilla llena. La leche de la botella no debe estar demasiado llena para sobrepasar la válvula de alivio.

8. INSTRUCCIONES DE USO

1. Lávate bien las manos y asegúrate de que tus pechos están limpios. Relájate y siéntate en una silla cómoda (puedes utilizar un cojín para apoyar la espalda) Asegúrate de tener un vaso de agua a tu lado.
2. Sujete suavemente el pecho, coloque la cubierta y asegúrese de que su pecho está centrado, y el cojín de lactancia de masaje forma un sello.
3. Pulse el botón de encendido/apagado, la pantalla se ilumina tras el arranque, el extractor se inicia con el modo de lactancia automáticamente, pulse + - para elegir la fuerza del masaje, cuando empiece a salir leche, pulse la tecla de conversión de modo para cambiar al modo de bombeo, elija la fuerza y frecuencia de succión más cómodas para el bombeo.
Nota: no es necesario utilizar la succión más grande, sólo tiene que utilizar la succión que se sienta cómodo.
4. Una vez finalizada la extracción, apague el extractor de leche y retire con cuidado el cuerpo principal del extractor.
5. Desenrosque el biberón del cuerpo principal del sacaleches para prepararlo para la alimentación/almacenamiento. Siga las instrucciones del capítulo «Limpieza y desinfección» para limpiar otras piezas usadas del sacaleches.
6. Desenchufe el componente principal del motor.

9. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Antes de utilizarlo por primera vez, limpie y desinfecte el extractor de leche.

Limpie todas las piezas cada vez que lo utilice. Retire completamente el extractor, así como el valor de pico de alivio.

Tenga cuidado al retirar y limpiar la válvula. Si la válvula está dañada, el sacaleches no funcionará correctamente. Para retirar la válvula, tire suavemente del lado pequeño de la válvula. Limpie todas las piezas con agua caliente y un poco de detergente, luego enjuague bien.

Para limpiar la válvula, frótela suavemente en agua limpia con unas gotas de líquido limpiador, no introduzca ningún objeto en la válvula. Utilice un recipiente esterilizador especial para desinfectar todas las piezas o hiérvalas en agua hirviendo durante 5 minutos.

10. ALMACENAMIENTO Y CALENTAMIENTO

Conservación de la leche materna.

Cuando termine la extracción de leche, tape o cierre herméticamente la bolsa de almacenamiento, refrigérela o congélela inmediatamente. la nevera debe estar refrigerada. La leche materna puede conservarse en frío durante 48 horas y en el congelador durante 3 meses.

Calentar la leche.

Después de descongelarla, caliente la leche materna con un calentador de leche o con agua tibia, no utilices el microondas ni agua hirviendo para calentarla, porque podría haber pérdida de nutrientes. La leche materna calentada puede alimentar a su bebé de manera correcta.

ATENCIÓN

1. Si desea congelar la leche materna, no llene por completo el recipiente o la bolsa. Llénelo hasta 3/4 de su capacidad, dejando suficiente espacio para la expansión al congelarse. Evite colocar la leche materna en la puerta del refrigerador, ya que las fluctuaciones de temperatura pueden afectar su calidad.
2. Para conservar los nutrientes de la leche materna, descongélela en el refrigerador durante la noche anterior. Cuando sea necesario calentarla, utilice agua tibia corriente (a menos de 37 °C) para calentar el biberón o la bolsa.
3. Agite suavemente el biberón o la bolsa después de calentar para mezclar la grasa separada y asegurar una consistencia uniforme de la leche.
4. No caliente la leche materna congelada en el microondas ni en agua hirviendo, ya que esto puede destruir nutrientes esenciales y aumentar el riesgo de quemaduras para el bebé.
5. La leche materna descongelada no debe volver a congelarse. Además, no mezcle leche materna fresca con leche que ya haya sido descongelada.

PELIGRO

Este producto es un artículo personal, no lo comparta, para no afectar a la salud. Tenga cuidado al retirar o conectar piezas, no utilice fuerza excesiva. Este producto no debe exponerse al sol caliente y debe colocarse donde los niños no puedan alcanzarlo.

Tenga en cuenta que está estrictamente prohibido lavar el motor principal.

Garantía

Pérdida de garantía:

1. Uso descuidado o incorrecto y daños causados por un mal uso, inhabilita la garantía.
2. Factura de compra o tarjeta de servicio postventa perdida o dañada.
3. Daños causados por catástrofes naturales.

Núcleo inteligente

Bomba tira leite eléctrica integrada

Instruções de utilização



1. INTRODUÇÃO

Esta bomba tira leite automática tem um design único que lhe permite manter uma posição de ordenha mais confortável. O design da almofada de massagem macia proporciona uma sensação de suavidade e calor e pode imitar a ação de sucção do bebé para que o leite materno possa sair silenciosa, suave e rapidamente. A bomba é compacta e fácil de montar. Todas as peças podem ser lavadas com segurança na máquina de lavar loiça. A bomba tira leite é isenta de Bisfenol A.

Os especialistas em aleitamento materno afirmam que o leite materno é o melhor alimento nutritivo para os bebés com menos de um ano de idade. Após os seis meses de vida, os bebés podem continuar a mamar e ser gradualmente alimentados com alimentos complementares. O leite materno é especialmente adequado às necessidades do bebé, uma vez que contém anticorpos que protegem contra infecções e alergias. A extração do leite materno pode ajudar a prolongar o tempo de amamentação. É possível extrair e armazenar o leite materno, pelo que, mesmo que não possa amamentar, o seu bebé pode continuar a desfrutar do leite materno. Como a bomba tira leite é compacta e fica bem guardada quando tira leite, pode levá-la sempre consigo para poder tirar leite materno para o seu bebé em qualquer altura conveniente.

Esquema do motor principal






Diagrama de cristais líquidos como se segue:



- a. LIGAR/DESLIGAR
- b. Alterar o modo de sucção
- c. Aumentar o nível de sucção
- d. Reduzir o nível de sucção

2. GUIA DE PEÇAS

1. Capuz antipó
2. Almofada de massagem
3. Conector
4. Diafragma de silicone
5. Válvula
6. Mamadeira
7. Bico
8. Motor da bomba
9. Cabo e adaptador



3. PREPARAÇÃO E MONTAGEM

Antes do primeiro uso, limpe e desinfete todos os componentes conforme indicado no capítulo «Limpeza e desinfecção». Desinfete todos os componentes antes de cada utilização.


MONTAGEM DA BOMBA TIRA-LEITE

Nota: certifique-se de esterilizar todos os componentes do extrator de leite e lave bem as mãos antes de manusear os componentes limpos. Lembre-se de que os componentes limpos podem ainda estar quentes.


Antes de montá-lo, desinfete todos os componentes da bomba tira-leite e lave bem as mãos.

Dica: pode ser mais fácil montar a bomba tira-leite quando ela estiver molhada.


LEIA ATENTAMENTE O SEGUINTE ESQUEMA DE INSTALAÇÃO




1. Insira a válvula na parte inferior do conector.




2. Enroscar o conector na garrafa até estar completamente apertado.



3. Colocar o diafragma na parte superior do conector. Pressionar o diafragma para baixo para garantir a estabilidade.



4. Coloque o motor da bomba na parte superior do conector. Pressione-o para baixo para o fixar.



5. Colocar a almofada de massagem na parte do funil do protetor do peito, pressionar e certificar-se de que a almofada encaixa perfeitamente, pressionar as pétalas para remover o ar residual e, finalmente, ligar o adaptador de corrente ao motor.

4. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Falta de sucção	Verifique a instalação correta da válvula de bico do conjunto da bomba quanto a danos (atenção ao limpar para não esfregar) para garantir que o diafragma de silicone e as almofadas de pétalas estão firmemente ligados ao corpo principal do dispositivo de sucção de leite para atingir o estado de vedação ideal.
Incapacidade de sugar leite	Não é possível extrair leite para garantir uma sucção adequada e uma fixação completa da bomba tira leite. Descontraia-se e tente novamente. Após várias tentativas, poderá conseguir extrair leite. Consulte as sugestões para uma sucção bem sucedida na página 6.
Dor no peito durante a utilização	Evite aplicar força excessiva ao utilizar o dispositivo, uma vez que não é necessário gerar toda a sucção imediatamente. Recomenda-se começar pelo modo de estimulação por massagem para preparar o peito e depois passar para o modo de extração de leite. Em caso de dúvida ou de necessidade de orientação, consultar um profissional de saúde ou um especialista em aleitamento materno.

5. UTILIZAR A BOMBA TIRA LEITE

Quando extrair o leite materno

Recomenda-se (a menos que os especialistas o digam) esperar que a amamentação e o tempo de alimentação se normalizem (pelo menos 2-4 semanas após o nascimento do bebé).

Casos excepcionais

Tem de amamentar o seu bebé no hospital.

Quando tiver dores nos seios (dor ou inchaço), pode extrair uma pequena quantidade de leite antes de amamentar ou entre mamadas para aliviar as dores e ajudar o seu bebé a mamar mais facilmente.

Se o seu mamilo estiver dorido ou gretado, pode utilizar a bomba tira leite depois de estar curado.

Se estiver temporariamente separada do seu bebé, mas quiser continuar a amamentar durante o reencontro, deve extrair leite regularmente para estimular a secreção de leite.

6. DICAS DE BOMBEAMENTO

Deve escolher a melhor altura do dia para extrair o leite materno, por exemplo: de manhã, quando o seu leite é abundante, antes ou depois da primeira mamada ou quando o bebé não bebe leite materno após a mamada. Pode extrair o leite durante uma pausa no trabalho. Pode ter de tentar várias vezes antes de conseguir extrair o leite. Felizmente, esta bomba tira leite automática é fácil de montar e de utilizar, e em breve conseguirá extrair leite.

Antes de o utilizar pela primeira vez, familiarize-se com o seu funcionamento e escolha uma altura que não seja apressada ou perturbadora. As fotografias do seu bebé ajudam a estimular o reflexo de “amamentação”. Um ambiente quente também ajuda a extrair o leite - experimente fazê-lo depois de um banho ou coloque uma toalha quente sobre o peito durante alguns minutos antes de extrair o leite. O seu bebé pode ter mais facilidade em mamar quando mama no outro peito ou após a amamentação.

Se sentir dores durante o processo, pare e consulte especialistas em amamentação.

7. INSTRUÇÕES SIMPLES

- Prima o botão de alimentação para entrar no modo de estimulação, prima o botão de modo para entrar no modo expresso e, em seguida, prima novamente para entrar no modo de massagem.
- Modo de massagem (9 níveis no total)
- Modo de estimulação (9 níveis no total)
- Modo expresso (9 níveis no total)
- Para cada pressão, o visor indica o nível atual.
- Por defeito, a máquina desliga-se automaticamente após 30 minutos.
- O ecrã da bateria pisca quando a bateria está carregada. Após o carregamento completo, o ecrã apresenta a grelha completa.
- O leite contido na garrafa não deve estar demasiado cheio para transbordar a válvula de segurança.

8. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Lave bem as mãos e certifique-se de que os seus seios estão limpos. Relaxe e sente-se numa cadeira confortável (pode usar uma almofada para apoiar as costas) e certifique-se de que tem um copo de água ao seu lado.
 2. Apoie suavemente o peito, coloque a cobertura e certifique-se de que o seu peito está centrado e que a almofada de massagem forma uma vedação.
 3. Prima o botão ligar/desligar, o visor acende-se após o arranque, a bomba tira leite inicia automaticamente o modo de amamentação, prima + - para escolher a intensidade da massagem, quando o leite começar a sair, prima a tecla de conversão de modo para mudar para o modo de bombagem, escolha a intensidade e a frequência de sucção mais confortáveis para bombear.
- Nota: Não é necessário utilizar a maior sucção, basta utilizar a sucção com que se sentir confortável.
4. Quando a bombagem estiver concluída, desligue a bomba tira leite e retire cuidadosamente o corpo principal da bomba tira leite.
 5. Desaperte o biberão do corpo principal da bomba tira leite para o preparar para a alimentação/armazenamento. Siga as instruções do capítulo “Limpeza e desinfecção” para limpar outras peças usadas da bomba tira leite.
 6. Desligar o componente principal do motor.

9. LIMPEZA E DESINFECÇÃO

Antes da primeira utilização, limpar e desinfetar a bomba tira leite. Limpe todas as peças de cada vez que a utilizar. Retire completamente a bomba tira leite, bem como o tubo de descarga. Tenha cuidado ao retirar e limpar a válvula. Se a válvula estiver danificada, a bomba tira leite não funcionará corretamente. Para retirar a válvula, puxe com cuidado o lado mais pequeno da válvula. Limpe todas as peças com água morna e um pouco de detergente e depois enxágue bem.

Para limpar a válvula, esfregue-a suavemente em água limpa com algumas gotas de líquido de limpeza, não introduza nenhum objeto na válvula. Utilize um recipiente especial de esterilização para desinfetar todas as peças ou ferva-as em água a ferver durante 5 minutos.

10. ARMAZENAMENTO E AQUECIMENTO

Conservação do leite materno.

Quando acabar de extrair o leite, tape ou feche o saco de armazenamento, refrigere-o ou congele-o imediatamente. O frigorífico deve ser refrigerado. O leite materno pode ser conservado no frio durante 48 horas e no congelador durante 3 meses.

Aquecer o leite.

Depois de descongelado, aqueça o leite materno com um aquecedor de leite ou com água morna - não utilize o micro-ondas ou água a ferver para aquecer o leite materno, pois pode provocar a perda de nutrientes. O leite materno aquecido pode alimentar bem o seu bebé.

ATENÇÃO

1. Se quiser congelar o leite materno, não encha completamente o recipiente ou o saco. Encha-o a 3/4, deixando espaço suficiente para expansão durante a congelação. Evite colocar o leite materno na porta do frigorífico, pois as flutuações de temperatura podem afetar a sua qualidade.
2. Para preservar os nutrientes do leite materno, descongele-o no frigorífico durante a noite. Quando for necessário aquecer, utilize água corrente quente (inferior a 37°C) para aquecer o biberão ou o saco.
3. Agite suavemente o biberão ou a bolsa após o aquecimento para misturar a gordura separada e garantir uma consistência uniforme do leite.
4. Não aqueça o leite materno congelado no micro-ondas ou em água a ferver, pois isso pode destruir os nutrientes essenciais e aumentar o risco de queimaduras para o bebé.
5. O leite materno descongelado não deve ser recongelado. Além disso, não misture leite materno fresco com leite que já tenha sido descongelado.

PERIGO

Este produto é um artigo pessoal, não o partilhe, de modo a não afetar a saúde. Tenha cuidado ao remover ou ligar peças, não utilize força excessiva. Este produto não deve ser exposto ao sol quente e deve ser colocado num local onde as crianças não o possam alcançar.

Note-se que é estritamente proibido lavar o motor principal.

Garantia

Perda da garantia:

1. A utilização descuidada ou incorrecta e os danos causados por uma utilização incorrecta desqualificam a garantia.
2. Perda ou danificação da fatura de compra ou do cartão de serviço pós-venda.
3. Danos causados por catástrofes naturais.

Intelligent core Integrated electric breast pump


Instructions for use



1. INTRODUCTION


This automatic breast pump has a unique design that allows you to maintain a more comfortable milking position. The soft massage cushion design provides a soft and warm feeling and can mimic baby's sucking action so that breast milk can come out quietly, gently and quickly. The pump is compact and easy to assemble. All parts can be safely cleaned in the dishwasher. The breast pump is Bisphenol A free. Breastfeeding experts say that breast milk is the best nutritious food for babies under one year of age. After six months of life, babies can continue to breastfeed and gradually be fed with complementary foods. Breastmilk is especially suited to a baby's needs, as it contains antibodies that protect against infections and allergies. Breast pumping can help to prolong breastfeeding time. You can express and store breast milk, so even if you cannot breastfeed yourself, your baby can still enjoy breast milk. As the breast pump is compact and stays neatly tucked away when expressing milk, you can always carry it with you so you can express breast milk for your baby at any convenient time.

Main engine schematic




- a. ON/OFF
- b. Change suction mode
- c. Increase suction level
- d. Decrease suction level

Liquid crystal diagram as follows:



2. PARTS GUIDE

1. Dust cap
2. Massage cushion
3. Connector
4. Silicone diaphragm
5. Valve
6. Baby bottle
7. Teat
8. Pump motor
9. Cable and adapter



3. PREPARATION AND ASSEMBLY

Before first use, clean and disinfect all components according to the chapter 'Cleaning and disinfection'. Disinfect all components before each use.

BREAST PUMP ASSEMBLY


Note: Be sure to sterilise all components of the breast pump and wash your hands thoroughly before touching clean components.

Please note that clean components may still be hot.


Before assembly, disinfect all breast pump components and wash your hands thoroughly.

Tip: You may find it easier to fit the breast pump when it is wet.


PLEASE READ THE FOLLOWING INSTALLATION DIAGRAM CAREFULLY



1. Insert the valve into the bottom part of the connector




2. Screw the connector onto the bottle until it is fully tightened.



3. Place the diaphragm on top of the connector. Press the diaphragm down to ensure stability.



4. Place the pump motor on top of the connector. Press it down to secure it.



5. Place the massage cushion on the funnel part of the breast shield, press and make sure the cushion fits perfectly, press the petals to remove residual air, finally connect the power adapter to the motor.



4. PROBLEM SOLVING

Lack of suction	Check the correct installation of the spout valve of the pump assembly for damage (note when cleaning not to rub) to ensure that the silicone diaphragm and petal pads are firmly attached to the main body of the milk suction device to achieve the ideal sealing state.
Unable to suck milk	Unable to express milk to ensure proper suction and complete breast pump attachment. Relax and try again. After repeated attempts you may be able to express milk. See tips for successful suction on page 6.
Chest pain when using	Avoid applying excessive force when using the device, as it is not necessary to generate all suction immediately. It is recommended to start with massage stimulation mode to prepare the breast and then switch to milk expression mode. If in doubt or in need of guidance, consult a healthcare professional or breastfeeding specialist.

5. USING THE BREAST PUMP

When to express breast milk

It is recommended (unless experts say so) to wait for breastfeeding and feeding time to normalise (at least 2-4 weeks after the birth of the baby).

Exceptional cases

You have to breastfeed your baby in hospital.

When you have breast pain (soreness or swelling), you can express a small amount of milk before breastfeeding or between feedings to relieve the pain and help your baby suckle more easily.

If your nipple is sore or cracked, you can use the breast pump once it has healed.

If you are temporarily separated from your baby, but want to continue breastfeeding during the reunion, you should express milk regularly to stimulate milk secretion.

6. PUMPING TIPS

You should choose the best time of day to express breastmilk, for example: in the morning, when your milk is plentiful, before or after the first feeding or when the baby does not drink breastmilk after feeding. You can express milk during a break from work. You may have to try several times before you succeed in pumping. Fortunately, this automatic breast pump is easy to assemble and use, and you will soon be able to express milk.

Before using it for the first time, familiarise yourself with how it works and choose a time that is not rushed or disruptive. Pictures of your baby help to encourage the 'breastfeeding' reflex. A warm environment also helps to express milk - try expressing after a bath, or put a warm towel on your breast for a few minutes before expressing. Your baby may find it easier to suckle when suckling at the other breast or after breastfeeding.

If you feel pain during the process, stop and consult breastfeeding experts.

7. SIMPLE INSTRUCTIONS

- Press the power button to enter stimulation mode, press the mode button to enter express mode, then press again to enter massage mode.
- Massage mode (9 levels in total)
- Stimulation mode (9 levels in total)
- Express mode (9 levels in total)
- For each press, the display shows the current level.
- The machine switches off automatically in 30 minutes by default.
- The battery display will flash when the battery is charged. After full charge, it will display the full grid. The milk in the bottle should not be too full to overflow the relief valve.

8. INSTRUCTIONS FOR USE

1. Wash your hands thoroughly and make sure your breasts are clean. Relax and sit in a comfortable chair (you can use a cushion to support your back) Make sure you have a glass of water next to you.
2. Gently support your breast, place the cover and make sure your breast is centred, and the breast massage cushion forms a seal.
3. Press the on/off button, the display lights up after start up, the breast pump starts with breastfeeding mode automatically, press + - to choose the massage strength, when milk starts to come out, press the mode conversion key to switch to pumping mode, choose the most comfortable suction strength and frequency for pumping.
Note: it is not necessary to use the biggest suction, just use the suction you feel comfortable.
4. Once pumping is complete, turn off the breast pump and carefully remove the main body of the breast pump.
5. Unscrew the bottle from the main body of the breast pump to prepare it for feeding/storage. Follow the instructions in the chapter 'Cleaning and disinfection' to clean other used parts of the breast pump.
6. Unplug the main motor component.

9. CLEANING AND DISINFECTION

Before first use, clean and disinfect the breast pump.

Clean all parts each time you use it. Completely remove the breast pump as well as the relief spout.

Be careful when removing and cleaning the valve. If the valve is damaged, the breast pump will not work properly. To remove the valve, gently pull the small side of the valve. Clean all parts with warm water and a little detergent, then rinse well.

To clean the valve, gently rub it in clean water with a few drops of cleaning fluid, do not insert any objects into the valve. Use a special sterilizing container to disinfect all parts or boil them in boiling water for 5 minutes.

10. STORAGE AND HEATING

Conservation of breast milk.

When you finish expressing milk, cover or seal the storage bag, refrigerate or freeze it immediately. the refrigerator should be refrigerated. Breast milk can be kept cold for 48 hours and in the freezer for 3 months.

Heat the milk.

After thawing, warm breastmilk with a milk warmer or warm water - do not use a microwave or boiling water to warm breastmilk, as this can cause loss of nutrients. Warmed breastmilk can feed your baby well.

ATTENTION

1. If you want to freeze breastmilk, do not fill the container or bag completely. Fill it 3/4 full, leaving enough room for expansion when freezing. Avoid placing breastmilk in the refrigerator door, as temperature fluctuations may affect its quality.
2. To preserve the nutrients in breastmilk, thaw it in the refrigerator overnight. When warming is necessary, use warm running water (below 37°C) to warm the bottle or bag.
3. Gently shake the bottle or pouch after warming to mix the separated fat and ensure an even consistency of the milk.
4. Do not heat frozen breastmilk in the microwave or in boiling water, as this may destroy essential nutrients and increase the risk of burns to the baby.
5. Thawed breastmilk should not be refrozen. Also, do not mix fresh breastmilk with milk that has already been thawed.

DANGER

This product is a personal item, do not share it, so as not to affect health. Be careful when removing or connecting parts, do not use excessive force. This product should not be exposed to hot sun and should be placed where children cannot reach it.

Please note that it is strictly forbidden to wash the main engine.

Warranty

Loss of warranty:

1. Careless or improper use and damage caused by misuse, disqualifies the warranty.
2. Lost or damaged purchase invoice or after-sales service card.
3. Damage caused by natural disasters.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar