

# MAWe

by GADNIC

SACALECHES  
ELÉCTRICO DOBLE



MANUAL DE USUARIO


**BEBE0015**

## INDICE:

|           |    |
|-----------|----|
| ESPAÑOL   | 02 |
| ENGLISH   | 12 |
| PORTUGUÊS | 22 |

# **SACALECHES ELÉCTRICO**

Manual de uso del sacaleches eléctrico  
Universal bilateral único



LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y  
CONSERVELAS PARA USO FUTURO.

## CONTENIDO

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Presentación del producto            | 01 |
| Descripción de los componentes       | 02 |
| Instrucciones de instalación         | 03 |
| Descripción de los componentes       | 04 |
| Solución de problemas                | 06 |
| Mantenimiento                        | 06 |
| Cuestiones que requieren atención    | 07 |
| Declaración de conformidad           | 07 |
| Declaración de sustancias peligrosas | 08 |
| Servicio posventa                    | 09 |

## INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Modelo:

Nombre del producto: extractor de leche eléctrico

Materiales principales: ABS, la silicona, PP

Parámetros técnicos:

Voltaje de entrada de carga: 5V

La batería de litio: 3.7V; 2000mAh  
1600mAh(RH-298)

Potencia nominal: 5W

Límite de ruido : 50dB(A)

Protección del motor : 11

Condiciones de uso : 5°C~40°C, 10%~90%RH

Características funcionales

Características del producto:

1- Simulación automática: Controlada por un programa de microchip, imita la lactancia intermitente de los lactantes.

2- En el modo galactagogo, la intensidad puede ajustarse en 9 niveles, En el modo masaje, la intensidad puede ajustarse en 9 niveles para masajear eficazmente el pecho; En el modo succión del pecho, la intensidad puede ajustarse en 9 niveles, lo que imita la velocidad del ritmo de succión del bebé y el tamaño del volumen de succión del bebé.

Características del producto:

1- El diseño cilíndrico con estructura de separación gas-líquido, no hay retorno de leche al succionar.

2- El cuerno de silicona líquida extraíble imita los principios de la ergonomía.

Puede succionar y masajear, apretar el pecho y estimular la lactancia al succionar.


3- Diseño táctil del panel de control, pantalla de interfaz, proceso de operación claro.

4- La unidad central tiene batería incorporada, que se puede utilizar fácilmente cuando la energía está apagada o cuando se sale o en casa.


Introducción de piezas

| Nombre         | Cantidad | Material | Nombre               | Cantidad | Material      |
|----------------|----------|----------|----------------------|----------|---------------|
| Cubierta       | 2        | PP       | Chupon de Silicona   | 2        | Silica gel    |
| Boca           | 2        | PP       | Cilindro de silicona | 2        | Silica gel    |
| Enlaces        | 2        | PP       | Tapa de sili-cona    | 2        | PP            |
| Articulaciones | 4        | PP/TPR   | Tubo flexible        | 2        | Silica gel    |
| Cable          | 1        | /        | Valvula de alivio    | 2        | Silica gel    |
| Motor          | 1        | /        | Kit Chupete          | 2        | Silica gel+PP |


Consejo: antes de cada uso, debe ser pre-esterilizado con leche materna tiene contacto directo con los componentes: botella, cuerno de silicona, cilindro de silicona de tres vías, válvula de alivio.



Coloque el cuerno de silicona y la boca de la campana en secuencia, a continuación, coloque el protector contra el polvo



Inserte el conjunto de cuerno de silicona y boca de campana en los tres eslabones para asegurarse de que el manguito está bien apretado




Coloque el cilindro y la culata en tres eslabones y apriete la culata.



Coloque la válvula de pico de pato en la salida inferior de la válvula de tres vías para asegurarse de que no haya fugas.



Enrosque el conjunto de tres vías en la botella.



Inserte el empalme recto de la manguera en la culata y la posición relativa del orificio del motor principal para asegurarse de que no haya fugas de aire y pueda utilizarse.


Nota: la junta pasante debe abrirse antes de la inserción en el orificio del conducto de aire principal; no inicie el trabajo del motor principal sin abrir el guardapolvo, de lo contrario afectará a la luz de servicio del motor principal.

Listo para usar

-Antes de usar, compruebe y asegúrese de que las partes esterilizadas (partes en contacto directo con la leche materna) están limpias y libres de agua, y que el absorbedor está firmemente conectado a la estructura principal.

-Limpie, comprima y masajee los pechos y la areola con toallas húmedas y calientes antes de succionar. Relaje el cuerpo para aliviar el dolor de la subida de la leche.

### Instrucciones de uso del panel



### Interruptor de modo de arranque

- Toque «Control de Inicio» durante 2 segundos y entrar en modo de prolaction por defecto.

- Después de arranque puede llevar a cabo la acción prolongada, masaje, interruptor de modo de succión.

## Visualización de la pantalla

Cuando el modo de trabajo es prolactina. la luz está encendida; cuando el modo de trabajo es masaje, la luz está encendida.

- En el modo «prolactina», la intensidad puede dividirse en 9 archivos, la pantalla también mostrará el número correspondiente.
- Modo «Masaje», hay 9 niveles, la pantalla mostrará el número correspondiente
- En el modo de succión, hay nueve niveles y la pantalla muestra los números correspondientes.
- Cuando se alimenta de la batería incorporada, la pantalla mostrara el icono electricidad; cuando se alimenta por la línea de carga, el estado de carga de la batería se mostrará dinámicamente en el estado de apagado.
- Cuando la energía de la batería cae al mínimo, el lado derecho del símbolo de la batería parpadea, los otros tres no son brillantes, y la pantalla se apaga después de 10 segundos.

## Regulación de frecuencia de la fuerza de succión

- Modo «Pecho», pulse +y - puede ajustar la fuerza de la leche, un total de 9
- Modo «Masaje», pulse +y - puede ajustar la intensidad de prolacción, un total de 9 puestos.
- El modo «Lactancia» permite ajustar la intensidad de la succión, con un total de 9 posiciones.
- Al trabajo, pulsando la tecla M puede cambiar libremente el modo de trabajo. Cuando se cambia al modo «prolactina», por defecto se utiliza la última marcha; cuando se cambia al modo «succión», por defecto se utiliza la última marcha.

### Función de suspensión

- Pulse el modo de pausa, la máquina se detendrá , pulse abrir de nuevo y apagar, sino no se puede abrir.

### Función de memoria

- Iniciar la prolactina, el modo de masaje de succión, ajustar la marcha requerida ejecutar durante más de 3 segundos se recordará automáticamente. Para la próxima puesta en marcha se iniciará el modo de ejecución anterior.

### Carga de la batería

- En el estado de trabajo, el adaptador de corriente está conectado y alimentado. Cuando el adaptador de corriente no está conectado, el host utilizará automáticamente la batería incorporada para suministrar energía.
- Cuando está apagado, el adaptador de corriente puede cargar la batería; después de una carga completa, puede funcionar de forma continua durante más de 1 hora.
- Cuando la potencia es demasiado baja, el host deja de funcionar automáticamente y pide que se proteja la batería y avisa para proteger la batería; cuando la potencia es plena, automáticamente para evitar daños en la batería.

### Análisis de daños

Los siguientes problemas pueden ocurrir durante la absorción de leche, por favor refiérase al método proporcionado.

| Problema        | Análisis de causas                                                                                                                                                                                                                           | Método                                                               |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Succión pequeña | La conexión tiene la fuga de aire (válvula de pico de pato, cuerno de silicona, el motor principal), el motor principal de salida de aire ruta está bloqueada, esta doblada la manguera, la manguera de residuos de la vía aérea esta tapada | Cheque que las conexiones sean correctas y estén limpias             |
| No succiona     | Válvula de pico de pato no instalada o deformada Uso incorrecto de componentes de plástico para desinfectar armarios, hornos microwave y ollas a presión, lo que provoca deformaciones y daños                                               | Instalar válvulas o renovar las partes                               |
| No succiona     | El adaptador no está conectado a la toma de carga o a la toma del cuadro principal. Las pilas de litio se están agotando                                                                                                                     | Vuelve a enchufar el adaptador o cárgalo antes de utilizarlo.        |
| No prende       | Encontrar leche o agua entrando en el cilindro o la manguera para comprobar si el cilindro está dañado o no en parado                                                                                                                        | Detenga automáticamente el uso, limpie el cilindro y vuelva a probar |

#### Mantenimiento


- La batería está integrada y no se puede desmontar.
- La carga o alimentación del host o de la batería requiere un adaptador de corriente DC5V especificado o un adaptador de corriente para teléfono móvil.
- No utilice otros adaptadores de corriente no estándar para cargar o alimentar.
- No se acerque a la fuente de alta temperatura o fuego durante el uso y la colocación de la no coloque la unidad central en el calentador o fuente de fuego para evitar la combustión y explosión
- Cuando la central no se utilice durante mucho tiempo, se recomienda cargarla una vez al mes.
- Si se produce un fallo en la unidad central, no la desmonte ni la repare. Deberá enviarla al punto de mantenimiento designado por nuestra empresa para que sea reparada o sustituida por personal profesional.
- Antes de su uso, los accesorios en contacto directo con la leche materna (biberón, cuerno de silicona, tres vías, cilindro, válvula de boca de pato, tapón del biberón) deben limpiarse y desinfectarse previamente, pueden esterilizarse mediante vapor o agua caliente, y el tiempo de desinfección no debe exceder de 1 minuto.
- El usuario no puede ponerlo en el agua

## Atención

1. Antes de usar, retire todo el embalaje de este producto, compruebe las piezas completas con la especificación del producto.
2. Este producto es un producto personal, no lo comparta
3. Cuando limpie este producto, por favor desconecte el adaptador de la toma de corriente, no use lejía, solución química desinfectante, pastillas, pana, limpiador abrasivo o líquido corrosivo (como gasolina, acetona o alcohol) para limpiar este producto.
4. Al quitar o instalar todo tipo de componentes, tales como tres enlaces, cuerno de silicona, boca de campana, cilindro de silicona, válvula de pico de pato y así sucesivamente, debemos tener cuidado al operar, no fuerce demasiado duro.
5. La cabeza del cilindro no se puede lavar con agua, limpiar con un paño húmedo
6. En uso, la manguera debe estar limpia sin gotas de agua, de lo contrario afectará el rendimiento del motor principal.
7. Se recomienda utilizar vapor especial o agua hervida para desinfectar los accesorios. No se permite utilizar armarios desinfectados, hornos microondas u ollas a presión para calentar y desinfectar los accesorios. No se permite la entrada de agua para la limpieza de la máquina huésped.
8. El embalaje y todos los componentes y la unidad central no son juguetes. Manténgalos fuera del alcance de los niños.
9. Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa, lejos de neumáticos y fuente de calor
10. Cuando es difícil de succionar la leche, usted debe relajar su cuerpo y luego chupar la leche. Si presenta hinchazón dolor consulte a su médico.
11. Si alguna pieza está dañada, para evitar peligros, deje de usarla y envíela a nuestro centro de servicio para su mantenimiento. No utilice accesorios o piezas de otros fabricantes sin nuestro permiso para evitar peligros.

# **ELECTRIC BREAST PUMP**

Manual for use of electric breast pump  
Single bilateral universal



PLEASE READ THIS INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND  
KEEP IT FOR FUTURE USE.

## CONTENTS

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Product introduction            | 01 |
| Description of components       | 02 |
| Installation instructions       | 03 |
| Description of components       | 04 |
| Troubleshooting                 | 06 |
| Maintenance                     | 06 |
| Matters needing attention       | 07 |
| Statement of conformity         | 07 |
| Hazardous substance declaration | 08 |
| After-sales service             | 09 |

## PRODUCT INFORMATION

Model:

Product name: electric breast pump

Main materials: ABS, the silicone, PP

Technical parameters:

Charging input voltage: 5V

The lithium battery: 3.7V; 2000mAh  
1600mAh(RH-298)

Power rating: 5W

Noise limit : 50dB(A)

Motor protection : 11

Conditions of use : 5°C~40°C, 10%~90%RH

Functional features

Product features:

1- Automatic simulation: Controlled by a microchip program, it imitates the intermittent breastfeeding of infants.

2- In galactagogue mode, the intensity can be adjusted to 9 levels, In the massage mode, the intensity can be adjusted in 9 levels to effectively massage the breast; In the breastsucking mode the intensity can be adjusted in 9 levels, which imitates the speed of the infant's sucking rhythm and the size of the infant's sucking volume.

Product features:

1- The cylinder design with gas-liquid separation structure, no milk return when sucking.

2- The removable liquid silicone horn imitates the principle of ergonomics.

It can suck and massage, squeeze the breast and stimulate lactation when sucking


3- Touch design of control panel, interface display, clear operation process.

4- The mainframe has built-in battery, which can be easily used when power is off or when going out or at home.


Parts introduction

| Part Name            | Quantity | Material | Part Name         | Quantity | Material      |
|----------------------|----------|----------|-------------------|----------|---------------|
| Dirt shroud          | 2        | PP       | Silicone speaker  | 2        | Silica gel    |
| Horn Mouth           | 2        | PP       | Silicone cylinder | 2        | Silica gel    |
| Three Links          | 2        | PP       | Cylinder head     | 2        | PP            |
| Through Joint        | 4        | PP/TPR   | Flexible pipe     | 2        | Silica gel    |
| Cable                | 1        | /        | Duckbill valve    | 2        | Silica gel    |
| Main Engine          | 1        | /        | Pacifier kit      | 2        | Silica gel+PP |
| Wide bottle of 180ml | 2        | PP       |                   |          |               |


Warm Tip : before each use. should be pre-sterilized with breast milk has direct contact with the components: bottle, silicone horn, three-way silicone cylinder, duck mouth valve.



Put the silicone horn and bell mouth in sequence, then put in the dust shield



Insert the silicone horn and bell mouth assembly into the three links to ensure that the sleeve is tight




Put the cylinder and cylinder head into three links and tighten the cylinder head.



Put the duckbill valve into the bottom outlet of the three-way to ensure that there is no leakage.



Screw the three-way assembly into the bottle.




Insert the straight-through joint of the hose into the cylinder head and the relative hole position of the main engine to ensure that there is no air leakage and can be used.

Note: the through joint should be opened before insertion into the main airway hole; do not start the main engine work without opening the dust shield, otherwise it will affect the service life of the main engine.

Ready for use

- Before use, check and ensure that the sterilized parts (parts in direct contact with breast milk) are clean and water free, and the absorber is firmly connected to the mainframe.
- Clean, compress and massage breasts and areola with wet and hot towels before sucking. Relax your body to relieve the pain of bulging milk.

Panel operating instructions



Boot mode switch

- Touch “power Switch Control” for 2 seconds and enter prolaction mode by default.
- After boot can carry on prolaction, massage, sucking mode switch.

## Screen Display

When the working mode is prolactin. light is on; when the working mode is "massage", the light is on; when the is on, it is working mode; when the x is on. it means shutdown

- When "prolactin" mode, the intensity can be divided into 9 files, the screen will also display the corresponding number.
- "Massage" mode, there are 9 stalls, the screen will display the corresponding number
- In suckling mode, there are nine stalls and the screen displays the corresponding numbers
- When supplied by the built-in battery, the on the LEO screen is a static display of electricity; when supplied by the charging line, the battery charging state will be dynamically displayed in the shutdown state
- When the battery power drops to the lowest, the right side of the battery symbol flashes, the other three are not bright, and the LEO screen goes out after 10 seconds.

## Frequency regulation of suckling strength

- "Breast" mode, touch + and - can adjust the strength of milk, a total of 9
- "Massage" mode, press + and - can adjust the intensity of prolactin, a total of 9 stalls.
- "suckling" mode, by + and - can adjust the strength of suckling, a total of 9 stalls.
- At work, pressing the M key can freely switch the working mode. When switching to "prolactin" mode, the default is the 1st gear used; when switching to "suckling" mode, the default is the 1st gear used.

## Suspension function

- Press pause mode, machine tentative, press open again, shut down can not open.

## Memory function

- Start prolactin, massage suckling mode, adjust the required gear run for more than 3 seconds it will automatically remember. The next start-up will start the above run gear.

## Battery power charging

- In the working state, the power adapter is connected and supplied by the power adapter. When the power adapter is not connected, the host will automatically use the built-in battery to supplied power.
- When shut down, the power adapter can charge the battery; after full charge, it can work continuously for more than 1 hour.
- When the power is too low, the host automatically stops working and prompts to protect the battery; when the power is full! automatically stops charging to avoid damage to the battery.

## Malfunction Analysis

The following problems may occur during milk absorption, please refer to the method provided.

| Phenomenon    | Analysys of causes                                                                                                                                                                               | Processing method                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Small suction | The connection is in the airleakage (duckbill v alve, siliconehorn, dirc-theac three-way and main engine), the main engine output air path is blocked, s uch as hose folding, hose airway debris | Check the connection parts and reinstall, clean and clean again. |
| No suction    | Duckbill valve not installed or deformed Misuse of plastic cornponents to disinfect cupboards, miaowave ovens and pressure cookers, resulting in deformation and damage                          | Install platypus valves or renew fittings                        |
| No suction    | The adapter is not con nected to the charging socket or main frame socket. Lithium batteries are running out                                                                                     | Re-plug the adapter of Charge it before using it                 |
| No power on   | Find milk or water entering the cylinder or hose to check if the cylinder is damaged or not in stal led                                                                                          | Stop immediately, clean or replace the cylinder and reinstall    |

## Maintenance

- Battery is built-in non-detachable do not disassemble
- Host or battery charging or power supply requires a specified DC5V power adapteror mobile phone power adapter.
- Do not use other non-standard power adapters tocharge or power
- Do not approach the high temperature or fire source during the use and placement of the not place mainframe in heater or fire source to avoid combustion and explosion
- When the host is not used for a long time, it is recommended to charge once a month.
- If there is a failure in the mainframe, please do not disassemble and repair it. It mustbe sent to the designated maintenance point of our company for repair orreplacement by professional personnel.
- Before use, the accessories directly in contact with breast milk(bottle, silicone horn,three way, cylinder, duck mouth valve, milk bottle cap) should be cleaned anddisinfected in advance, can be sterilized by steam or hot water, and the disinfectiontime should not exceed 1 minute
- The host can't put it in water


## Attentions

1. Before use, remove all packaging of this product, check the complete parts against the product specification
2. This product is a personal special product, do not use many people, lest affect health
3. When cleaning this product, please pull the adapter out of the power outlet, do not use bleach, chemical disinfection solution, tablets, corduroy, abrasive cleaner or corrosive liquid (such as gasoline, acetone or alcohol) to clean this product.
4. When removing or installing all kinds of components, such as three links, silicone horn, bell mouth, silicone cylinder, duckbill valve and so on, we should be careful to operate, do not force too hard
5. Cylinder head can not be washed with water, cleaning such as water, dry water drop, dry rear can be used
6. In use, the hose must be clean without water droplets, otherwise it will affect the performance of the main engine.
7. It is recommended to use special steam or boiled water to disinfect the accessories that need to be disinfected. It is not allowed to use disinfected cupboards, microwave ovens or pressure cookers to heat and disinfect the accessories. The host machine is not allowed to enter the water for cleaning
8. Packaging and all components and mainframe are not toys. Keep out of reach of children.
9. Store in a cool and dry place, away from direct sunlight, away from fire and heat source
10. When it is difficult to suck milk, you should relax your body and then suck milk. When the swelling milk pain, should be hot compress massage; Consult your doctor if you feel uncomfortable or cannot pump milk for many times
11. If parts are damaged, to avoid danger, please stop using and send them to our service center for maintenance. Do not use accessories or parts produced by other manufacturer or without our permission to avoid danger.

# **BOMBA TIRA LEITE ELÉTRICA**

## **Manual de uso da bomba tira leite elétrica**

### **Universal bilateral simples**



LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O PRODUTO E GUARDE-AS PARA USO FUTURO.

## CONTEÚDO

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Introdução ao produto             | 01 |
| Descrição dos componentes         | 02 |
| Instruções de instalação          | 03 |
| Descrição dos componentes         | 04 |
| Solução de problemas              | 06 |
| Manutenção                        | 06 |
| Questões que requerem atenção     | 07 |
| Declaração de conformidade        | 07 |
| Declaração de substância perigosa | 08 |
| Serviço pós-venda                 | 09 |

## INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Modelo:

Nome do produto: bomba tira leite elétrica

Materiais principais: ABS, silicone, PP

Parâmetros técnicos:

Tensão de entrada de carregamento: 5V

A bateria de lítio: 3,7V; 2000mAh

1600mAh (RH-298)

Potência nominal: 5W

Limite de ruído: 50dB(A)

Proteção do motor: 11

Condições de uso: 5°C~40°C, 10%~90%RH

Recursos funcionais

Características do produto:

1- Simulação automática: Controlado por um programa de microchip, ele imita a amamentação intermitente de bebês.

2- No modo galactagogo, a intensidade pode ser ajustada em 9 níveis; no modo massagem, a intensidade pode ser ajustada em 9 níveis para massagear efetivamente a mama; no modo sucção da mama, a intensidade pode ser ajustada em 9 níveis, o que imita a velocidade do ritmo de sucção do bebê e o tamanho do volume de sucção do bebê.

Características do produto:

1- O design do cilindro com estrutura de separação gás-líquido não permite o retorno do leite durante a sucção.

2- A trompa de silicone líquido removível imita os princípios da ergonomia.

Ele pode sugar e massagear, apertar o seio e estimular a lactação durante a sucção


3- Design de toque do painel de controle, exibição da interface, processo de operação claro.

4- O mainframe tem bateria embutida, que pode ser facilmente usada quando não há energia elétrica ou quando estiver saindo ou em casa.


Apresentação das peças

| Nome da peça           | Quanty | Material | Nome da peça             | Quanty | Material      |
|------------------------|--------|----------|--------------------------|--------|---------------|
| Cobertura de sujeira   | 2      | PP       | Alto-falante de silicone | 2      | Silica gel    |
| Boca do pato           | 2      | PP       | Cilindro de silicone     | 2      | Silica gel    |
| Três links             | 2      | PP       | Cabeçote do cilindro     | 2      | PP            |
| Através do Jont        | 4      | PP/TPR   | Tubo flexível            | 2      | Silica gel    |
| Cabo                   | 1      | /        | Válvula de bico de pato  | 2      | Silica gel    |
| Motor principal        | 1      | /        | Kit de chupeta           | 2      | Silica gel+PP |
| Frasco largo de 180 ml | 2      | PP       |                          |        |               |


Dica quente: antes de cada uso, o leite materno deve ser pré-esterilizado e entrar em contato direto com os componentes: mamadeira, buzina de silicone, cilindro de silicone de três vias, válvula de boca de pato.



Coloque a buzina de silicone e a boca de sino em sequência e, em seguida, coloque o protetor contra poeira



Insira a buzina de silicone e o conjunto de boca de sino nos três elos para garantir que a luva esteja apertada




Coloque o cilindro e o cabeçote do cilindro em três elos e aperte o cabeçote do cilindro.



Coloque a válvula bico de pato na saída inferior da válvula de três vias para garantir que não haja vazamento.



Rosqueie o conjunto de três vias na garrafa.



Insira a junta reta da mangueira no cabeçote do cilindro e na posição relativa do orifício do motor principal para garantir que não haja vazamento de ar e que possa ser usada.


Observação: a junta de passagem deve ser aberta antes da inserção no orifício da via aérea principal; não inicie o trabalho do motor principal sem abrir a proteção contra poeira, caso contrário, isso afetará a luz de serviço do motor principal.

## Pronto para uso

Antes de usar, verifique e assegure-se de que as peças esterilizadas (peças em contato direto com o leite materno) estejam limpas e sem água, e que o absorvedor esteja firmemente conectado à estrutura principal.

-Limpe, comprima e massageie os seios e a aréola com toalhas úmidas e quentes antes da sucção. Relaxe seu corpo para aliviar a dor do leite em excesso.

## Instruções de operação do painel



## Interruptor do modo de inicialização

- Toque em “controlar do interruptor” por 2 segundos e entre no modo de ação por padrão.
- Após a inicialização, é possível continuar com o modo de prolação, massagem e sucção.

## Exibição da tela

Quando o modo de trabalho é prolactina, a luz está acesa; quando o modo de trabalho é “massagem”, a luz está acesa; quando o está aceso, é o modo de trabalho; quando o x está aceso, significa desligamento

- No modo “prolactina”, a intensidade pode ser dividida em 9 arquivos, e a tela também exibirá o número correspondente.

- No modo “Massagem”, há 9 baias, e a tela exibirá o número correspondente

- No modo de sucção, há nove baias e a tela exibe os números correspondentes

- Quando alimentado pela bateria embutida, a tela do LEO é uma exibição estática de eletricidade; quando alimentada pela linha de carregamento, o estado de carregamento da bateria será exibido dinamicamente no estado de desligamento

- Quando a energia da bateria cai para o nível mais baixo, o lado direito do símbolo da bateria pisca, os outros três não ficam brilhantes e a tela do LEO se apaga após 10 segundos.

## Regulagem da frequência da força de sucção

- O modo “Breast” (Mama), toque+e - pode ajustar a força do leite, em um total de 9

- O modo “Massage” (Massagem), pressione+e - pode ajustar a intensidade da ação, em um total de 9 posições.

- Modo “sucção”, pressione+e - pode ajustar a intensidade da sucção, em um total de 9 posições.

- Durante o trabalho, pressionar a tecla M pode alternar livremente o modo de trabalho. Ao alternar para o modo “prolactin”, o padrão é a última marcha utilizada; ao alternar para o modo “suckling”, o padrão é a última marcha utilizada.

## Função de suspensão

- Pressione o modo de pausa, a máquina tenta, pressione abrir novamente, o desligamento não pode abrir.

## Função de memória

- Inicie a prolactina, massageie o modo de sucção, ajuste a marcha necessária, funcione por mais de 3 segundos, ela se lembrará automaticamente. A próxima inicialização iniciará a marcha acima.

## Carregamento de energia da bateria

- No estado de funcionamento, o adaptador de energia está conectado e é fornecido pelo adaptador de energia. Quando o adaptador de energia não estiver conectado, o host usará automaticamente a bateria integrada para fornecer energia.

- Quando desligado, o adaptador de energia pode carregar a bateria; após a carga completa, ele pode funcionar

carga completa, pode funcionar continuamente por mais de 1 hora.

- Quando a energia é muito baixa, o host para de funcionar automaticamente e avisa para proteger a bateria; quando a energia está cheia!

interrompe automaticamente o carregamento para evitar danos à bateria.

## Análise de mau funcionamento

Os problemas a seguir podem ocorrer durante a ab-

| Fenômeno       | Análise das causas                                                                                                                                                                                                                       | Método de processamento                                                                                         |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pequena sucção | A conexão está no vazamento de ar (válvula bico de pato, siliconehorn, dirctheac three-way e motor principal), o caminho do ar de saída do motor principal está bloqueado, como a dobra da mangueira, detritos na via aérea da mangueira | Verifique as peças de conexão e reinstale, limpe e limpe novamente..                                            |
| Sem sucção     | Uso indevido de componentes de plástico para desinfetar armários, fornos de micro-ondas e painéis de pressão, resultando em deformação e danos                                                                                           | Instalar válvulas platypus ou renovar as conexões                                                               |
| Sem sucção     | O adaptador não está conectado ao soquete de carregamento ou ao soquete da estrutura principal. As baterias de lítio estão acabando                                                                                                      | Conecte novamente o adaptador ou carregue-o antes de usá-lo                                                     |
| Sem energia    | Encontre leite ou água entrando no cilindro ou na mangueira para verificar se o cilindro está danificado ou se não está no estado normal                                                                                                 | Find milk or water entering the cylinder or hose to check if the cylinder is damaged or not in its normal state |

#### Manutenção

- A bateria é embutida e não pode ser removida; não desmonte
- O carregamento do host ou da bateria ou a fonte de alimentação requerem um adaptador de energia DC5V especificado ou um adaptador de energia para celular.
- Não use outros adaptadores de energia não padronizados para carregar ou alimentar a bateria.
- Não se aproxime de fontes de fogo ou de alta temperatura durante o uso e a colocação do mainframe em um aquecedor ou fonte de fogo para evitar combustão e explosão.
- Quando o host não for usado por um longo período, é recomendável carregá-lo uma vez por mês.
- Se houver uma falha no mainframe, não o desmonte nem o conserte. Ele deve ser enviado ao ponto de manutenção designado de nossa empresa para reparo ou substituição por profissionais.
- Antes do uso, os acessórios que entram em contato direto com o leite materno (mamadeira, buzina de silicone, três vias, cilindro, válvula de boca de pato, tampa da mamadeira) devem ser limpos e desinfetados com antecedência, podem ser esterilizados com vapor ou água quente, e o tempo de desinfecção não deve exceder 1 minuto
- O anfitrião não pode colocá-lo na água

## Atenções

1. antes de usar, remova todas as embalagens deste produto e verifique as peças completas de acordo com a especificação do produto
2. Este produto é um produto pessoal especial, não deve ser usado por muitas pessoas, para não afetar a saúde.
3. ao limpar este produto, retire o adaptador da tomada elétrica, não use alvejante, solução de desinfecção química, pastilhas, veludo cotelê, limpador abrasivo ou líquido corrosivo (como gasolina, acetona ou álcool) para limpar este produto.
4. Ao remover ou instalar todos os tipos de componentes, como três elos, buzina de silicone, boca de sino, cilindro de silicone, válvula bico de pato e assim por diante, devemos ter cuidado ao operar, não force com muita força
5. O cabeçote do cilindro não pode ser lavado com água; pode-se usar produtos de limpeza como água, gota d'água seca e parte traseira seca.
6. durante o uso, a mangueira deve estar limpa, sem gotas de água, caso contrário, isso afetará o desempenho do motor principal.
7. Recomenda-se o uso de vapor especial ou água fervida para desinfetar os acessórios que precisam ser desinfetados. Não é permitido usar armários desinfetados, fornos de micro-ondas ou painéis de pressão para aquecer e desinfetar os acessórios. Não é permitido que a máquina host entre na água para limpeza
8. A embalagem e todos os componentes e o mainframe não são brinquedos. Mantenha-os fora do alcance de crianças.
9. armazene em um local fresco e seco, longe da luz solar direta, longe de pneus e fontes de calor
10. Quando for difícil sugar o leite, você deve relaxar o corpo e, em seguida, sugar o leite. Quando o leite estiver inchado e dolorido, faça uma massagem com compressas quentes; consulte seu médico se você se sentir desconfortável ou não conseguir bombear o leite por muitas vezes
11. Se as peças estiverem danificadas, para evitar perigo, interrompa o uso e envie-as ao nosso centro de serviços para manutenção. Não use acessórios ou peças produzidas por outro fabricante ou sem nossa permissão para evitar riscos.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

📞 11 6260 1114 (sólo texto)  
[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)