

Care
by GADNIC

MANUAL DE USUARIO



Masajeador de Terapia Facial Led
CPLED1

CEPFA03

Características:

Instrumento de belleza limpiador y rejuvenecedor

Es un dispositivo de belleza facial que puede limpiar profundamente, revitalizar y rejuvenecer la piel y realizar los contornos del rostro. Integraciones positivos y negativos + cálido + micro vibración + luz roja y azul.

Iones positivos y negativos: utilizando el principio de atracción de iones positivos y negativos, la suciedad en los poros de inicio profundo se exporta a través de la corriente biológica. Limpia en profundidad los ingredientes de belleza mediante iontoforesis para penetrar en la piel.

Vibración: con el método de estimulación de voltaje y vibración mecánica, se tensa la piel, se aumenta su propia elasticidad y se mejora el metabolismo de las células de la piel.


Cálido: el masaje cálido promueve la absorción, de modo que la textura de la piel se estira y la piel se vuelve más llena.

Luz roja: la luz roja de 640nm-650nm penetra en la dermis para promover el colágeno y la elasticidad, reducir las arrugas y restaurar la vitalidad juvenil.


Luz azul: la luz azul suprime y alivia el acné, cierra los poros, el enrojecimiento, etc. Puede curar mejor el acné y ayudar a limpiar las bacterias.

Características


Modo de limpieza y peeling.
Calienta los poros y limpia la base de los poros, mejora el acné y solución a la piel apagada.




Modo de elevación de temperatura.
Luz roja: mejora el acné, promueve las proteínas, activa la piel. Inhibe rápidamente la inflamación en un corto período de tiempo y lo puede usar durante mucho tiempo; puede tensar la piel suelta y levantar arrugas.





Modo de rejuvenecimiento de la terapia de luz.
Productos para el cuidado de la piel con impronta completa, la luz roja mejora la actividad celular. Logra blanquear y rejuvenecer, disminuyendo las arrugas.



Modo de cuidado de los ojos.
Introduzca completamente la crema para los ojos o la esencia para los ojos para promover la absorción de la crema para los ojos o la esencia para los ojos, a fin de lograr el efecto de la belleza de los ojos. La luz roja aprieta y la luz azul calma.




Nombre de cada parte




1. Cómo usar el modo piel limpia (debe usarse con un desmaquillante / loción limpiadora y una almohadilla de algodón)
Este modo puede limpiar eficazmente la suciedad de los poros y hacer que la piel se vuelva transluída.
Frecuencia de uso: 2-3 veces a la semana, una piel sensible puede reducir la frecuencia de uso.
Tiempo de uso: no más de 4 minutos / vez, músculos sensibles 1-2 minutos / vez.




2. Cómo usar el modo de rejuvenecimiento de fototerapia (debe usarse con tóner, loción, esencia)
Este modo puede mejorar la actividad celular, reducir las arrugas y ayudar a que los productos para el cuidado de la piel la humedezcan profundamente;
Frecuencia de uso: Puede usarse una vez al día por la mañana y por la noche, y la frecuencia de uso puede reducirse adecuadamente para pieles sensibles;
Tiempo de uso: no más de 4 minutos / vez, 1-2 minutos / vez para pieles sensibles, deje de usar productos para el cuidado de la piel después de la absorción, no los seque con fuerza.



3. Cómo usar el modo de elevación en caliente (debe usarse con una máscara)
Este modo puede despertar y relajar suavemente la piel, ayudándola a recuperar su luminosidad y vitalidad.
Se puede usar a diario.



4. Cómo usar el modo de cuidado de los ojos (debe usarse con crema para ojos o esencia para ojos)
Este modo puede importar completamente la crema para los ojos o la esencia de los ojos, promover la absorción de la crema para los ojos o la esencia de los ojos, para lograr el efecto de la belleza sobre los ojos.
Frecuencia de uso: Puede usarse una vez al día por la mañana y por la noche, y la frecuencia de uso puede reducirse adecuadamente para pieles sensibles.
Tiempo de uso: no más de 4 minutos / vez, 1-2 minutos / vez; para pieles sensibles, deje de usar crema para ojos o esencia para ojos después de la absorción, no se seque con fuerza.




Uso recomendado


Mentón
Coloque el cabezal de masaje en el medio del mentón y use una técnica en forma de arco hacia las sienes para masajear a una velocidad constante durante 2 segundos.



Línea interfacial
Coloque el cuerpo en las sienes inferiores y masajee el hueso frontal de abajo hacia arriba a una velocidad constante durante 2 segundos.



Mejilla
El movimiento de las mejillas se divide en (1) y (2) dos partes.



Cuatro modos de uso

1. Para limpiar y rejuvenecer la piel, primero use el instrumento para la limpieza de exportación y luego use el limpiador facial para limpiar la cara (sin combinar el instrumento). La limpieza profunda elimina la suciedad de los poros profundos hasta la superficie de la piel, y luego lava la suciedad de la superficie con un limpiador facial.
2. Se apagará automáticamente después de 5 minutos de inactividad en cada modo. Úselo de acuerdo con el método de uso y no lo use en exceso.
3. Al usarlo, debe sujetar las tiras del sensor de iones a ambos lados del fuselaje y usar la cabeza del instrumento para tocar la piel y formar un bucle. Mantenga la piel húmeda durante el uso; de lo contrario, el instrumento no funcionará normalmente.
4. Si debe usarse en la cara de otras personas, debe tocar el cuerpo del usuario para formar un bucle; de lo contrario, el instrumento no funcionará normalmente.
5. Úselo durante el tiempo especificado en las instrucciones.

Ojo
Combinelo con crema para ojos o esencia para ojos, usando una técnica de presión de puntos. El cabezal de masaje masajea suavemente desde la esquina interna del ojo hasta el final del ojo, permanezca en cada punto durante 2 segundos para reducir la fatiga y promover la absorción.



Pasos de lactancia recomendados (nota sobre el desarrollo muscular shuiguang)

Modo despertador matutino	Modo de mantenimiento nocturno
Despierta la piel + revive el edema + aplica maquillaje	Promueve la absorción de la piel + nutrición fuerte + reparación nocturna
- Limpie la cara	- Limpieza profunda (modo limpieza y peeling, 2-3 veces por semana)
- Aplicar tónico, esencia y loción.	- Limpiar la cara
- Elija el modo de rejuvenecimiento de la terapia de luz	- Aplicar tóner, esencia y loción (modo de rejuvenecimiento por fototerapia)
- Maquillaje	- Introducción a la aplicación de mascarilla (modo de elevación en caliente)

Mantenimiento
Se requiere mantenimiento, primero confirme si el instrumento está apagado. Si enciende la unidad, use toallas mojadas y toallas de papel para el mantenimiento.

