



MASAJEADOR OCULAR LED

LED EYE MASSAGER · MASSAJADOR
OCULAR LED



LEDMAS56

ANTES DE USAR, APLIQUE AGUA O GEL SOBRE EL PARCHO · APPLY WATER OR GEL TO THE PATCH
BEFORE USE · ANTES DE USAR, APLIQUE ÁGUA OU GEL NO PATCH

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO · READ CAREFULLY BEFORE USE · LEIA
ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR

01

ÍNDICE • CONTENTS • ÍNDICE

ESPAÑOL	03
ENGLISH	05
PORTUGUÊS	07

ESPAÑOL

MANUAL DE USUARIO

MASAJEADOR OCULAR LED



ANTES DE USAR, APLIQUE AGUA O GEL SOBRE EL PARCHO O LAS BOLSAS OCULARES PARA ASEGURAR EL MEJOR EFECTO.

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO. RESERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

NOMBRE	Masajeador de belleza ocular
MATERIAL	ABS
BATERÍA	90 mAh
TIEMPO DE CARGA	30 minutos
TIEMPO DE USO	90 minutos
ACCESORIOS INCLUIDOS	Masajeador ocular, cable de carga, manual de usuario

MODOS DE FUNCIONAMIENTO

PULSACIÓN	FUNCIÓN
Pulsación larga	Encendido / apagado
Pulsación corta 1ª vez	Frecuencia fija de estimulación + luz roja
Pulsación corta 2ª vez	Frecuencia variable de estimulación + luz roja
Pulsación corta 3ª vez	Solo frecuencia variable de estimulación
Pulsación corta 4ª vez	Solo luz roja

PREPARACIÓN Y USO

1. VERIFICACIÓN INICIAL

Después de presionar el botón, verifique que el dispositivo entre en modo de trabajo. Si no lo hace, cárguelo durante **1,5-2 horas** antes de usar.

2. LIMPIEZA DEL ÁREA OCULAR

Limpie el rostro (retirando el maquillaje) de manera completa, especialmente el área de las bolsas de los ojos.

3. APLICACIÓN DE AGUA O GEL

Tras la limpieza, aplique agua o gel sobre el parche o las bolsas de los ojos para asegurar que la estimulación eléctrica pueda conducirse correctamente a la piel. Este paso es fundamental para obtener el mejor resultado.

4. CONSIDERACIONES DE USO

- El producto no es resistente al agua; no lo enjuague con agua. Si es necesario limpiarlo, utilice un paño húmedo.
- El modo predeterminado al iniciar es frecuencia fija + luz roja, con intensidad de estimulación en nivel 1.
- Cada vez que se cambia el modo, la intensidad se reinicia al nivel 1.
- Ajuste la intensidad de estimulación con pulsación corta (3 niveles: baja, media, alta).
- Temporizador automático: el dispositivo se apaga automáticamente después de **10 minutos**.

5. INDICADORES DE CARGA

- Luz roja: indica que está cargando.

- Luz verde: indica carga completa. Se recomienda utilizar un cargador de **5V / 1A**.
- Recordatorio de batería baja: la luz roja parpadea **3 veces**.

PREGUNTAS FRECUENTES

- **¿No siente el masaje o solo un lado funciona?** Aplique agua o gel sobre el parche o la piel. Presione el dispositivo firmemente contra la piel para asegurar que el parche se adhiera completamente.
 - **¿Con qué frecuencia debo usarlo?** Puede usarse todos los días, con cada sesión recomendada de **10 minutos**.
-

ENGLISH

USER MANUAL

LED EYE BEAUTY MASSAGER



BEFORE USE, APPLY WATER OR GEL TO THE WORKING PATCH OR EYE BAGS TO ENSURE THE BEST EFFECT.

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE. KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

PRODUCT SPECIFICATIONS

PRODUCT NAME	Eye beauty massager
MATERIAL	ABS
BATTERY CAPACITY	90 mAh
CHARGING TIME	30 minutes
USAGE TIME	90 minutes
INCLUDED ACCESSORIES	Eye massager, charging cable, user manual

OPERATING MODES

BUTTON PRESS	FUNCTION
Long press	Power on / off
Short press 1st time	ES fixed frequency + red light
Short press 2nd time	ES variable frequency + red light
Short press 3rd time	ES variable frequency only
Short press 4th time	Red light only

PREPARATION AND USE

1. INITIAL CHECK

After long-pressing the button, check that it enters working mode. If not, charge for **1.5-2 hours** before use.

2. CLEAN THE FACE

Remove makeup thoroughly, especially around the eye bag area.

3. APPLY WATER OR GEL

After cleaning, apply water or gel to the working patch or eye bags to ensure the ES current can conduct to the skin. This step is essential for optimal results.

4. USAGE NOTES

- The product is not waterproof; do not rinse with water. If cleaning is needed, use a damp cloth or towel.
- Default mode on startup is ES fixed frequency + red light, with ES intensity set to level 1.
- Every time the mode changes, intensity resets to level 1.
- Adjust ES intensity with short press (3 levels: low, medium, high).
- Automatic timer: automatically shuts off after **10 minutes**.

5. CHARGING INDICATORS

- Red light: charging in progress.
- Green light: fully charged. Recommend using a **5V / 1A** charger.

- Low battery reminder: red light flashes **3 times**.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

- **Can't feel the massage or only one side is massaging?** Apply water or gel to the patch or skin. Press the instrument firmly against the skin to ensure the patch adheres tightly to the skin.
 - **How often should I use it?** It can be used every day, with each session recommended for **10 minutes**.
-

PORTUGUÊS

MANUAL DO UTILIZADOR

MASSAJADOR OCULAR LED



ANTES DE UTILIZAR, APLIQUE ÁGUA OU GEL NO PATCH OU NAS BOLSAS DOS OLHOS PARA GARANTIR O MELHOR EFEITO.

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR. GUARDE O MANUAL PARA CONSULTAS FUTURAS.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

NOME DO PRODUTO	Massajador de beleza ocular
MATERIAL	ABS
CAPACIDADE DA BATERIA	90 mAh
TEMPO DE CARREGAMENTO	30 minutos
TEMPO DE UTILIZAÇÃO	90 minutos
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	Massajador ocular, cabo de carregamento, manual do utilizador

MODOS DE FUNCIONAMENTO

PRESSÃO DO BOTÃO	FUNÇÃO
Pressão longa	Ligar / desligar
Pressão curta 1ª vez	Frequência fixa de ES + luz vermelha
Pressão curta 2ª vez	Frequência variável de ES + luz vermelha
Pressão curta 3ª vez	Apenas frequência variável de ES
Pressão curta 4ª vez	Apenas luz vermelha

PREPARAÇÃO E UTILIZAÇÃO

1. VERIFICAÇÃO INICIAL

Após pressionar o botão, verifique se o dispositivo entra em modo de trabalho. Se não entrar, carregue durante **1,5-2 horas** antes de utilizar.

2. LIMPEZA DA ÁREA OCULAR

Limpe o rosto (removendo a maquilhagem) de forma completa, especialmente a área das bolsas dos olhos.

3. APLICAÇÃO DE ÁGUA OU GEL

Após a limpeza, aplique água ou gel sobre o patch ou as bolsas dos olhos para garantir que a corrente de electro-estimulação se conduza correctamente para a pele. Este passo é fundamental para obter o melhor resultado.

4. NOTAS DE UTILIZAÇÃO

- O produto não é resistente à água; não o lave com água. Se necessário, limpe com um pano húmido ou toalha.
- O modo predefinido ao iniciar é frequência fixa de ES + luz vermelha, com intensidade no nível 1.
- Sempre que o modo é alterado, a intensidade reinicia para o nível 1.
- Ajuste a intensidade de ES com pressão curta (3 níveis: baixa, média, alta).
- Temporizador automático: o dispositivo desliga-se automaticamente após **10 minutos**.

5. INDICADORES DE CARREGAMENTO

- Luz vermelha: a carregar.

- Luz verde: carregamento completo. Recomenda-se utilizar um carregador de **5V / 1A**.
- Aviso de bateria fraca: a luz vermelha pisca **3 vezes**.

PERGUNTAS FREQUENTES

- **Não sente o massaje ou apenas um lado está a funcionar?** Aplique água ou gel sobre o patch ou a pele. Pressione o dispositivo firmemente contra a pele para garantir que o patch adere completamente.
 - **Com que frequência devo utilizá-lo?** Pode ser utilizado todos os dias, com cada sessão recomendada de **10 minutos**.
-

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

