

Care
by GADNIC

MANUAL DE USUARIO



Mascara Facial Led
LT3.0

LEDMASK1

1. (Principio de funcionamiento y Función)

El instrumento de belleza de blanqueamiento óptico de alta tecnología LED utiliza el principio de terapia fotodinámica, activación de células profundas y mejoramiento del metabolismo de la piel. Cuando la luz es absorbida por la piel, la energía lumínica se convierte en energía intracelular, para relajar y fortalecer los micro vasos sanguíneos, y hacer que la piel produzca reacción fotoquímica-reacción enzimática, aumentando la actividad de la catalasa (Catalasa) y la superoxidodismutasa (SOD) en la celda, que asume el cargo de "guardia" de la celda y limpiador "aumentan la fuente de energía celular de adenosina trifosfato, (ATP) descompuesto. El aumento del contenido de glucógeno y proteína promueven la célula y la síntesis de lo nuevo reemplaza a lo viejo. Para estimular la secreción del factor de crecimiento básico de fibroblastos (BFGF) y el factor de crecimiento epidérmico (EGF) .Las fibras de colágeno se reorganizan, bloquean y eliminan la formación de melanina, aceleran el crecimiento celular, aceleran la circulación sanguínea, estimulan la producción de proteína de colágeno, aumentan la elasticidad de la piel, tiene un efecto importante en la reparación de la piel envejecida, piel con acné, se desvanecen, promueve y ajusta, alivia las quemaduras solares y la lactancia.

2. (Eficacia del tratamiento)

Tratamiento de fotones de 7 colores de lámpara LED.

●La luz roja

La longitud de onda de 630 nm, conocida como la "luz de actividad biológica" puede mejorar la actividad celular, acelerar el metabolismo y promover la formación de colágeno al mismo tiempo, con blanqueamiento, arrugas de la piel, aumentar la elasticidad de la piel, mejorar el estado de la piel, repara la piel dañada, encoge los poros, reafirma la piel, eficacia antioxidante anti envejecimiento.

●La luz azul

Longitud de onda de 470 nm, puede inhibir la inflamación, efecto antiinflamatorio bactericida, sin ningún daño a las condiciones de la piel, el Propionibacterium se daña productivamente, poco tiempo para reducir significativamente la inflamación del acné para curar. Tiene efecto en la disipación de las llagas del acné, es un antiinflamatorio bactericida, repara la piel, no deja cicatrices ni pigmentos.

●La luz verde

Longitud de onda de 520 nm, con neutralización, equilibrio y estabilidad, para reducir la secreción de aceite de la piel, equilibrar el agua y el aceite, aliviar eficazmente el estrés mental, limpiar las glándulas linfáticas y la hinchazón del drenaje.

●La luz amarilla

Después de un tratamiento especial de la longitud de onda de 590 nm, puede mejorar el intercambio de oxígeno a las células, energía suplementaria a las células de la piel, hace que el pigmento se descomponga, promueve el drenaje linfático, mejora la piel áspera, arrugas, tratamiento del enrojecimiento de la piel, fiebre, tiña, mejora la inmunidad.

●La luz morada

Es una frecuencia de luz roja y azul que combina dos tipos de fototerapia eficazmente, especialmente tiene un efecto particularmente bueno y repara en el tratamiento del acné y elimina las cicatrices del acné.

●La luz de cianina

Puede mejorar gradualmente la energía celular, el metabolismo tiene un papel muy bueno en la promoción.

●La luz blanca

Penetra profundamente en la piel, acelera el metabolismo del tejido activo, elimina las manchas, mejora las líneas finas y suelta la piel.

3. (El uso del instrumento)

1. Primero limpie la piel de la cara, deje que el agua se seque de forma natural o use una toalla absorbente para que se lave suavemente el agua de la piel (no use una toalla gruesa para frotar la cara, esto provocará la formación de poros o piel áspera, piel seca).
2. Saque el dispositivo de máscara suave de color LED, luego saque la caja de control de energía, conecte la línea de suministro de energía del instrumento de la máscara al orificio de salida de la caja de control de energía.
3. De acuerdo con la selección de la tecla para abrir las luces de la pantalla de la fuente de alimentación "Selección de color / Inicio", el tiempo de detalle es de 30 minutos, nuevamente con "Selección de color / Inicio", seleccione el tipo de botón (01-07 es rojo, azul, verde, amarillo, cianina puro, blanco, 08 es el cambio automático de color). De acuerdo con el tiempo, "Tiempo- l" y "Tiempo + t" aumentan la tecla de selección hacia abajo la regulación del tiempo de trabajo (según las necesidades individuales, 0-60 minutos). Preste atención a la operación de cuando los ojos toman mucho tiempo para mirar fijamente la fuente de luz. "Brillo" puede elegir la intensidad de la luz (01-09). "Parpadeo" puede elegir las luces f1 Modo de incineración. "Microelectrónica" puede regular la tensión microeléctrica (01 -09). (Según las necesidades del individuo a ajustar).
4. Brillará la cubierta de la máscara en la cara y encontrará una posición cómoda y adecuada para usar, ajustar la tensión de la banda mágica, con una máscara fija. (Al usar este producto por primera vez use la tensión más baja, después del primer uso puede probar con intensidades de luz más altas).
5. La máscara de fotones se puede combinar con el uso de productos para el cuidado de la piel o una máscara desechable, limpiando la cara después de que los productos para el cuidado de la piel de la máscara desechable se depositen uniformemente en la cara, usando irradiación de fotones, después de completar el tiempo del curso (generalmente es recomendado 15 -30 minutos), la caja de control de energía apaga automáticamente los fotones LED, en este momento para quitarse la máscara, limpie bien su máscara, para que así pueda continuar usando una próxima vez.

4. (Nota)

1. En la medida de lo posible, evite mirar hacia la parte de fuente de luz de la máscara. Cierre los ojos y use, si siente que es necesario debido a la intensidad de la luz, use almohadillas de algodón para proteger sus ojos.
2. Las sugerencias y la mascarilla desechable de ingredientes naturales de buena calidad o el uso de colocación de cuidado de la piel para blanquear el acné ayudan a absorber mejor.
3. Debido al plástico del material de la máscara, es probable que el empaque abierto tenga un olor, que pertenece al fenómeno normal, pero el olor desaparecerá pronto.
4. La cinta luminosa dentro del circuito y el cuerpo emisor de luz LED, no se puede apretar, no se puede doblar, ni se debe apoyar peso sobre el mismo.
5. Antes de irse a la cama, después del curso del tratamiento es mejor volver a colocarlo en la caja, o al menos salir de la cama.
6. La máscara de luz no se puede remojar en agua, puede usar un exfoliante de paño húmedo, la banda elástica se puede lavar.
7. La mascarilla no se puede utilizar con un exfoliante con solvente químico corrosivo.
8. Evite la exposición al sol.

5. (Prohibido el uso de multitudes)

Prohibido su uso para mujeres embarazadas, niños, personas con enfermedad de la tiroides, personas con alergia leve, ya que el uso de medicamentos puede causar alergias. El trauma de la piel debe usarse para evitar la herida. Consulte al médico en caso de algún trauma.

6. (Mantenimiento del producto y servicio postventa)

1. La empresa proporciona a partir de la fecha de compra, un año de garantía de servicio, pero debido al tiempo o al uso, el daño no está dentro del alcance de la garantía, el adaptador de corriente y las piezas de la línea de datos USB tienen garantía de tres meses, la calidad del anfitrión y los problemas ocurren dentro de un año de reparación gratuita (pero solo para el mantenimiento del producto produce los costos de entrega), tiene más del período de garantía, también se puede reparar, solo se cobra el costo de las partes.
2. La falla causada por el individuo, la compañía no proporciona un servicio de garantía gratuito: la falla causada por un desmontaje no autorizado, falla causada por un golpe descuidado, colisión; falla causada por falta de mantenimiento razonable; culpa sin la orientación correcta por el uso de la resultante.

**SERVI
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar