

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

MASAJEADOR DE PIES



MASAJ154

⚠ Advertencia

Para evitar quemaduras, cortocircuitos u otros peligros para los usuarios, asegúrese de leer las siguientes precauciones.

1. Cuando el producto no esté en uso, por favor asegúrese de desconectar el enchufe.
2. Se debe prestar atención a las personas que no son sensibles al calor cuando utilicen el producto.
3. Utilice el producto sólo para los fines mencionados en el.
4. Mantenga el cable de alimentación alejado de la fuente de calor, no utilice el cable de alimentación para tirar y acercar el producto, y no deje que se introduzcan clavos u líquidos en el producto.
5. No utilice el producto en el baño ni en otros lugares donde pueda haber un ambiente húmedo, debido a que podrían producirse cortocircuitos o averías en el producto. No deje caer agua u otro líquido sobre el producto.
6. No utilice el producto sobre un cuerpo calefactor, como una manta eléctrica.
7. Si el producto está dañado, deje de utilizarlo inmediatamente para evitar accidentes. Si el cable de alimentación o cualquier otra pieza del producto se encuentra dañada, la misma debe ser sustituida en el punto de mantenimiento designado por la empresa antes de su uso.
8. No utilice el producto si el cable de alimentación o un enchufe se encuentran dañados, estos deben sustituirse por un cable específico o un componente específico por personal técnico idóneo para la tarea.
9. Asegúrese de apagar el interruptor antes de desconectar el cable de alimentación. No utilice el producto a través de un transformador, ya que puede provocar un fallo de la máquina o un cortocircuito.
10. Para evitar cortocircuitos u otros fallos, no desmonte ninguna pieza del producto por su cuenta.
11. No duerma mientras utiliza el producto. No utilice el producto después de beber.
12. No permita que los niños jueguen con el producto. Los niños y las personas con capacidades especiales deben utilizar el producto bajo la supervisión de un adulto responsable.
13. No desenchufe el cable de alimentación cuando la máquina esté en funcionamiento.

⚠ Aviso de calor

★ Antes de poner en marcha el aparato para disfrutar del masaje, coloque los pies en primer lugar, ponga el pie hacia delante lo máximo posible para masajear, ajuste la posición y luego pulse inicio

★ Debido al diferente grado de fuerza de masaje, puede usar medias gruesas o envolver toallas secas en las plantas de los pies para amortiguar la fuerza

★ Tamaño aplicable: hasta talle 43


★ Si padece alguna de las siguientes afecciones o está tomando algún medicamento, consulte a su médico antes de usarlo

- Está prohibido para mujeres embarazadas, en periodo de lactancia, bebés y personas con osteoporosis.


- Los pacientes con trombosis, aneurismas, venas dilatadas u otras afecciones no deben utilizar productos de masaje por prescripción médica.

- Las personas con curvatura de la columna vertebral, cardiopatías y condiciones físicas anormales.

- Si siente molestias o dolor al utilizar este producto, deje de usarlo inmediatamente..



(BC-8816)



(BC-8817/8819)

- 1.) ⓘ Control de inicio: presione el botón para iniciar o detener el masaje. Se detendrá por defecto a los 15 minutos de iniciado.
- 2.) ⓘ Control de movimiento: masaje de pies eléctrico encendido, apagado y marcha atrás. apagado: P0, automático: P1, reversa: P2
- 3.) ⓘ Luz de calor: Control modo calor: HO-Off, H1-bajo, H2-medio, H3-alto
- 4.) ⓘ Modo prendido: 10 modos FO-off, F1-F9 SUAVE-FUERTE)
- 5.) ⓘ B8.8 Display de funciones.
- 6.) ⓘ Temporizador: podrá seleccionar el tiempo deseado

Interruptor de masaje hacia adelante; Comienza a funcionar el masajeador, se detiene; Comienza a masajear en modo reverso Se detiene en el medio.

Soluciones

I Operando en condiciones normales

- Por favor, confirme si el adaptador de corriente está enchufado y si la alimentación es fluida y la conexión con el host se realiza correctamente.

I La máquina está suspendida durante su uso.

- si la operación se detiene después de 15 minutos, la operación se detiene después del final del modo de masaje automático.

- Si se utilizan varios productos eléctricos al mismo tiempo, la potencia será demasiado grande y el dispositivo de seguridad del producto dejará de funcionar automáticamente. En este caso, la máquina se puede apagar y volver a encender. No retire el pie mientras este masajeando.

Limpieza y mantenimiento

1. Antes de limpiar, desenchufelo de la red eléctrica.
2. No use líquidos corrosivos para limpiar su masajeador
3. No utilice un paño húmedo para limpiar el interruptor de encendido del masajeador, no utilice alcohol, se debe utilizar un paño de algodón seco.
4. Si no lo utiliza durante mucho tiempo, se recomienda guardar el adaptador de corriente y el masajeador en un lugar limpio y seco.
5. No guarde el masajeador en un lugar con altas temperaturas, fuego abierto o luz solar directa.
6. El masajeador debe manipularse con cuidado, evitando caídas, presiones, choques o impactos fuertes.

Para el usuario

Estimados usuarios:

¡Hola! Gracias por elegir nuestros productos. Con el fin de garantizar el uso correcto de la máquina de pedicura y de productos para el cuidado de la salud y dar pleno juego a su función de masaje de cuidado de la salud, por favor, lea las instrucciones cuidadosamente cuando se utiliza. Si usted tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con nuestro departamento de servicio post-venta directamente.

Gracias por su cooperación

Parámetros técnicos

model:	BC-8816/8817/8819	Appliance: 
Rated voltage:	12V	Rated time: 15min
Rated power:	24W	Net weight: about 2.0kg
Executive standard:	GB4706.1-2005 GB4706.10-2008	

Garantía

Este producto está garantizado por un año a partir de la fecha de compra (a partir de la fecha de emisión de la factura de venta). Todo de acuerdo con las disposiciones de la utilización normal de la falla. Ante una falla dentro del período de garantía del producto el mantenimiento será gratuito, pero el flete correspondiente estará a cargo del cliente.

Tarjeta de garantía


Modelo:	_____	Orden No.:	_____
Nombre	_____	Fecha de compra	_____
Dirección:	_____	Telefono:	_____
Falla	_____		_____

Contiene un masajeador, un manual y un cable de conexión



Air Foot massage
Full of
pleasure

Maquina de masajes para pedicura



La información de este manual está
sujeta a cambios sin previo aviso.

⚠ Warnings

To avoid burning, power short circuit or other hazards to users, be sure to read the following precautions.

1. When the product is not in use, please be sure to unplug the power plug.
2. Please do not stand on the product. Attention must be paid to people who are not sensitive to heat when using the product.
3. Please use the product only for the purposes mentioned in the.
4. Please keep the power cord away from heat source, do not use the power cord to pull the product, and do not let nails or wet objects into the product.
5. Don't use the product in the bathroom or other damp places, which may cause short circuit or fault of the product in the bathroom or other damp places, which may cause short circuit or fault of the product. Do not drop water on the product.
6. Do not use the product on heating body, such as electric blanket.
7. If the product is damaged, stop using it immediately to prevent accidental damage. It must be replaced at the designated maintenance point of the company before use.
8. Do not use damaged power cord or plug. If the power cord or plug is damaged, It must be replaced with a dedicated cord or a dedicated component purchased from its manufacturer or maintenance department.
9. Make sure to turn off the switch before unplugging the power plug. Do not use the product through the transformer, which may cause machine failure or short circuit.
10. In order to avoid short circuit or other faults, please do not disassemble any parts of the product by yourself.
11. Do not sleep while using the product. Do not use the product after drinking.
12. Do not allow children to play with the product as a toy. Children and the mentally handicapped should use the product under the supervision of others.
13. Do not unplug the power plug when the machine is running.

⚠ Warm prompt

★ Before starting the device to enjoy the massage, put the feet in the first place, put the foot forward as far as possible to massage, adjust the position and then press the open key.


★ Due to the different degree of personal massage force, you can wear thick socks or wrap dry towels at the soles of your feet to cushion the strength.

★ Applicable size: up to 43 yards.


If you have any of the following conditions or are taking any medication, consult your doctor before using it.

- It is forbidden for pregnant women, lactating women, infants and those with osteoporosis.
- Patients with thrombosis, aneurysms, dilated veins, or other conditions should not use massage products on doctor's orders.
- People with spinal curvature, heart disease and abnormal physical conditions.
- If you feel discomfort or pain when using this product, please stop using it immediately.

The panel control



(BC-8816)



(BC-8817/8819)

- 1.) ⏻ power switch: press this button once and the pedicure machine will enter the standby state, and the digital display will be 15 minutes(countdown).
- 2.) ⚙ Electric massage: electric foot massage on, off and reverse switch, the default off display: PO, automatic mode: P1, reverse display:P2
- 3.) ☀ Warm feet: Switch foot warming mode: default HO-off, H1-low, H2-medium, H3-high.
- 4.) ⚙ Power mode: switch ten modes: Default FO-off (F1-E9, Low-Strong
- 5.) ⚙ B8.8 function display: display various functions.
- 6.) ⌚ Timing function: switch the timing time, and the screen displays the set time, the unit is minutes BC-8816).

Ship switch forward; Massage motor began to work, toward the back press; Reverse work according to the mini-motor. Stop working in the middle.

Troubleshooting

I normal operation condition

- Please confirm whether the power adapter is plugged in and whether the power supply is smooth and the connection with the host is successful.

I The machine is suspended during use.

- If the operation stops after 15 minutes, the operation stops after the end of automatic massage mode.
- If multiple electrical products are used at the same time, the power will be too large, and the product safety device will automatically stop operating. In this case, the machine can be shut down and restarted. Do not stand while massaging

Cleaning and maintenance

1. Before cleaning the massager, remove the power plug first.
2. Do not use benzene, diluents or other corrosive solvents to clean your massager.
3. Do not use a wet cloth to clean the power switch of the massager, do not use alcohol, dry cotton cloth must be used.
4. If you do not use it for a long time, it is recommended to put away the power adapter and store the massager in a clean and dry environment.
5. Do not store the massager in a place with high temperature, open fire or direct sunlight.
6. Massage device should be handled with care, avoid falling, pressure, collision or strong impact.

To the user

Dear users:

Hello! Thank you for choosing our products. In order to ensure the correct use of the pedicure machine health care Products and give full play to its health care massage function, please read the instructions carefully when using. If you do not have any questions, please contact with our after-sale service department directly.

Thank you for your.

Cooperation!

Technical parameters

model:	BC-8816/8817/8819	Appliance: ☐
Rated voltage:	12V	Rated time: 15min
Rated power:	24W	Net weight: about 2.0kg
Executive standard:	GB4706.1-2005 GB4706.10-2008	

Warranty provisions:

This product is guaranteed for one year from the date of purchase (from the date of issuance of the sales voucher). All according to the provisions of the normal use of the fault, after our company confirmed, the company will be within the warranty period of the product for free maintenance, then the relevant freight borne by the customer.

Warranty card

Product model: _____ Order No.: _____
User name: _____ Purchase date: _____
Address: _____ Telephone: _____
Cause of failure: _____


Packing accessories pedicure machine, 1 manual, 1 power adapter

Warnings

Massage health • a
healthy life



Air Foot massage
Full of
pleasure
Massage pedicure
machine



Information in this manual is subject to change
without prior notice.

⚠️ Advertência

Para evitar queimaduras, curtos-circuitos ou outros riscos para os usuários, leia as seguintes precauções

1. Quando o produto não estiver em uso, certifique-se de desconectar o plugue de alimentação.
2. Ao usar o produto, deve-se prestar atenção às pessoas que não são sensíveis ao calor.
3. Use o produto somente para os fins mencionados na embalagem
4. Mantenha o cabo de alimentação longe da fonte de calor, não use o cabo de alimentação para puxar e fechar o produto e não deixe que pregos ou líquidos entrem no produto.
5. Não use o produto no banheiro ou em outros locais onde possa haver um ambiente com ar-condicionado. Não permita que água ou outros líquidos pinguem sobre o produto, pois isso pode causar curtos-circuitos ou danos ao produto. Não derrame água ou outros líquidos sobre o produto.
6. Não use o produto em um corpo aquecido, como um cobertor elétrico.
7. Se o produto estiver danificado, pare de usá-lo imediatamente para evitar acidentes. Se o cabo de alimentação ou qualquer outra parte do produto estiver danificado, ele deverá ser substituído no ponto de atendimento designado pela empresa antes do uso.
8. Não use o produto se o cabo de alimentação ou um plugue estiver danificado; ele deve ser substituído por um cabo específico ou um componente específico por um técnico qualificado.
9. Certifique-se de desligar o disjuntor antes de desconectar o cabo de alimentação. Não opere o produto por meio de um transformador, pois isso pode causar falha na máquina ou curto-circuito.
10. Para evitar curto-circuito ou outras falhas, não desmonte nenhuma parte do produto por conta própria.
11. Não durma enquanto estiver usando o produto. Não use o produto depois de beber.
12. Não permita que crianças brinquem com o produto. Crianças e pessoas com habilidades especiais devem usar o produto sob a supervisão de um adulto responsável.
13. Não desconecte o cabo de alimentação quando a máquina estiver funcionando.

⚠️ Advertência de calor

★ Antes de ligar o dispositivo para desfrutar da massagem, coloque os pés primeiro, coloque o pé para frente o máximo possível para massagear, ajuste a posição e pressione start.

★ Devido ao diferente grau de força da massagem, você pode usar meias grossas ou enrolar toalhas secas nas solas dos pés para amortecer a força.

★ Tamanho aplicável: até o tamanho 43


★ Se tiver alguma das seguintes condições ou estiver tomando algum medicamento, consulte seu médico antes de usar.

- É proibido para mulheres grávidas, lactantes, bebês e pessoas com osteoporose.


- Pacientes com trombose, aneurismas, veias dilatadas ou outras condições não devem usar produtos de massagem sob prescrição médica.

- Pessoas com curvatura da coluna vertebral, doenças cardíacas e condições físicas anormais.

- Se você sentir desconforto ou dor ao usar este produto, interrompa o uso imediatamente.



(BC-8816)



(BC-8817/8819)

- 1.) ☹️ Controle de início: pressione o botão para iniciar ou parar a massagem. Por padrão, ela será interrompida 15 minutos após o início.
- 2.) ⏸️ Controle de movimento: massagem elétrica nos pés ligada, desligada e reversa. desligada: PO, automática: P1, reversa: P2.
- 3.) ☀️ Luz de aquecimento: HO-Off, H1- low, H2-medium, H3-high
- 4.) ⚙️ Modo ligado: 10 modos FO-off, F1-F9 SOFT-STRONG)
- 5.) 📺 Tela de funções B8.8.
- 6.) ⌚ Timer: você pode selecionar o tempo desejado

Interruptor de massagem para frente; inicia o massagador, para; inicia a massagem no modo reverso; para no meio

Soluções

! Operação em condições normais

- Confirme se o adaptador de energia está conectado, se a fonte de alimentação está funcionando sem problemas e se a conexão com o host foi feita corretamente.

! A máquina é suspensa durante a operação.

- Se a operação for interrompida após 15 minutos, a operação será interrompida após o término do modo de massagem automática.

- Se vários produtos elétricos forem usados ao mesmo tempo, a potência será muito grande e o dispositivo de segurança do produto deixará de funcionar automaticamente. Nesse caso, a máquina pode ser desligada e ligada novamente. Não remova o pé durante a massagem.

Limpeza e manutenção

1. Antes de limpar, desconecte o massager da rede elétrica.
2. Não use líquidos corrosivos para limpar o massager.
3. Não use um pano úmido para limpar o interruptor de energia do massager, não use álcool, use um pano de algodão seco.
4. Se não for usá-lo por um longo período, é recomendável guardar o adaptador de energia e o massager em um local limpo e seco.
5. Não guarde o massager em um local com alta temperatura, fogo aberto ou luz solar direta. ou luz solar direta.
6. O massager deve ser manuseado com cuidado, evitando quedas, pressão, choques ou impactos fortes.

Para o usuário

Prezados usuários:

Olá, obrigado por escolher nossos produtos. Para garantir o uso correto da máquina de pedicure e dos produtos para cuidados com a saúde e aproveitar ao máximo sua função de massagem para cuidados com a saúde, leia atentamente as instruções ao usá-la. Se tiver alguma dúvida, entre em contato diretamente com nosso departamento de serviço pós-venda.

Obrigado por sua cooperação

Parâmetros técnicos

model:	BC-8816/8817/8819	Appliance: ☐
Rated voltage:	12V	Rated time: 15min
Rated power:	24W	Net weight: about 2.0kg
Executive standard:	GB4706.1-2005 GB4706.10-2008	

Garantia

Este produto tem garantia de um ano a partir da data de compra (a partir da data de emissão da nota fiscal de venda), de acordo com as disposições do uso normal da falha. No caso de uma falha dentro do período de garantia do produto, a manutenção será gratuita, mas o frete correspondente será por conta do cliente.

Cartão de garantia


Modelo:	_____	Pedido No.:	_____
Nome	_____	Data da compra	_____
Endereço:	_____	Telefone:	_____
Falha	_____		_____

Contém um massager, um manual e um cabo de conexão.



Air Foot massage
Full of
pleasure

Máquina de massagem para quiropodia



As informações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar