

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

MASAJEADOR ABDOMINAL PORTÁTIL



MASAJ196

Índice

Español	5
Português	12
English	19

Manual de usuario

Mini masajeador TENS



1. Funciones del producto

1. Promueve la circulación sanguínea y alivia el dolor y la fatiga corporales causados por el trabajo prolongado.
2. Ayuda al cuerpo a eliminar toxinas regularmente.
3. Se aplica corriente pulsada al masaje muscular profundo para lograr el efecto de pérdida de peso.

2. Características del producto

1. Productos de alta tecnología para el cuidado corporal, con pantalla LCD, funcionamiento con baja corriente, seguros y fiables.
 2. Apariencia elegante, simple, compacto y fácil de usar.
 3. Diseño inteligente, 8 modos y 19 intensidades para elegir, salida dual de un solo canal.
 4. Los 8 modos y 19 intensidades se pueden cambiar a voluntad, sin preocuparse por una intensidad demasiado alta o baja.
- Disfrute cómodamente de una variedad de modos de masaje: masaje, entrenamiento, amasado, compresión, golpeteo, palmaditas, moldeado y activación; un total de 8 modos.

3. Especificaciones técnicas

Nombre del Dispositivo	Mini masajeador TENS
Modelo	BISD-MS9125
Fuente de Alimentación	3.7V, 110mAh
Batería	Batería de polímero recargable
Duración de la Batería	Aproximadamente 150 min
Peso del motor principal	Aproximadamente 18g
Carga Completa	Aproximadamente 120 min
Intensidad del Dispositivo	19 niveles
Material	ABS
Modos de estimulación	8
Tamaño del Dispositivo	Largo y Ancho 49mm, Altura 12.5mm

4. Instrucciones de operación y uso

1. Conecte el dispositivo de terapia a las almohadillas de masaje, retire la película protectora de las almohadillas y aplique el producto sobre la zona a masajear. Mantenga la piel limpia y seca, y aplique las almohadillas de masaje uniformemente.

2. Presione brevemente el botón “M” durante 2 segundos para encender el dispositivo. El tiempo de funcionamiento predeterminado es de 20 minutos y no se puede ajustar. Presione el botón “M” para cambiar de modo. Tenga en cuenta que, al cambiar de modo, la intensidad se pondrá automáticamente a 0 y la luz indicadora correspondiente permanecerá encendida.

3. Presione “+” o “-” para ajustar la intensidad. Durante el funcionamiento, la luz verde del anillo exterior permanecerá encendida, el modo y la luz se corresponderán uno a uno, y la luz indicadora de intensidad mostrará la intensidad actual. La luz verde encendida indica que el dispositivo está activado. (El indicador de modo actual parpadea cuando no hay carga y vuelve a la pantalla normal cuando sí la hay).

4. Después del masaje, presione brevemente el botón “M” durante 2 segundos para apagar el dispositivo (si no hay carga ni operación durante 2 minutos, se apagará automáticamente). A continuación, retire lentamente el borde de la almohadilla de masaje de la piel. Finalmente, vuelva a colocar la película protectora en la almohadilla de gel y guárdela.


5. Carga y estado de la batería

1. Conecte el cable USB al dispositivo TENS.

2. Conecte el cable USB con los adaptadores adecuados (no incluidos).

3. La carga tarda 120 minutos desde baja potencia hasta máxima potencia. El producto no se puede encender y no hay salida durante la carga. Después de la carga, la luz indicadora parpadea continuamente entre diferentes modos.

4. Durante la carga, la luz indicadora cambia del modo 1 al modo 8, y todos los modos están activados. Cuando esté completamente cargado, desconecte el cable de carga y mantenga el dispositivo apagado.



6. Solución de problemas

Guía de solución de problemas

Problema	Causa	Solución
No se siente ninguna estimulación	El nivel de intensidad es demasiado bajo.	Presione el botón + hasta sentir la estimulación.
	El parche de gel del electrodo no está adherido firmemente a la piel.	Presione hacia abajo el parche de gel del electrodo contra la piel para asegurar un contacto uniforme.
	La superficie adhesiva del parche de gel está dañada.	Reemplácelo con un parche de gel nuevo.
	La superficie adhesiva del parche de gel está sucia o polvorienta.	Consulte Mantenimiento y Eliminación y limpie el parche de gel.
La estimulación eléctrica es demasiado débil	La batería está muy baja.	Cargue el dispositivo.
	La superficie adhesiva del parche de gel está dañada.	Reemplácelo con un parche de gel nuevo.
	La superficie adhesiva del parche de gel está sucia o polvorienta.	Consulte Mantenimiento y Eliminación y limpie el parche de gel.
La estimulación eléctrica es demasiado fuerte	El nivel de intensidad es demasiado alto o el parche de gel no está adherido correctamente.	Presione el botón - para disminuir la intensidad o adhiera el parche de gel correctamente.
La estimulación se detuvo inesperadamente	La batería está baja.	Cargue el dispositivo.
El parche de gel del electrodo no se mantiene adherido firmemente a la piel.	La superficie adhesiva del parche de gel está sucia o polvorienta.	Consulte Mantenimiento y Eliminación y limpie el parche de gel.
	La superficie adhesiva del parche de gel está dañada.	Reemplácelo con un parche de gel nuevo.

Piel irritada o roja	El parche no está bien adherido.	Limpie la piel y adhiera firmemente (sin cremas/aceites).
	Superficie del parche sucia o seca.	Limpie el parche (ver sección de Mantenimiento).
	El parche de gel está dañado.	Reemplace por un parche de gel nuevo.

7. Mantenimiento y eliminación

7.1 Garantía limitada

Esta garantía limitada garantiza al primer comprador del dispositivo TENS lo siguiente: si el dispositivo no funciona dentro de las tolerancias normales debido a un defecto en los materiales o la mano de obra dentro de un período de 6 meses a partir de la entrega del dispositivo, puede contactarnos a través del canal de compra o enviarnos correos electrónicos de posventa. Resolveremos su problema a tiempo, tenga la seguridad

7.2 Mantenimiento y almacenamiento

Si el dispositivo está sucio o tiene residuos acumulados de la almohadilla de gel, utilice una toalla húmeda con jabón suave para limpiarla.

Guarde el dispositivo y los artículos suministrados en su embalaje original cuando no esté en uso.

El dispositivo debe utilizarse, transportarse y almacenarse a temperaturas entre 10 °C y 43 °C (50 °F y 110 °F), con una humedad relativa entre el 30 % y el 85 %. Todos los valores están sujetos a una tolerancia de +/- 10 %.

La almohadilla de gel del electrodo debe reemplazarse cuando ya no se adhiera a la piel (se puede reutilizar unas 40-50 veces). Cuando necesite un reemplazo, compre las almohadillas de gel del electrodo en nuestra tienda

Limitaciones de uso y almacenamiento		
 1060 hPa 500 hPa Limitaciones de presión atmosférica	 110°F 43°C 50°F 10°C Limitaciones de temperatura	 85% 30% Limitaciones de humedad

Manual do usuário

Mini massageador TENS



1. Funciones del producto

1. Promova a circulação sanguínea e alivie a dor e a fadiga corporal causadas pelo trabalho prolongado.
2. Ajuda ao corpo para eliminar toxinas regularmente.
3. Aplique corretamente a massagem muscular profunda para registrar o efeito de perda de peso.

2. Características do produto

1. Produtos de alta tecnologia para o cuidado corporal, com tela LCD, funcionamento com baixa corrente, seguros e fiáveis.
 2. Aparência elegante, simples, compacta e fácil de usar.
 3. Design inteligente, 8 modos e 19 intensidades para escolher, saída dupla de um único canal.
 4. Os 8 modos e 19 intensidades podem mudar voluntariamente, sem se preocupar com uma intensidade muito alta ou baixa.
- Desfrute cómodamente de uma variedade de modos de massagem: massagem, treinamento, amasado, compressão, golpeteo, palmaditas, moldado e ativação; um total de 8 modos.

3. Especificações técnicas


Nome do Dispositivo	Mini massageador TENS
Modelo	BISD-MS9125
Fonte de alimentação	3.7V, 110mAh
Bateria	Bateria de polímero recarregável
Duração da bateria	Aproximadamente 150 min
Peso do motor principal	Aproximadamente 18g
Carga Completa	Aproximadamente 120 min
Intensidade do Dispositivo	19 niveles
Material	ABS
Modos de estimulação	8
Tamanho do Dispositivo	Largo y Ancho 49mm, Altura 12.5mm

4. Instruções de operação e uso

1. Conecte o dispositivo de terapia às almohadillas de massagem, retire o filme protetor das almohadillas e aplique o produto sobre a área a massagear. Mantenha a pele limpa e seca e aplique as almohadillas de massagem uniformemente.
2. Pressione brevemente o botão “M” durante 2 segundos para ligar o dispositivo. O tempo de funcionamento predeterminado é de 20 minutos e não pode ser ajustado. Pressione o botão “M” para mudar de modo. Tenha em mente que, ao mudar de modo, a intensidade será automaticamente colocada em 0 e a luz indicadora correspondente permanecerá acesa.
3. Pressione “+” ou “-” para ajustar a intensidade. Durante o funcionamento, a luz verde do anel exterior permanecerá acesa, o modo e a luz corresponderão um a um, e a luz indicadora de intensidade mostrará a intensidade atual. A luz verde acesa indica que o dispositivo está ativado. (O indicador do modo atual para quando não há carga de feno e volta para a tela normal quando há feno).
4. Após a massagem, pressione brevemente o botão “M” durante 2 segundos para desligar o dispositivo (se não houver carga ou operação durante 2 minutos, ele será desligado automaticamente). Em seguida, retire lentamente a borda da almohadilla de massagem de pele. Finalmente, volte a colocar o filme protetor na almohadilla de gel e guárdela.

5. Carga e estado da bateria

1. Conecte o cabo USB ao dispositivo TENS.
2. Conecte o cabo USB com os adaptadores adequados (não incluídos).
3. A carga demora 120 minutos desde a potência baixa até a potência máxima. O produto não pode queimar e não ter saída durante o carregamento. Após a carga, a luz indicadora pisca continuamente entre diferentes modos.
4. Durante o carregamento, a luz indicadora muda do modo 1 para o modo 8, e todos os modos estão ativados. Quando estiver completamente carregado, desconecte o cabo de carga e mantenha o dispositivo desligado.



6. Solução de problemas

Guia de solução de problemas

Problema	Causa	Solução
Não se sente nenhuma estimulação	O nível de intensidade é muito baixo.	Presione el botón + hasta sentir la estimulación.
	A camada de gel do eletrodo não está bem aderida à pele.	Presione hacia abajo el parche de gel del electrodo contra la piel para asegurar un contacto uniforme.
	A superfície adesiva da camada de gel está danificada.	Reemplácelo con un parche de gel nuevo.
	A superfície adesiva da camada de gel está suja ou poluída.	Consulte Mantenimiento y Eliminación y limpie el parche de gel.
A estimulação elétrica é muito fraca	A bateria está muito baixa.	Cargue el dispositivo.
	A superfície adesiva da camada de gel está danificada.	Reemplácelo con un parche de gel nuevo.
	A superfície adesiva da camada de gel está suja ou poluída.	Consulte Mantenimiento y Eliminación y limpie el parche de gel.
A estimulação elétrica é muito forte	O nível de intensidade é muito alto ou a camada de gel não está aderida corretamente.	Presione el botón - para disminuir la intensidad o adhiera el parche de gel correctamente.
A estimulação foi feita inesperadamente	A bateria está baixa.	Cargue el dispositivo.
A camada de gel do eletrodo não fica bem aderida à pele	A superfície adesiva da camada de gel está suja ou poluída.	Consulte Mantenimiento y Eliminación y limpie el parche de gel.
	A superfície adesiva da camada de gel está danificada.	Reemplácelo con un parche de gel nuevo.

Pele irritada ou vermelha	A seca não está bem aderida.	Limpe a pele e adira bem (sem cremes/aceites).
	Superfície da seca suja ou seca.	Limpe a seca (veja a seção de Manutenção).
	A camada de gel está danificada.	Substitua por uma camada de gel novo.

7. Manutenção e eliminação

7.1 Garantia limitada

Esta garantia limitada garante ao comprador do dispositivo TENS o seguinte: se o dispositivo não funcionar dentro das tolerâncias normais devido a um defeito nos materiais ou à mão de obra dentro de um período de 6 meses a partir da entrega do dispositivo, você pode entrar em contato conosco através do canal de compra ou enviar-nos correos eletrônicos de posventa. Resolveremos seu problema ao mesmo tempo, tendo a segurança

7.2 Manutenção e armazenamento

Se o dispositivo estiver sujo ou houver resíduos acumulados da almofadinha de gel, use uma toalha úmida com sabão suave para limpá-la.

Guarde o dispositivo e os artigos fornecidos na embalagem original quando não estiverem em uso.

O dispositivo deve ser usado, transportado e armazenado em temperaturas entre 10 °C e 43 °C (50 °F e 110 °F), com uma umidade relativa entre 30% e 85%. Todos os valores estão sujeitos a uma tolerância de +/- 10%.

A almofadinha de gel do eletrodo deve ser substituída quando não aderir à pele (pode ser reutilizada umas 40-50 vezes).

Quando precisar de uma substituição, compre as almohadillas de gel do eletrodo em nossa loja.

Limitações de uso e armazenamento		
 1060 hPa 500 hPa Limitações de pressão atmosférica	 110°F 43°C 50°F 10°C Limitações de temperatura	 85% 30% Limitações de umidade

User Manual

Mini TENS Massager



1. Product functions

1. Promote blood circulation and relieve body soreness and fatigue from working for a long time.
2. Helps the body regularly eliminate toxins from the body.
3. Pulse current is applied to muscle deep massage to achieve the effect of weight loss.

2. Product characteristics

1. High-tech body care products,LCD screen display, small current work, safe and reliable.
 2. Stylish appearance, simple, compact, easy to operate.
 3. Intelligent design, 8 modes and 19 intensities for you to choose from, single channel dual output.
 4. 8 modes and 19 intensities can be switched at will, without worrying about the intensity being too high or too low.
- Comfortably enjoy a variety of massage modes: massage, training, kneading, squeezing, beating, patting, shaping, activation, a total of 8 modes.

3. Specification


Device Name	Mini masajeador TENS
Model	BISD-MS9125
Power Supply	3.7V, 110mAh
Battery	Polymer Rechargeable Battery
Battery Duration	About 150min
Main engine weight	About 18g
Fully Charged	Approx. 120min
Device Intensity	19 levels
Material	ABS
Stimulation modes	8
Size of Device (LxWxH)	Length & Width 49mm, Height 12.5mm

4. Instructions for operation and use

1. Connect the MASTOGO TENS Therapy device to the massage pads, peel off the protective film of the massage pads, and then paste the product on the part that needs to be massaged. Pay attention to keep the skin of the massage site clean and dry, and the massage pads should be evenly applied to the skin.
2. After short pressing the “M” button for 2 seconds to turn on the device, the default working time is 20 minutes, and the time cannot be adjusted. Press the “M” button to switch between modes. Please note that after switching modes, the intensity will automatically become 0 and the corresponding indicator light will be always on.
3. Press “+” or “-” to adjust the intensity. When working, the green light on the outer ring will be always on, the mode and the light will correspond one by one, and the intensity indicator light will show the current intensity. The green light is on, indicating that the device is enabled. (The current mode indicator flashes when there is no load, and it will return to normal display when there is a load.).
4. After the massage, short press the “M” button for 2 seconds to turn off the power (no load, no operation for 2 minutes, it will automatically shut down). Then slowly peel the edge of the massage pad from the skin. Finally, re-attach the protective film to the gel pad and store it.

5. Battery Charging, and Battery Status

1. Connect the USB cable to the TENS device.
2. Connect the USB cable with suitable adapters (not induced).
3. It takes 120 minutes to charge from low power to full power. The product cannot be turned on and there can be no output during charging. After charging, the indicator light flashes continuously between different modes.
4. When charging, the indicator light switches from mode 1 to mode 8, and all modes are on. When fully charged, unplug the charging cable and keep the device turned off.



6. Troubleshooting

Troubleshooting Guide

Problem	Cause	Solution
Can't feel any stimulation	The intensity level is too low.	Press the + button until you feel stimulation.
	The gel electrode patch is not firmly attached to the skin.	Press the gel electrode pad down against your skin to ensure even contact.
	The adhesive surface of the gel patch is damaged.	Replace it with a new gel pad.
	The adhesive surface of the gel patch is dirty or dusty.	See Maintenance and Disposal and clean the gel pad.
The electrical stimulation is too weak.	The battery is very low.	Charge the device.
	The adhesive surface of the gel patch is damaged.	Replace it with a new gel pad.
	The adhesive surface of the gel patch is dirty or dusty.	See Maintenance and Disposal and clean the gel pad.
The electrical stimulation is too strong.	The intensity level is too high or the gel patch is not properly attached.	Press the - button to decrease the intensity or ensure the gel pad is properly adhered.
The stimulation stopped unexpectedly.	The battery is low.	Charge the device.
The gel electrode patch is not adhering firmly to the skin.	The adhesive surface of the gel patch is dirty or dusty.	See Maintenance and Disposal and clean the gel pad.
	The adhesive surface of the gel patch is damaged.	Replace it with a new gel pad.

Irritated or red skin	The patch is not properly adhered.	Clean the skin and apply firmly (no creams or oils).
	The patch surface is dirty or dry.	Clean the patch (see Maintenance section).
	The gel patch is damaged.	Replace with a new gel patch.

7. Maintenance and disposal

7.1 Limited Warranty

This limited warranty guarantees the first purchaser of the TENS device the following: if the device fails to function within normal tolerances due to a defect in materials or workmanship within a period of 6 months from the date of delivery, you can contact us through the purchase channel or send us after-sales emails. We will resolve your issue promptly, so please rest assured.

7.2 Maintenance and Storage

If the device is dirty or has accumulated gel pad residue, use a damp cloth with mild soap to clean it.

Store the device and supplied items in their original packaging when not in use.

The device should be used, transported, and stored at temperatures between 10°C and 43°C (50°F and 110°F), with a relative humidity between 30% and 85%. All values are subject to a tolerance of +/- 10%.

The electrode gel pad should be replaced when it no longer adheres to the skin (it can be reused approximately 40-50 times). When you need a replacement, purchase electrode gel pads from our store.

Limitations of Use and Storage		
 500 hPa 1060 hPa Atmospheric pressure limitations	 50°F 110°F 10°C 43°C Temperature limitations	 30% 85% Humidity limitations

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

