

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

MÁSCARA DOBLE FILTRO CON ANTIPARRAS **YELLOW 2.0**



MASKG002

Índice

Español.....	3
Português.....	4
English.....	5

Instrucciones de uso:

Cómo usar la máscara:

1. Presione la cubierta de la caja del filtro con la mano e inhale suavemente. Si siente que la mascarilla está ligeramente colapsada y cerca de su rostro, y no hay escape de aire entre el rostro y la mascarilla, la hermeticidad al aire es buena.
2. Si se detecta fuga de aire, readapte la posición de la mascarilla y ajuste la tensión de la banda para eliminar la fuga de aire.
3. Repita las operaciones anteriores hasta que esté hermético. Si el usuario no puede lograr un ajuste adecuado con la mascarilla, no ingrese al área contaminada.

Cómo usar la máscara para los ojos:

1. Lave sus manos y asegúrese de que estén limpias.
2. Saque la máscara para los ojos y asegúrese de que esté limpia y libre de rayones.
3. Coloque la máscara para los ojos sobre sus ojos y ajuste las almohadillas nasales y la banda para que la máscara se adapte suavemente y de cerca a su rostro.

Uso:

Este producto solo se utiliza para protección respiratoria contra ciertos contaminantes en el aire. El uso indebido puede causar enfermedades o incluso la muerte.

Instrucciones de uso:

1. No usarlo de acuerdo con las restricciones de uso en este manual de instrucciones, y/o no usarlo continuamente durante el contacto con sustancias nocivas, reducirá la función de protección de este producto y puede provocar enfermedades o incluso la muerte;
2. Los contaminantes del aire que son dañinos para el cuerpo humano incluyen sustancias minúsculas que no pueden ser vistas a simple vista;
3. Si huele o saborea los contaminantes durante el uso, o se siente mareado, irritado u otra incomodidad, debe abandonar el área contaminada de inmediato.
4. Cuando no esté en uso, el equipo de protección respiratoria debe almacenarse lejos de áreas contaminadas;
5. Deseche el equipo de protección respiratoria usado de acuerdo con las regulaciones aplicables.

Restricciones de uso:

1. Este equipo de protección respiratoria no puede proporcionar oxígeno cuando se usa en modo de filtro. No lo use en un entorno anóxico con un contenido de oxígeno de al menos 19.5%;
2. Está prohibido modificar, abusar o usar incorrectamente este equipo de protección respiratoria.
3. No se puede usar cuando barbas, vello facial y otros factores afecten el buen ajuste entre el rostro y la mascarilla.

Límite de tiempo de uso:

1. Si el equipo de protección respiratoria está dañado, salga inmediatamente del área contaminada y repare o reemplace el equipo de protección respiratoria.
2. Reemplace el elemento del filtro según el límite de tiempo de uso del elemento del filtro.
3. Reemplace el disco del filtro venenoso según el cronograma de reemplazo del cartucho de filtro. Si huele o saborea contaminantes antes de esto, o siente irritación, reemplace inmediatamente el cartucho de filtro venenoso.
4. Si el algodón del filtro está dañado, contaminado o aumenta la resistencia a la respiración, reemplace el algodón del filtro. Úselo durante 6 horas al día, y se recomienda reemplazarlo después de 20 días.

Especificaciones del producto: MÁSCARAG002, conjunto de máscara de gas y gafas, negro + amarillo, 2 pasteles en polvo Material de las gafas: PVC, lentes de PC. El elemento del filtro es de carbón activado, compuesto por: cuerpo de cubierta y elemento de filtro reemplazable; utilizado para antivirales.

Instruções de uso:

Como usar a máscara:

1. Pressione a tampa da caixa do filtro com a mão e inspire suavemente. Se sentir que a máscara está ligeiramente colapsada e próxima ao seu rosto, e não houver vazamento de ar entre o rosto e a máscara, a vedação está boa.
2. Se detectar vazamento de ar, readapte a posição da máscara e ajuste a tensão da faixa para eliminar o vazamento de ar.
3. Repita as operações acima até que esteja hermético. Se o usuário não conseguir um ajuste apertado com a máscara, não entre na área contaminada.

Como usar a máscara para os olhos:

1. Limpe suas mãos e certifique-se de que estejam limpas.
2. Retire a máscara para os olhos e certifique-se de que esteja limpa e livre de arranhões.
3. Coloque a máscara para os olhos sobre seus olhos e ajuste as almofadas nasais e a faixa para que a máscara se ajuste suavemente e de perto ao seu rosto.

Uso:

Este produto é utilizado apenas para proteção respiratória contra certos poluentes no ar. O uso inadequado pode causar doenças ou até mesmo a morte.

Instruções de uso:

1. Não usá-lo de acordo com as restrições de uso neste manual de instruções, e/ou não usá-lo continuamente durante o contato com substâncias nocivas, reduzirá a função de proteção deste produto e pode levar a doenças ou até mesmo a morte;
2. Os poluentes do ar prejudiciais ao corpo humano incluem substâncias minúsculas que não podem ser vistas a olho nu;
3. Se sentir cheiro ou sabor de poluentes durante o uso, ou se sentir tonturas, irritação ou qualquer desconforto, saia imediatamente da área poluída.
4. Quando não estiver em uso, o equipamento de proteção respiratória deve ser armazenado longe de áreas contaminadas. Descarte o equipamento de proteção respiratória usado de acordo com as regulamentações aplicáveis.

Restrições de uso:

1. Este equipamento de proteção respiratória não pode fornecer oxigênio quando usado em modo de filtração. Não o use em um ambiente anóxico com um conteúdo de oxigênio de pelo menos 19,5%.
2. É proibido modificar, abusar ou usar indevidamente este equipamento de proteção respiratória.
3. Não pode ser usado quando barbas, pelos faciais e outros fatores afetarem o bom ajuste entre o rosto e a máscara.

Limite de tempo de uso:

1. Se o equipamento de proteção respiratória estiver danificado, saia imediatamente da área contaminada e repare ou substitua o equipamento de proteção respiratória.
2. Substitua o elemento do filtro de acordo com o limite de tempo de uso do elemento do filtro.
3. Substitua o disco do filtro venenoso de acordo com o cronograma de substituição do cartucho de filtro. Se sentir cheiro ou sabor de contaminantes antes disso, ou sentir irritação, substitua imediatamente o cartucho de filtro venenoso.
4. Se o algodão do filtro estiver danificado, poluído ou aumentar a resistência à respiração, substitua o algodão do filtro. Use por 6 horas por dia, e é recomendável substituir após 20 dias.

Especificações do produto: MÁSCARAG002, conjunto de máscara de gás e óculos, preto + amarelo, 2 bolos em pó. Material dos óculos: PVC, lentes de PC. O elemento do filtro é de carvão ativado, composto por: corpo da capa e elemento do filtro substituível; usado para antivírus..

Instructions for use:

How to use the mask:

1. Press the filter box cover with your hand and inhale gently. If you feel that the mask is slightly collapsed and close to your face, and there is no air leakage between the face and the mask, the air tightness is good.
2. If air leakage is detected, readjust the position of the mask and readjust the tightness of the headband to eliminate air leakage.
3. Repeat the above operations until it is airtight.
If the user cannot achieve a tight fit with the mask, do not enter the contaminated area.

How to use eye mask:

1. Clean your hands and make sure they are clean
2. Take out the eye mask and make sure it is clean and free of scratches
3. Place the eye mask above your eyes, and adjust the nose pads and headband to make the eye mask fit your face smoothly and closely.

Use:

This product is only used for respiratory protection against certain pollutants in the air. Improper use may cause illness or even death.

Instructions for use:

1. Failure to use it in accordance with the usage restrictions in this instruction manual, and/or failure to wear it continuously during contact with harmful substances, will reduce the protective function of this product and may lead to illness or even death;
2. Air pollutants that are harmful to the human body include tiny substances that cannot be seen by the naked eye;
3. If you smell or taste pollutants during use, or feel dizzy, irritated or otherwise uncomfortable, you should leave the polluted area immediately.
4. When not in use, respiratory protective equipment should be stored away from contaminated areas:
5. Dispose of used respiratory protective equipment in accordance with applicable regulations.

Usage restrictions:

1. This respiratory protective equipment cannot provide oxygen when used in filter mode. Do not use it in an anoxic environment with an oxygen content of at least 19.5%;
2. It is prohibited to modify, abuse or misuse this respiratory protective equipment.
3. It cannot be used when beards, facial hair and other factors will affect the good fit between the face and the mask.

Use time limit

1. If the respiratory equipment is damaged, leave the contaminated area immediately and repair or replace the respiratory protective equipment.
2. Replace the filter element according to the usage time limit of the filter element
3. Replace the poison filter disk according to the filter cartridge replacement schedule. If you smell or taste contaminants before this, or feel irritation, replace the poison filter cartridge immediately.
4. If the filter cotton is damaged, polluted or respiratory resistance increases, please replace the filter cotton.
Use 6 hours a day, recommended to replace after 20 days

Product specifications: MASKG002, gas mask and glasses set, black + yellow, 2 powder cakes Glasses material: glasses PVC, lenses PC

The filter element is activated carbon, composed of: cover body and replaceable filter element; used for anti-virus



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar