

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

TAPONES DE OIDO
PARA DORMIR



PROTAU6X

1	Frecuencia Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2	Atenuación acústica dB	23.3	24.1	20.9	21.3	25.9	31	33	24.4
3	Desviación del sonido dB	3.5	4.4	2.8	3.7	3.6	3.7	5.8	4.9
4	Protección supuesta en dB (APV)	19.8	19.7	18.1	17.6	22.3	27.3	27.2	19.5

Los tapones para los oídos te ayudan a gestionar el sonido. Úsalos para protegerte contra daños auditivos por exceso de decibelios. El usuario debe asegurarse de que los tapones para los oídos estén ajustados, adaptados y mantenidos de acuerdo con este Manual de Instrucciones. Cualquier otro uso no está previsto y, por lo tanto, no está permitido.

1. Inserta el tapón tomando el tapón entre el pulgar y el índice. Para facilitar la inserción, tira suavemente de la parte superior de tu oreja.
2. Empuja y gira suavemente hasta que la punta del tapón selle completamente tu canal auditivo.
3. Prueba múltiples puntas de tapón para encontrar el ajuste perfecto.
4. Retira tus tapones para los oídos usando movimientos lentos y giratorios para romper gradualmente el sello. Una extracción repentina o rápida del protector auditivo puede causar daño al tímpano.
5. Un ajuste incorrecto, un uso indebido o el incumplimiento de las instrucciones de este dispositivo disminuirán la efectividad de la reducción de ruido, aumentarán el riesgo de daño auditivo y afectarán la vida útil de los tapones reutilizables. El Instituto de Protección Auditiva no se hace responsable de ningún daño derivado del uso indebido.
6. Verifica el estado de funcionamiento de los tapones regularmente y guárdalos en el embalaje original y limpio. El anillo y las puntas de silicona están destinados para uso repetido y pueden usarse aproximadamente 100 veces. Limpia los tapones regularmente con agua tibia y sécalos después de limpiarlos.


⚠ ADVERTENCIA: Mantén los tapones para los oídos fuera del alcance de bebés y niños pequeños, ya que pueden quedar atrapados en la tráquea y causar peligro de asfixia. El uso por parte de niños debe ser supervisado de cerca por un adulto.

⚠ PRECAUCIÓN: Inspecciona el producto antes de usarlo y reemplaza los tapones si están dañados o muestran signos de desgaste. En caso de dolor o incomodidad mientras usas los tapones para los oídos, deja de usarlos. Si continúas experimentando dolor o incomodidad, consulta a un médico. No fuerces los tapones en tus oídos.

Díametro nominal: / 10-13 mm, XS=10 S=11 M=12 L=13
Tamaño M

SNR=28

Variabilidad de la reducción del ruido en función de los espectros de ruido.




1	Frequência Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2	Atenuação do som dB	23,3	24,1	20,9	21,3	25,9	31	33	24,4
3	Deflexão sonora dB	3,5	4,4	2,8	3,7	3,6	3,7	5,8	4,9
4	Proteção presumida em dB (APV)	19,8	19,7	18,1	17,6	22,3	27,3	27,2	19,5

1. Frequências, Freqüenz, Frequenze, Frecuencia. 2. Attenuation do son, Schallschwächung, Attenuazione del suono, Atenuación de sonido. 3. Deviation sonore, Schallabweichung, Deviazione del suono, Desviación de sonido. 4. Protection effective, Angenommene Schutzwirkung, Valore di attenuazione atteso, Valor de atenuación previsto.

Diâmetro nominal: / 10-13 mm, XS=10 S=11 M=12 L=13
Tamanho M

SNR=28

Variabilidade da redução de ruído como uma função dos espectros de ruído.



Os protetores auriculares ajudam a gerenciar o som. Use-os para se proteger contra danos à audição causados por decibéis excessivos. O usuário deve garantir que os protetores auriculares sejam instalados, ajustados e mantidos de acordo com este Manual de Instruções. Qualquer outro uso não é intencional e, portanto, não é permitido.

1. Insira o plugue de ouvido segurando-o entre o polegar e o indicador. Para facilitar a inserção, puxe suavemente a parte superior de sua orelha.
2. Empurre e gire suavemente até que a ponta do plugue de ouvido vede completamente o canal auditivo.
3. Experimente várias pontas de plugues de ouvido para encontrar o ajuste perfeito.
4. Remova os tampões de ouvido usando movimentos lentos e de torção para romper gradualmente a vedação. A remoção repentina ou rápida do protetor auditivo pode causar danos ao tímpano.
5. O ajuste incorreto, o uso inadequado ou o não cumprimento das instruções desse dispositivo diminuirão a eficácia da redução de ruído, aumentarão o risco de danos à audição e afetarão a vida útil dos protetores auriculares reutilizáveis. O Hearing Protection Institute não se responsabiliza por nenhum dano resultante do uso inadequado.
6. Verifique regularmente as condições de funcionamento dos protetores auriculares e guarde-os na embalagem original e limpa. O anel e as pontas de silicone foram projetados para uso repetido e podem ser usados aproximadamente 100 vezes. Limpe os protetores auriculares regularmente com água morna e seque-os após a limpeza.

⚠️ ADVERTÊNCIA: Mantenha os protetores auriculares fora do alcance de bebês e crianças pequenas, pois eles podem ficar presos na traqueia e causar risco de asfixia. O uso por crianças deve ser supervisionado de perto por um adulto.

⚠️ CUIDADO: Inspeção o produto antes de usá-lo e substitua os protetores auriculares se estiverem danificados ou apresentarem sinais de desgaste. Em caso de dor ou desconforto durante o uso dos protetores auriculares, interrompa o uso. Se continuar a sentir dor ou desconforto, consulte um médico. Não force os protetores auriculares em seus ouvidos.


1	Frequency Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2	Acoustic attenuation dB	23.3	24.1	20.9	21.3	25.9	31	33	24.4
3	Sound deflection dB	3.5	4.4	2.8	3.7	3.6	3.7	5.8	4.9
4	Assumed protection in dB (APV)	19.8	19.7	18.1	17.6	22.3	27.3	27.2	19.5

1. Frequencies, Frecuencz, Frequenze, Frecuencia. 2. Attenuation du son, Schallschwächung, Attenuazione del suono, Atenuación de sonido. 3. Deviation sonore, Schallabweichung, Deviazione del suono, Desviación de sonido. 4. Protection effective, Angenommene Schutzwirkung, Valore di attenuazione atteso, Valor de atenuación previsto.

Nominal diameter: / 10-13 mm, XS=10 S=11 M=12 L=13
Size M

SNR=28

Variability of noise reduction as a function of noise spectra.



Earplugs help you manage sound. Use them to protect against hearing damage from excessive decibels. The user must ensure that the earplugs are fitted, adjusted and maintained in accordance with this Instruction Manual. Any other use is not intended and therefore not permitted.

1. Insert the plug by grasping the plug between your thumb and forefinger. To facilitate insertion, pull gently on the top of your ear.
2. Gently push and twist until the tip of the earplug completely seals your ear canal.
3. Try multiple earplug tips to find the perfect fit.
4. Remove your earplugs using slow, twisting motions to gradually break the seal. Sudden or rapid removal of the hearing protector can cause damage to the eardrum.
5. Incorrect fitting, improper use or failure to follow the instructions for this device will decrease the effectiveness of noise reduction, increase the risk of hearing damage and affect the life of the reusable earplugs. The Hearing Protection Institute is not responsible for any damage resulting from improper use.
6. Check the working condition of the earplugs regularly and store them in the original, clean packaging. The silicone ring and tips are intended for repeated use and can be used approximately 100 times. Clean the plugs regularly with warm water and dry them after cleaning.

⚠ WARNING: Keep earplugs out of the reach of infants and young children, as they may become trapped in the windpipe and cause choking hazard. Use by children should be closely supervised by an adult.

⚠ CAUTION: Inspect the product before use and replace the earplugs if they are damaged or show signs of wear. In case of pain or discomfort while wearing the earplugs, discontinue use. If you continue to experience pain or discomfort, consult a physician. Do not force the earplugs into your ears.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar