

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

KIT DE VENTOSAS



VENTO005


Índice

Español	5
Português	9
English	13

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

Ventosas
de Vacío



1、 Descripción general

Nuestro nuevo instrumento de ventosas sustituye la técnica tradicional de evacuación de aire por ignición por la técnica de purga de aire al vacío, que hace que el aparato de ventosas se absorba en los puntos de acupuntura de la superficie corporal para provocar una contraflujo o una ligera sedimentación de la sangre con el fin de facilitar la fluidez de los flujos en los canales y colaterales, promover la circulación sanguínea, eliminar enfermedades, y por lo tanto hacer florecer el qi y la sangre. El instrumento de ventosas puede producir un potente efecto de campo magnético y es muy eficaz para aliviar el dolor, reducir la hinchazón, disminuir la presión arterial, disminuir la grasa en la sangre, detener la disrrhea, la desintoxicación, la prevención de la proliferación de células cancerosas, así como otras eficacias como la eliminación de la grasa acumulada y mantenerse en forma. El instrumento de ventosas puede utilizarse para diversos tipos de tratamientos médicos, como medicina interna, cirugía, ginecología, pediatría, tratamiento de enfermedades cutáneas y enfermedades de los órganos de los cinco sentidos. El nuevo Instrumento de Ventosas, como producto sanitario de alta calidad, tiene ventajas tales como una perspectiva fina, alta seguridad y fiabilidad, alta efectividad, cura desde la superficie hasta la raíz, económico y duradero.

2、 Método de aplicación


- (1) Tire de la barra de la válvula superior de la copa para garantizar un flujo de aire suave antes de comenzar el tratamiento;
- (2) Fije la boquilla de purga de aire en la parte superior de la ventosa y tire de la varilla verticalmente unas 4 veces para crear una presión negativa adecuada;
- (3) Una vez finalizado el tratamiento, tire suavemente hacia arriba de la barra de la válvula situada en la parte superior de la ventosa para retirar el instrumento de ventosas;
- (4) Utilice líquido desinfectante para limpiar el instrumento de ventosas después de la aplicación. Nunca lo empape de líquido.

3、 Métodos de tratamiento

- (1) Elija las posturas adecuadas, como boca abajo, boca arriba o tumbado de lado, según el estado de su enfermedad.
- (2) Un tratamiento dura entre 10 y 15 minutos, se realiza todos los días o cada dos días, y 7 tratamientos constituyen un periodo de tratamiento. Puede comenzar el siguiente periodo de tratamiento tras un intervalo de 4 días.
- (3) El instrumento de ventosas se puede utilizar de varias formas, como el uso de una sola taza o el uso de un número de tazas al mismo tiempo. Para los ancianos o niños, optar por utilizar menos tazas y tirar de la taza más suavemente y el tiempo del tratamiento debe ser comparativamente más corto, por lo general 5-10 minutos.
- (4) Este producto es especialmente eficaz para curar la insolación (es decir, la terapia de raspado para la insolación) y los acupuntos no fijos (es decir, cualquier punto de dolor por presión del cuerpo).

4、Resfriado común de tipo cálido

Síntoma: Fiebre, dolor distendido en la cabeza, tos, flema espesa, boca seca, angina, pelaje y piel pálida de la lengua. Acupuntos seleccionados: Dazhu, Quchi, Taiyang (ventosas flash), Fengchi, Tiantu. El efecto será mejor si se mueve la ventosa sobre el impulso bak du y ambos canales de la vejiga urinaria hasta que la habilidad se vuelva roja antes de ahuecar sobre el acupunto Yu y otros acupuntos relevantes.




5、Enfermedades de la cirugía ósea

(1) Espondilopatía cervical

Síntoma: Dolor en el cuello, coma, rigidez, limitación de los movimientos o el dolor se extiende al antebrazo, al abductor o se arremolina o se siente mal.

Acupuntos seleccionados:


Dazhui, Dazhu, Jianzhongyu, Jianwaiyu, Jianjing, Tianzong, Quchi, Waiguan y Fengchi.



(2) Periartritis escapulohumeral

Síntoma: Dolor / dolor a la presión en el hombro, limitado movimiento más seroso dolor por la noche.


Acupuntos seleccionados: Jianliao, Jianyu, Jianzhen, Tianzong, Dazhui, Fengchi, Quchi y Hegu.



(3) Lumbago crónico

Síntoma: Dolor continuo en la cintura, el dolor se agrava después de cansarse o resfriarse.

Acupuntos seleccionados: Shengyu, Yaoyangguan, Qihai, Mingmen, Huantiao, Weizhong, Yangling quan, Yongquan y otros acupoints no fijos.



(4) Cuello rígido

Síntoma: rigidez o dolor de cuello causados por una postura inadecuada al dormir o por tensión en el cuello.

Acupuntos seleccionados: Dazhui, Fengchi, Fengmen, Jianjing, Jianzhongyu, Jianwaiyu y otros acupuntos no fijos.


(5) Lesión de tejidos blandos

Síntoma: Hinchazón parcial, dolor y limitación de movimientos causados por heridas en los ligamentos musculares, etc. Miembros superiores

Acupuntos seleccionados: Hegu, Shou sanli, Quchi y acupuntos no fijos.

Acupuntos seleccionados: Yaoyangguan, Weizhong, Dazhui, Yongquan y otros acupuntos no fijos.

Acupuntos seleccionados de los miembros inferiores: Weizhong, Cheng shan, Yanglingquan y otros acupuntos seleccionados temporalmente.




(6) Dolor en el talón

Síntoma: Dolor en el talón, incapaz de mantenerse en pie o de caminar, causado por un traumatismo, un sobreesfuerzo o un espolón. Acupuntos seleccionados: Chengshan, Taixi, Kunlun, Yongquan, Zhaohai y otros acupuntos no fijos.

(7) Dolor en el nervio óseo

Síntoma: Dolores de tipo punzante, quemadura o esparcimiento en cintura, cadera, parte posterior del muslo y pantorrilla o limitación de movimientos, el dolor se agrava después de cansarse o resfriarse.

Acupuntos seleccionados: punto de reacción en la cintura, Shengyu, Yaoyangguan, Huantiao, Chibian, Jizhong, Chengshan, Yinmen, Xuanzhong, Fengshi, Yanlingquan.



6. Precauciones


- (1) El tratamiento con ventosas no debe aplicarse a enfermedades cardíacas graves, insuficiencia cardíaca, enfermedades con tendencia a hemorragias, pacientes con tumores, mujeres embarazadas, mujeres con el bajo vientre en período menstrual, elcosis, tronco, posición del corazón o en caso de coma, fractura ósea o convulsión.
- (2) La habitación en la que se realiza el tratamiento con ventosas debe mantenerse caliente y evitar el viento frío. Es aconsejable que beba agua caliente después del tratamiento con ventosas y no lave las marcas de las ventosas en su cuerpo en los 30 minutos posteriores al tratamiento con ventosas.
- (3) Las petequias (azules, moradas, negras y rojas) que quedan después del tratamiento con ventosas son un tipo de reacción sintomática. Por ejemplo, las petequias negras indican frío, las petequias amarillas y rojas indican calor. No se preocupe. Las petequias desaparecerán 3-5 días después. Es normal encontrar burbujas en el cuerpo durante un cierto periodo después del tratamiento de ventosas, si la burbuja es grande, entonces desinféctala regularmente y pinchela con una aguja desinfectada, luego limpie la burbuja con un tampon y desinféctela con alcohol médico al 75% para prevenir la infección.

Rev.1

GADNIC

MANUAL DO UTILIZADOR

Copos para vácuo



1、Descrição geral

O nosso novo instrumento de ventosas substitui a técnica tradicional de evacuação de ar por ignição pela técnica de purga de ar a vácuo, que faz com que o aparelho de ventosas seja absorvido pelos pontos de acupuntura na superfície do corpo para causar contrafluxo ou ligeira sedimentação do sangue, a fim de facilitar o fluxo suave nos canais e colaterais, promover a circulação sanguínea, eliminar doenças e, assim, fazer florescer o qi e o sangue. O instrumento de ventosas pode produzir um poderoso efeito de campo magnético e é muito eficaz no alívio da dor, na redução do inchaço, na diminuição da pressão sanguínea, na redução da gordura no sangue, no fim da disrreia, na desintoxicação, na prevenção da proliferação de células cancerígenas, bem como noutras eficácias como a eliminação da gordura acumulada e a manutenção da forma. O instrumento de ventosas pode ser utilizado para vários tipos de tratamentos médicos, tais como medicina interna, cirurgia, ginecologia, pediatria, tratamento de doenças da pele e doenças dos cinco órgãos dos sentidos. O novo instrumento de ventosas, enquanto produto médico de alta qualidade, apresenta vantagens como uma perspectiva fina, elevada segurança e fiabilidade, elevada eficácia, cura desde a superfície até à raiz, é económico e duradouro.

2、Método de aplicação


- (1) Puxe a barra superior da válvula do copo para garantir um fluxo de ar suave antes de iniciar o tratamento;
- (2) Fixe o bocal de ventilação na parte superior da ventosa e puxe a haste verticalmente cerca de 4 vezes para criar uma pressão negativa adequada;
- (3) Quando o tratamento estiver concluído, puxe suavemente para cima a barra da válvula na parte superior da ventosa para retirar o instrumento da ventosa;
- (4) Utilizar um líquido desinfetante para limpar o instrumento de ventosas após a aplicação. Nunca o mergulhe em líquido.

3、Métodos de tratamento

- (1) Escolha posições adequadas, como deitado de barriga para baixo, de barriga para cima ou deitado de lado, consoante o estado da sua doença.
- (2) Um tratamento dura 10-15 minutos, é efectuado todos os dias ou de dois em dois dias, e 7 tratamentos constituem um período de tratamento. Pode iniciar o próximo período de tratamento após um intervalo de 4 dias.
- (3) O utensílio de ventosas pode ser utilizado de várias formas, por exemplo, utilizando uma única chávina ou várias chávinas ao mesmo tempo. No caso dos idosos ou das crianças, opta-se por utilizar menos chávinas e puxar a chávina mais suavemente, devendo o tempo de tratamento ser comparativamente mais curto, normalmente 5-10 minutos.
- (4) Este produto é especialmente eficaz na cura da insolação (ou seja, terapia de raspagem para a insolação) e dos pontos de acupuntura não fixos (ou seja, qualquer ponto doloroso de pressão no corpo).

4. Constipação comum, tipo quente


Sintoma: Febre, dor de cabeça distendida, tosse, catarro espesso, boca seca, angina, pele e pele pálida da língua. Pontos de acupuntura selecionados: Dazhu, Quchi, Taiyang (ventosas rápidas), Fengchi, Tiantu. O efeito será melhor se a ventosinha for movida sobre o impulso bak du e ambos os canais da bexiga urinária até a habilidade ficar vermelha antes de colocar a ventosinha sobre o acuponto Yu e outros acupontos relevantes.



5. Doenças do cirurgia óssea

(1) Espondilopatia cervical

Sintoma: Dor no pescoço, coma, rigidez, limitação de movimentos ou dor que se estende ao antebraço, abdutor ou rodopios ou sensação de mal-estar. Acupontos selecionados: Dazhui, Dazhu, Jianzhongyu, Jianwaiyu, Jianjing, Tiansong, Quchi, Waiguan e Fengchi.




(2) Periartritis escapulohumeral

Sintoma: Dor/pressão no ombro, limitação dos movimentos, dor mais intensa à noite. Acupuntura selecionada: Jianliao, Jianyu, Jianzhen, Tiansong, Dazhui, Fengchi, Quchi e Hegu.


(3) Lumbago crônico

Sintoma: Dor contínua na cintura, a dor é agravada após cansaço ou frio. Pontos de acupuntura selecionados: Shengyu, Yaoyangguan, Qihai, Mingmen, Huantiao, Weizhong, Yangling quan, Yongquan e outros pontos de acupuntura não fixos.




(4) Cuello rígido

Sintoma: rigidez ou dor no pescoço causada por uma postura de sono incorrecta ou tensão no pescoço. Pontos de acupuntura selecionados: Dazhui, Fengchi, Fengmen, Jianjing, Jianzhongyu, Jianwaiyu e outros pontos de acupuntura não fixos.




(5) Lesões dos tecidos moles

Sintoma: Inchaço parcial, dor e limitação de movimentos causados por lesões dos ligamentos musculares, etc. Membros superiores ; Pontos de acupuntura selecionados: Hegu, Shou sanli, Quchi e pontos de acupuntura não fixos. Pontos de acupuntura selecionados: Yaoyangguan, Weizhong, Dazhui, Yongquan e outros pontos de acupuntura não fixos. Pontos de acupuntura selecionados para os membros inferiores: Weizhong, Chengshan, Yanglingquan e outros pontos de acupuntura selecionados temporariamente.



(6) Dor no calcanhar

Sintoma: Dor no calcanhar, incapacidade de se manter de pé ou de andar, causada por traumatismo, esforço excessivo ou esporão. Pontos de acupuntura selecionados: Chengshan, Taixi, Kunlun, Yongquan, Zhaohai e outros pontos de acupuntura não fixos.



(7) Dor no nervo ósseo

Sintoma: Dor latejante, ardente ou disseminada na cintura, anca, parte posterior da coxa e barriga da perna ou limitação dos movimentos; a dor agrava-se após o cansaço ou o frio. Pontos selecionados: ponto de reação da cintura, Shengyu, Yaoyangguan, Huantiao, Chibian, Jizhong, Chengshan, Yinmen, Xuanzhong, Fengshi, Yanlingquan.


6. Precauções

- (1) O tratamento com ventosas não deve ser aplicado a doenças cardíacas graves, insuficiência cardíaca, doenças com tendência para hemorragias, pacientes com tumores, mulheres grávidas, mulheres com abdômen inferior no período menstrual, cotovelo, tronco, posição do coração ou em caso de coma, fratura óssea ou convulsão.
- (2) A sala onde o tratamento com ventosas é efectuado deve ser mantida quente e evitar o vento frio. É aconselhável beber água morna após o tratamento com ventosas e não lavar as marcas de ventosas no corpo nos 30 minutos seguintes ao tratamento com ventosas.
- (3) As petéquias (azuis, púrpuras, pretas e vermelhas) que permanecem após a colocação das ventosas são um tipo de reação sintomática. Por exemplo, as petéquias pretas indicam frio, as petéquias amarelas e vermelhas indicam calor. Não se preocupe. As petéquias desaparecem 3 a 5 dias depois. É normal encontrar bolhas no corpo durante um certo período após o tratamento com ventosas. Se a bolha for grande, desinfete-a regularmente e pique-a com uma agulha desinfetada, depois limpe a bolha com um tampão e desinfete-a com álcool medicinal a 75% para evitar infecções.

GADNIC

USER'S MANUAL

Flakes for vacuum



1、General description

Our new suction cup instrument replaces the traditional technique of evacuating air by ignition with the vacuum air purge technique, which causes the suction cup instrument to be absorbed by the acupuncture points on the surface of the body to cause counterflow or slight sedimentation of the blood, in order to facilitate smooth flow in the channels and collaterals, promote blood circulation, eliminate diseases and thus make the qi and blood flourish. The suction cup instrument can produce a powerful magnetic field effect and is very effective in relieving pain, reducing swelling, lowering blood pressure, reducing fat in the blood, ending dysrhea, detoxifying, preventing the proliferation of cancer cells, as well as other efficacies such as eliminating accumulated fat and keeping fit. The suction cup instrument can be used for various types of medical treatment, such as internal medicine, surgery, gynaecology, paediatrics, treatment of skin diseases and diseases of the five sense organs. As a high-quality medical product, the new suction cup instrument has advantages such as a fine perspective, high safety and reliability, high efficiency, healing from the surface to the root, cost-effectiveness and durability.

2、Method of implementation


- (1) Pull the top bar of the cup valve to ensure a smooth flow of air before starting treatment;
- (2) Attach the vent nozzle to the top of the suction cup and pull the rod vertically about 4 times to create adequate negative pressure;
- (3) When the treatment is complete, gently pull up on the valve bar at the top of the suction cup to remove the instrument from the suction cup;
- (4) Use a disinfectant liquid to clean the suction cup instrument after application. Never immerse it in liquid.

3、Treatment methods

- (1) Choose suitable positions, such as lying on your stomach, on your stomach or on your side, depending on the state of your illness.
- (2) A treatment lasts 10-15 minutes, is carried out every day or every other day, and 7 treatments make up a treatment period. You can start the next treatment period after a 4-day break.
- (3) The suction cup tool can be used in various ways, for example using a single cup or several cups at the same time. In the case of the elderly or children, it is best to use fewer cups and pull the cup more gently, and the treatment time should be comparatively shorter, usually 5-10 minutes.
- (4) This product is especially effective in curing heatstroke (i.e. scraping therapy for heatstroke) and unfixed acupuncture points (i.e. any painful pressure point on the body).

4. Common cold, like hot


Symptom: Fever, distended headache, cough, thick phlegm, dry mouth, angina, pale skin and tongue. Selected acupuncture points: Dazhu, Quchi, Taiyang (fast suction cups), Fengchi, Tiantu. The effect will be best if the suction cup is moved over the bak du impulse and both urinary bladder channels until the skin turns red before placing the suction cup over the Yu acupoint and other relevant acupoints.



5. Diseases of bone surgery

(1) Cervical spondylopathy

Symptom: Neck pain, coma, stiffness, limitation of movement or pain extending to the forearm, abductor or whirling or feeling unwell. Selected acupoints: Dazhui, Dazhu, Jianzhongyu, Jianwaiyu, Jianjing, Tiansong, Quchi, Waiguan and Fengchi.




(2) Scapulohumeral periarthritis

Symptom: Shoulder pain/pressure, limited movement, more intense pain at night. Acupuncture selected: Jianliao, Jianyu, Jianzhen, Tiansong, Dazhui, Fengchi, Quchi and Hegu.


(3) Chronic lumbago

Symptom: Continuous pain in the waist, the pain is aggravated by tiredness or cold. Selected acupuncture points: Shengyu, Yaoyangguan, Qihai, Mingmen, Huantiao, Weizhong, Yangling quan, Yongquan and other non-fixed acupuncture points.




(4) Stiff collar

Symptom: neck stiffness or pain caused by incorrect sleeping posture or neck tension. Selected acupuncture points: Dazhui, Fengchi, Fengmen, Jianjing, Jianzhongyu, Jianwaiyu and other non-fixed acupuncture points.



(5) Soft tissue injuries

Symptom: Partial swelling, pain and limited movement caused by muscle ligament damage, etc. Upper limbs ; Selected acupuncture points: Hegu, Shousanli, Quchi and non-fixed acupuncture points. Selected acupuncture points: Yaoyangguan, Weizhong, Dazhui, Yongquan and other non-fixed acupuncture points. Selected acupuncture points for the lower limbs: Weizhong, Chengshan, Yanglingquan and other temporarily selected acupuncture points.




(6) Heel pain

Symptom: Pain in the heel, inability to stand or walk, caused by trauma, overexertion or heel spurs. Selected acupuncture points: Chengshan, Taixi, Kunlun, Yongquan, Zhaohai and other non-fixed acupuncture points.

(7) Bone nerve pain

Symptom: Throbbing, burning or widespread pain in the waist, hip, back of the thigh and calf or limitation of movement; the pain worsens after tiredness or cold. Selected points: waist reaction point, Shengyu, Yaoyangguan, Huantiao, Chibian, Jizhong, Chengshan, Yinmen, Xuanzhong, Fengshi, Yanlingquan.



6. Precautions

- (1) Treatment with suction cups should not be applied to severe heart disease, heart failure, diseases with a tendency to haemorrhage, patients with tumours, pregnant women, women with a lower abdomen in the menstrual period, elbow, trunk, heart position or in the event of a coma, bone fracture or seizure.
- (2) The room where the cupping treatment is carried out should be kept warm and avoid cold wind. It is advisable to drink lukewarm water after the cupping treatment and not to wash the cup marks on the body within 30 minutes of the cupping treatment.
- (3) The petechiae (blue, purple, black and red) that remain after the suction cups are placed are a type of symptomatic reaction. For example, black petechiae indicate cold, yellow and red petechiae indicate heat. Don't worry, though. The petechiae disappear 3 to 5 days later. It's normal to find blisters on the body for a certain period after treatment with suction cups. If the blister is large, disinfect it regularly and prick it with a disinfected needle, then clean the blister with a tampon and disinfect it with 75% medical alcohol to avoid infection.

¿Necesitás ayuda?

Ingresá a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.

-  **11 6260 1114 (sólo texto)**
-  **serviciotecnico@bidcom.com.ar**
-  **www.bidcomservice.com.ar**

Bidcom
SERVICE

